



aquatec®

 **Pure Cala**

ASSISE PERCÉE REHAUSSÉE

Un design discret pour
les routines quotidiennes



Présentation de l'Aquatec **Pure Cala**®

L'Aquatec **Pure Cala** est un nouveau siège de toilette surélevé, conçu pour soutenir les soins personnels. Simple à utiliser et fabriqué pour une stabilité durable, il rend les routines de soins quotidiennes naturelles, discrètes et rassurantes.



Design moderne

Le design de Pure Cala est simple et moderne, parfaitement adapté à n'importe quel domicile.



Assurance qualité

Tous les produits Aquatec sont conçus, fabriqués et testés selon les normes les plus élevées.



Simple et discret

Conçu pour soutenir l'indépendance quotidienne avec facilité et dignité.



Approuvé par les experts

Aquatec est une marque de confiance utilisée par les professionnels depuis des décennies.

S'intègre sans effort dans la vie de tous les jours.





L'indépendance au quotidien

Premier modèle de la gamme **Pure** d'Aquatec, **Pure Cala** est un siège de toilette surélevé de 10 cm, sûr et simple à installer, conçu pour le confort et le soutien au quotidien.

 **Simple à installer**
Le montage sans outil rend l'installation rapide et facile.

 **Fixation facile à saisir**
La molette de verrouillage profilée et texturée facilite le montage par toute personne ayant une dextérité limitée.



[Cliquez ici pour regarder la vidéo >>](#)



 **Couvercle en option**
Choisissez Pure Cala avec ou sans couvercle.

 **Assise souple en option**
Pour un confort accru.

 **Hauteur optimale**
Hauteur augmentée de 10 cm pour faciliter le passage de la position assise à la position debout.

 **Sécurité et soutien**
Le système de verrouillage intégré avec inserts en caoutchouc antidérapants assure la stabilité.

 **Façonné pour le confort**
Le siège légèrement profilé apporte un niveau optimal de soutien et de confort.

 **Adaptation universelle**
Adaptable sur une large gamme de cuvettes de toilettes et de salles de bains.



Ouverture avant et arrière



Résistant aux taches et facile à nettoyer



Design discret et sobre



Conçu pour s'adapter à n'importe quel domicile

L'Aquatec **Pure Cala** s'intègre facilement et sans effort dans les environnements domestiques ou médicaux. Il est spécialement conçu pour briser la stigmatisation associée et promouvoir l'indépendance au quotidien.

aquatec®

Aquatec jouit d'une solide réputation dans les solutions de soins personnels. Depuis des décennies, la sécurité, la simplicité et la qualité durable sont devenues sa marque de fabrique.



Toilette



Douche



Bain



Sécurité

Caractéristiques techniques



Largeur de l'ouverture

20.5 cm



Largeur totale

36.5 cm



Profondeur de l'ouverture

25.5 cm



Profondeur totale

40.5 cm



Hauteur du siège surélevée par rapport à la cuvette des toilettes

10 cm



Hauteur totale du produit

155 mm, y compris le système de verrouillage assemblé




Poids

1,1 kg (avec couvercle)
0,7 kg (sans couvercle)



Capacité de charge

250kg



Blanc

Couleur



5 ans

Durée de vie

Fabriqué en Europe



Nous nous engageons à utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement, à réduire le plastique autant que possible et à explorer des solutions d'emballage plus intelligentes.

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem, Belgique

© 2025 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Toutes les informations citées sont considérées comme exactes au moment de l'impression. Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans consultation préalable. Aquatec Pure Cala_FR_11/25

