

# Essential Touch

Vendbar og opskåret trykaflastende madras

En praktisk madras der tilbyder  
komfort og redistribution af tryk.



**En effektiv løsning**

Til forebyggelse af trykskader



**Yes, you can.®**

# En komfortabel investering



## Redistribuering af tryk

- Skummets overflade består af en serie nøglehulsopskårede felter på begge sider. Felterne bevæger sig individuelt og fordeler på denne måde vægten jævnt.
- Kastelleret skum med individuelle celler tilbyder højere grad af nedsynkning og omslutning af borgeren.
- Madrasen er kastelleret i 3 forskellige zoner for optimal nedsynkning af hele kroppen, ligesom cellerne er lidt bredere langs kanten for god sidestabilitet.



## Reduceret shear og friktion

- Skummets nøglehuls-opskårede felter hjælper med at reducere shear, når borgeren re-positionerer sig i sengen.
- Betrækket er udført i flervejsstrækbart, væsketæt polyuretan materiale, hvilket reducerer shear og friktionskræfter.
- Essential Touch er velegnet til brug i hjemmeplejen og på institutioner.



## Komfort

- Opskæring af skumoverfladen i felter øger komfort og nedsynkning i madrassen.
- Idet skummet består af nøglehuls-opskårede felter på begge sider, kan madrassen vendes og roteres efter behov, hvorved madrassens levetid forlænges.
- Betrækket har to solide håndtag og afdækket lynlås på 3 sider for let på- og afmontering i forbindelse med rengøring.

## Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).



Størrelse ▼

2000 × 830 × 150 mm  
2000 × 880 × 150 mm  
2000 × 1030 × 150 mm  
2000 × 1180 × 150 mm



Max brugervægt ▼

150 kg



Rengøring ▼

95°

Madrasen er produceret i overensstemmelse med:

- European Standard: BS EN 597-1 Cig
- European Standard: BS EN 597-2
- BS7177:1996 Crib 5.

Essentiel pleje i henhold til EPUAP/NPUAP's anbefalinger, er afgørende for tryksårforebyggelsen. Denne madras bidrager positivt til plejeplanens tryksårforebyggende tiltag. Uddannelse, klinisk vurdering og procedureorienteret planlægning, baseret på den enkelte borgers behov, er væsentlige faktorer i tryksårforebyggelsen. Skummets vægtfylde er ca 40 kg/m<sup>3</sup>.

Tlf.: 3690 0000  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Danmark



Yes, you can.®

