


Dacapo *Kid*




Le matelas pédiatrique



Yes, you can.®

Le matelas **Dacapo Kid** a été spécialement conçu pour le lit pédiatrique **NordBed Kid**. Disponible en 6 dimensions, il s'adaptera parfaitement aux mesures de ce lit pédiatrique afin d'offrir une solution complète. Composé d'une couche de mousse haute résilience, les découpes géométriques à la surface du matelas permettront la réduction des cisaillements afin d'offrir une meilleure redistribution des points de pression et une bonne ventilation. Ce matelas apportera une solution durable et confortable aux enfants.



Housse du **Dacapo Kid**

- ▶ Imperméable à l'eau
- ▶ Housse respirante en polyuréthane
- ▶ Multi-extensible
- ▶ Lavable à 95°
- ▶ Fermeture à glissière entièrement dissimulée sur 3 côtés

Caractéristiques principales



◀ Mousse haute résilience

La mousse haute résilience a une structure cellulaire relativement uniforme et dense qui lui permet de fournir un bon soutien pendant son utilisation, et maintenir sa forme lorsqu'il est déchargé.



◀ Poignées de préhension

Des poignées de préhension facilitent le transport et la manipulation du matelas.

Caractéristiques techniques ▼


Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.be/fr.



Poids total ▼



Poids max. utilisateur ▼



Hauteur ▼

	Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼	Hauteur ▼
Kid	6 kg	70 kg	100 mm

Tests d'inflammabilité conformes aux normes européennes EN 597-1 et EN 597-2.

Références		Largeur	Longueur
1632151	Matelas Dacapo Kid	79 cm	136 cm
1632152	Matelas Dacapo Kid	79 cm	156 cm
1632153	Matelas Dacapo Kid	79 cm	175 cm
Références pour utilisation avec Protection Mousse de barrières de lit			
1632853	Matelas Dacapo Kid	77 cm	136 cm
1632854	Matelas Dacapo Kid	77 cm	156 cm
1632855	Matelas Dacapo Kid	77 cm	175 cm