

Dacapo *Kid*




De pediatrische matras



Yes, you can.

De **Dacapo Kid** matras is speciaal ontworpen voor het **NordBed Kid** pediatrische bed. Hij is verkrijgbaar in 6 maten en past perfect bij de afmetingen van dit bed, zodat hij een complete oplossing biedt. Een enkellaags, zeer veerkrachtig schuim met vierkante ribbels zorgt voor meer contact met de huid en een effectieve drukverdeling. De ribbels passen zich aan de contouren van het kind aan voor extra ondersteuning en comfort in alle posities. Onze waterafstotende hoes is ontworpen volgens de hoogste kwaliteits- en hygiënenormen, waardoor de **Dacapo Kid** een comfortabele ondersteuning biedt voor elk kind.



Hoes van **Dacapo Kid**

- ▶ Waterdicht
- ▶ Ademende polyurethaan hoes
- ▶ Multi-stretch
- ▶ Machinewasbaar op 95°C
- ▶ Volledig verborgen ritsluiting aan 3 zijden

Hoofdkenmerken



◀ HR schuim

Hoogwaardig veerkrachtig schuim heeft een relatief uniforme en dichte celstructuur, waardoor het goede ondersteuning biedt tijdens gebruik en zijn vorm behoudt wanneer het niet belast wordt.



◀ Handgrepen

Handgrepen maken het gemakkelijker om de matras te vervoeren en te hanteren.

Technische kenmerken ▼


Voor meer informatie over dit product kunt u de gebruikers- en onderhoudshandleidingen raadplegen op www.invacare.be.



Totale
Gewicht ▼



Max. gebruikers-
gewicht ▼



Hoogte ▼

Kid	6 kg	70 kg	100 mm
-----	------	-------	--------

Brandbaarheidstests conform de Europese normen EN 597-1 en EN 597-2.

Referenties		Breedte	Lengte
1632151	Matras Dacapo Kid	79 cm	136 cm
1632152	Matras Dacapo Kid	79 cm	156 cm
1632153	Matras Dacapo Kid	79 cm	175 cm
Referenties voor gebruik met polsteringen voor bedrails			
1632853	Matras Dacapo Kid	77 cm	136 cm
1632854	Matras Dacapo Kid	77 cm	156 cm
1632855	Matras Dacapo Kid	77 cm	175 cm