

Robin[®] EVO

Patiënten en zorgverleners ondersteunen



Een nieuwe en geavanceerde plafondlift

De nadruk ligt op veilige en betrouwbare transfers.



Een betere oplossing voor patiëntentransfers

De Invacare Robin® EVO is onze nieuwe en verbeterde plafondtillift, ontworpen om te voldoen aan de hedendaagse uitdagingen in verpleeg- en thuiszorgomgevingen.

Uit onderzoek blijkt dat 59% van de blessures bij zorgprofessionals het gevolg is van het tillen en verplaatsen van patiënten.¹ Fysieke belasting en verkeerde houdingen leiden tot rugklachten en diverse aandoeningen aan het bewegingsapparaat, met als gevolg een hoog ziekteverzuim.

Correcte patiëntenverplaatsing helpt blessures te voorkomen en zorgt voor een verantwoorde en veilige werkomgeving voor zowel personeel als patiënten.

Door de toenemende regelgeving rondom handmatige verplaatsing en het personeelstekort, moeten patiënten nu door minder zorgverleners worden verplaatst.

Plafondliften kunnen het werk van zorgpersoneel vergemakkelijken.



Eenmans-zorg

Transfers kunnen **door één zorgverlener** worden uitgevoerd.



Effectief voor mantelzorgers

Uit diverse studies is gebleken dat plafondliften de **werkdruk van zorgverleners en het aantal transfers aanzienlijk verminderen, tot wel 47%²**.



Respect voor patiënten

De Robin® EVO plafondlift is een efficiënte oplossing voor handmatige verplaatsing, waarbij de waardigheid en **veiligheid van de patiënt** centraal staan.

De Robin® EVO
plafondlift is geschikt
voor diverse thuis- en
zorgomgevingen.



1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340-344

2. Van plafondtilsysteem naar plafondzorgsysteem een praktijkgericht onderzoek naar de effecten van grootschalige introductie van plafondtilsystemen, Hanneke JJ Knibbe, Nico E Knibbe. LOCOmotion, November 2021

Voel je veilig en meer verbonden met de Robin® EVO

Gebaseerd op onze vertrouwde voorganger Robin®, is de Robin® EVO de volgende generatie plafondtiliften met verbeteringen op het gebied van veilige en effectieve transfers.

Het ontwerp behoudt veel populaire kenmerken van de Robin, maar legt bijzondere nadruk op de kwaliteit van de zorg die door één persoon wordt verleend, wat zowel de zorgverlener als de patiënt geruststelt.



1

Positieve interacties met patiënten

Het concept met twee hijsbanden is ontworpen om effectieve communicatie en positieve interacties tussen patiënt en zorgverlener te bevorderen, waardoor angst wordt verminderd en het algehele vertrouwen wordt vergroot.

> **Extra zekerheid dankzij een nieuw led-display** dat bedieningspictogrammen en foutcodes weergeeft voor het oplossen van problemen.

> **Door het gebruik van een juk overbodig te maken,** kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd.

> **Uitstekende stabiliteit.** Het ontwerp met twee hijsbanden biedt maximale stabiliteit en comfort tijdens transfers. Hierdoor voelt de patiënt zich veiliger en meer gerustgesteld.

> **Verbeterde transfers.** Gezien er geen juk nodig is, voelen patiënten zich minder beperkt en meer betrokken, wat resulteert in een soepele transfer. Deze aanpak bevordert een prettigere ervaring voor de patiënt.

2

Extra beveiligingsfuncties

Van het nieuwe led-display tot de bedieningslampjes en het noodtrekkoord: bij het ontwerp van de Robin® EVO staat veiligheid altijd voorop.

3

Nog meer efficiëntie

Het nieuwe ontwerp zorgt voor meer tilcycli per oplaadbeurt, hogere tilsnelheden en een langere levensduur van de accu.



> **De bedieningslampjes** lichten blauw wanneer het hefsysteem in gebruik is.

> **De gebruiksvriendelijke haken** houden de banden stevig op hun plaats.

> **Veiligheid staat voorop** dankzij het noodstopkoord en een elektrisch en mechanisch daalsysteem.



> **Batterijlaadindicator** met 3 ledlampjes voor extra gebruiksgemak. Magnetische handafstandsbediening voor eenvoudige bevestiging.

LI-ION

> **Hogere efficiëntie** dankzij de lithium-ionbatterij.



> Maximale belasting van 200 kg.



De liftmat kiezen

Invacare liftmatten zijn een essentiële aanvulling op de Robin® EVO plafondlift. Ze bieden veilige, ondersteunende en comfortabele patiënttransfers. Alle modellen zijn zorgvuldig ontworpen om perfect aan te sluiten op de lichaamsvorm van de gebruiker, waardoor een optimale pasvorm en de juiste ondersteuning gegarandeerd zijn.

Ze zijn verkrijgbaar in dertien modellen, elk in zes verschillende maten, met drie stofopties. Er is een Invacare liftmat voor elke behoefte.



Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.

						
Lengte v/d motor ▼	Breedte v/d motor ▼	Hoogte v/d motor ▼	Lengte v/d hijsband ▼	Hefsnelheid ▼	Totale breedte ▼	Max. gebruikersgewicht ▼
505 mm	190 mm	211 mm	2,5 meter	Hefsnelheid zonder belasting: 4,2 cm/s Hefsnelheid met een belasting van 200 kg: 3,7 cm/s	9,5 kg	200 kg

Aantal hefbewegingen per lading: circa 90 (gebruikersgewicht 80 kg, hefhoogte 0,5 m).

Spanning tussen accu en plafondlift: 24V DC. Voeding: 100-240V AC, 50/60 Hz, 1A.

Voldoet aan ISO 10535:2021.



Robin Evo is speciaal ontworpen voor patiënten die zich niet zelfstandig kunnen bewegen en hulp van zorgverleners nodig hebben. Dit mobiliteitsniveau wordt volgens de MK5-classificatie aangeduid als niveau D en E.

In MK5 wordt functionele mobiliteit ingedeeld in vijf niveaus (A, B, C, D en E) op basis van de beperkingen van de patiënt en diens vermogen om mee te werken tijdens transfers. LOCOmotion (Knibbe & Knibbe)

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België

