



Küschall® CHAMPION SL

GEMAAKT OM
TE REIZEN

—
GEBOUWD
VOOR
PRESTATIES



Kuschall.com



COMPACT EN
OPVOUWBAAR

CHAMPION

SL

Maak kennis met de gloednieuwe Kuschall Champion SL, een stijlvol nieuw Kuschall design. Met alle reisvaardige karakteristieken van de originele Champion, maar dan lichter en nog wendbaarder. De nieuwe Champion SL is ontworpen met de rigiditeit van de KSL en biedt optimale gebruikerscontrole en een hoog reactievermogen voor een nog efficiëntere rit.

SUPERLICHT
EN STEVIG





De Champion SL
belooft vlekkeloze rit
te bieden aan de
meest veeleisende
gebruikers.



We stoppen al onze passie en expertise in elk detail van de Champion SL. Ons doel was om een rolstoel te ontwerpen die compact en opvouwbaar is en een uitzonderlijke rijervaring biedt. We hebben ons niet alleen gericht op de hoogste normen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid, maar we hebben ook een stoel ontworpen die de geest en esthetiek van Kuschall weerspiegelt.



ONTDEK NIEUWE AVONTUREN

De Champion SL is ontworpen voor een actieve levensstijl en neemt u mee op reis om nieuwe avonturen te beleven, uw passies te volgen en uw wereld te openen.





EENVOUDIG MEENEEMBAAR

We zouden nooit veranderen wat u zo geweldig vindt aan de Kuschall Champion. Een reisbewust ontwerp, de Champion SL is een winnaar als het gaat om gemak. Vouw simpelweg het frame op voor eenvoudig transport en compacte opslag. De nieuwe Champion SL neemt u mee naar de plekken waar u heen wilt - met vertrouwen.





UITSTEKENDE (RIJ)PRESTATIES

De Champion SL is een zeer veelzijdige rolstoel die speciaal is ontworpen om te presteren. Zeer licht en robuust, we hebben ons gericht op een energie efficiënt ontwerp. Met meer kracht en reactievermogen zorgt de Champion SL voor efficiënt rollen en optimale biomechanica.





BEKIJK HET VAN DICHTER

SUPERLICHT

Nieuw transportgewicht van 5,9 kg voor eenvoudiger hanteren.

REACTIEF

Maakt eenvoudige en snelle veranderingen in richting, snelheid en navigatie in krappe bochten mogelijk.

EENVOUDIG MEENEEMBAAR

Het unieke vouwsysteem vereenvoudigt transport en opslag.



ERGONOMISCH

Vergemakkelijkt herpositionering en transfers.

HYDROFORMING TECHNOLOGIE

Versterkt het frame voor meer rigiditeit en verbetert de voortstuwingsprestaties.



BEKIJK DE VIDEO



PERSONALISEER UW CHAMPION SL

1. FRAMEKLEUREN

Standaard framekleuren



Pure White

Anthracite Grey

Space Black



Carmine Red

Azure Blue

Bijkomende framekleuren*



Flashy Yellow

Black Glossy

Silver Grey

Pearl Night Blue



Ruby Red

Dynamite Orange

Forest Green

* Langere levertermijn

2. STYLING




3. STYLING KLEUR



Rood

Zwart



Lichtgrijs

Goud

Rood

Blauw

Donkergrijs

Zwart

4. UNIQUE SERVICE

Bedenk uw nieuwe Küschall rolstoel van A tot Z met UNIQUE. Deze toegewijde service creëert uw gepersonaliseerde rolstoel die past bij uw persoonlijkheid en levensstijl.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Afgebeeld: Spenergy wiel met UNIQUE productie. Scan de QR-code voor meer informatie.





TECHNISCHE GEGEVENS

ZITBREEDTE

360 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

340 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ONDERBEEEN- LENGTE

320 - 500 mm
Traploos verstelbaar



RUGHOOGTE

300 - 465 mm
In stappen van 15 mm



RUGHOEK

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 490 mm



FRAME HOEK

75° / 90°
Recht of toelopend



POSITIE ZWAARTEPUNT

8 posities



CAMBER

0° / 1° / 3°



TOTALE LENGTE

75° frame: ca. 930 mm
90° frame: ca. 830 mm



TOTALE BREEDTE

ZB + 160 - 240 mm



TOTALE BREEDTE (DICHTGEVOUWEN)

Ca. 280 - 340 mm



GEWICHT

Ca. 8,4 kg



TRANSPORT GEWICHT

Ca. 5,9 kg



MAX. GEBRUIKERS GEWICHT

100 kg



Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. : +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België

