

# Eva

**Gamme de lève-personnes mobiles  
passifs en aluminium**



## **L'ergonomie au service de la mobilité**

La bonne réponse aux besoins de levage,  
grâce à une roulabilité fluide unique.




## Eva450EE

L'Eva450 est un lève-personne mobile polyvalent adapté à toutes les situations de levage et à des utilisateurs pesant jusqu'à 205 kg.

Utilisé avec les accessoires de levage fonctionnels et faciles à utiliser de SystemRoMedic, l'Eva450 est le choix idéal pour les transferts entre le sol, une chaise ou un lit, ainsi que pour les levages horizontaux et la rééducation à la marche.

L'Eva450 est disponible avec des pieds de hauteur standard ou dans une version spéciale à pieds bas pour une utilisation avec des

lits de faible hauteur. Toutes les variantes de l'Eva450 sont livrées complètes et prêtes à l'emploi, équipées d'une barre de sangle stable avec des verrous de sécurité fiables et d'une télécommande. La barre de sangle est de largeur standard (450 mm/17,7"), ce qui convient à la plupart des utilisateurs et des situations de levage.



## Eva600EE

L'Eva600EE est un lève-personne mobile polyvalent adapté à toutes les situations de levage, en particulier pour les utilisateurs plus lourds pesant jusqu'à 270 kg.

Utilisé avec les accessoires de levage fonctionnels et faciles à utiliser de SystemRoMedic, l'Eva600EE est le choix idéal pour les transferts entre le sol, une chaise ou un lit, ainsi que pour les levages horizontaux et la rééducation à la marche. L'Eva600EE est également disponible dans une version spéciale avec des pieds bas pour une utilisation

avec des lits plus bas.

Les deux variantes de l'Eva600EE sont fournies complètes et prêtes à l'emploi, équipées d'une barre de suspension plus large (600 mm/23,6"), offrant une suspension plus ouverte, idéale pour les utilisateurs plus grands, et d'une télécommande.



## Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : [www.dhcare.be/fr](http://www.dhcare.be/fr)

|                                            | <b>Eva450EE ▼</b>                                                                                  | <b>Eva600EE ▼</b>                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                   | Aluminium                                                                                          | Aluminium                                                                                           |
| Élargissement de la base                   | Électrique                                                                                         | Électrique                                                                                          |
| Abaissement d'urgence                      | Manuel et électrique                                                                               | Manuel et électrique                                                                                |
| Matériau, barre de sangle                  | Aluminium                                                                                          | Aluminium                                                                                           |
| Réf.                                       | 60100002                                                                                           | 60100003                                                                                            |
| Nom                                        | Eva450EE                                                                                           | Eva600EE                                                                                            |
| Description                                | Dispositif de levage mobile à base extensible électriquement, avec barre de sangle et télécommande | Élévateur mobile avec base à élargissement électrique, complet avec barre de sangle et télécommande |
| Largeur de la base, dimensions extérieures | 685-980 mm                                                                                         | 750-1150 mm                                                                                         |
| Largeur de la base, dimensions intérieures | 585-880 mm                                                                                         | 650-1050 mm                                                                                         |
| Poids total                                | 34 kg                                                                                              | 39 kg                                                                                               |
| Plage de levage                            | 500-1790 mm                                                                                        | 500-1810 mm                                                                                         |
| Vitesse de levage sans charge              | 35 mm/s                                                                                            | 35 mm/s                                                                                             |
| Capacité de la batterie                    | 2.9 Ah                                                                                             | 2.9 Ah                                                                                              |
| Largeur de la barre de sangle              | 450 mm                                                                                             | 600 mm                                                                                              |
| Indice de protection                       | IPX4                                                                                               | IPX4                                                                                                |
| Charge maximale d'utilisation              | 205 kg                                                                                             | 270 kg                                                                                              |
| Roulettes avant, diamètre                  | 100 mm                                                                                             | 100 mm                                                                                              |
| Roulettes arrière, diamètre                | 100 mm                                                                                             | 100 mm                                                                                              |
| Unité                                      | 1                                                                                                  | 1                                                                                                   |

**Tel: +32 (0)50 83 10 10**  
[marketingbelgium@dhcare.com](mailto:marketingbelgium@dhcare.com)  
[www.dhcare.be/fr](http://www.dhcare.be/fr)

DHCare Belgium SA  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 Belgique

