

Mover-assortiment

Transfer Platform



Actieve transferoplossingen

Soepele en veilige transfers, met vertrouwen uitgevoerd in iedere zorgomgeving



Ontworpen voor actieve transfers

Het Mover-assortiment biedt een soepele, comfortabele en waardige manier om gebruikers te verplaatsen tussen bed, rolstoel, toilet en stoel. Ontwikkeld voor actieve gebruikers die nog gewicht op hun benen kunnen dragen, ondersteunen beide modellen een veilige zit-sta-transfer en helpen zij zorgverleners ergonomisch te werken – iedere dag, in elke zorgomgeving.

Zowel de Mover Plus als de Mover Aqua zijn voorzien van een smal onderstel, dubbele zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren in krappe ruimtes en comfortabele kussens. Tijdens de transfer blijft er voortdurend oogcontact tussen gebruiker en zorgverlener, wat zorgt voor een rustige en vertrouwde transfer.

Kies de Mover Plus voor dagelijkse transfers binnenshuis, zowel in zorginstellingen als in de thuissituatie. Kies de Mover Aqua voor transfers in badkamers, doucheruimtes of andere natte omgevingen waar hygiëne een belangrijke rol speelt.



> Mover Plus

> Mover Aqua



Toepassing

De Mover Plus is ontwikkeld voor dagelijkse transfers binnenshuis op vlakke ondergronden. De Mover Aqua is speciaal ontworpen voor gebruik in natte omgevingen, waaronder doucheruimtes, zonder concessies te doen aan veiligheid of stabiliteit.



Maximale belasting

De Mover Aqua en Mover Plus zijn geschikt voor gebruikers tot 150 kg en voldoen daarmee aan de eisen van bariatrische zorg en zorgomgevingen met een hoge belasting.



Materialen & hygiëne

De Mover Aqua is uitgevoerd met waterbestendige materialen, PU-kussens en roestvrijstalen componenten, waardoor hij eenvoudig te reinigen is en ideaal is voor zorgomgevingen waar hoge hygiëne-eisen gelden. De Mover Plus is voorzien van standaard beklede kussens en is daarmee uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik in de reguliere zorg.

> Duwbeugel

De ergonomisch vormgegeven duwbeugel zorgt voor een comfortabele en gecontroleerde bediening voor de zorgverlener.

> Vast smal onderstel

Het smalle onderstel maakt de Mover eenvoudig te manoeuvreren in krappe ruimtes en gemakkelijk op te bergen.

> Dubbele zwenkwielen

De dubbele contactvlakken zorgen voor soepel en stabiel manoeuvreren op iedere binnenvloer.

> Lage opstap

De lage instap maakt het eenvoudig om de voeten te plaatsen, zodat gebruikers hun voeten niet hoog hoeven op te tillen ter voorbereiding op het opstaan.

> Dwarsstang

Dankzij de verschillende grijphoogtes op de dwarsstang kan iedere gebruiker een comfortabele en passende greeppositie kiezen, voor een veilige ondersteuning tijdens het opstaan.

> Zitkussens

Comfortabel gepolsterde zitkussens bieden goede ondersteuning en kunnen eenvoudig worden opgeklapt wanneer ze niet worden gebruikt. De Mover Aqua is voorzien van waterbestendige PU-kussens, terwijl de Mover Plus is uitgerust met standaard beklede kussens.

> Scheensteunen

De grote, comfortabel gepolsterde contactvlakken bieden optimale ondersteuning voor gebruikers met verschillende onderbeenlengtes en ontlasten gevoelige drukpunten.

> Antislipplatform

Het antislipplatform biedt gebruikers een stabiele en veilige stand, met of zonder schoenen.

> Smalle voorzijde

Dankzij het slanke ontwerp aan de voorzijde kan de Mover dicht bij de gebruiker worden gepositioneerd, ook wanneer deze in een rolstoel zit.

Technische specificaties ▼



Max gebruikers-
gewicht ▼



Breedte -
buitenzijde ▼



Breedte
opstap ▼



Hoogte ▼

Mover Aqua	150 kg	63.5cm	38cm	107cm
Mover Plus	150 kg	63.5cm	38cm	107cm



Lengte ▼



Zithoogte ▼



Gewicht ▼

Mover Aqua	96cm	80cm	28 kg
Mover Plus	96cm	80cm	28 kg