

Raizer[®] M

Siège de relevage manuel
en cas de chute



**Dispositif médical innovant
pour relever un patient au sol**

pour relever une personne allongée sur le
sol ayant besoin d'aide pour se relever




Sentez-vous en sécurité et à l'aise avec Raizer M

Le Raizer M est un siège de relevage à commande manuelle à utiliser en cas de chute. Son montage rapide et sa facilité d'utilisation permettent de soulever une personne du sol jusqu'à une position quasi debout en quelques minutes seulement.

Le Raizer M est particulièrement adapté à une utilisation à domicile et peut être utilisé par n'importe qui. Son utilisation ne requiert aucune compétence particulière et il est impossible de l'assembler de manière incorrecte.

Les pieds et les dossiers s'emboîtent parfaitement à leur place, et des indicateurs de montage clairs vérifient que les pièces ont été assemblées correctement.

Le fauteuil est actionné par une manivelle – de manière ergonomique et sans effort pour l'assistant.



Toujours prêt

Actionné manuellement par manivelle.



Max. 150 kg

Capacité de levage sécurisée pour une grande variété d'utilisateurs.



Quelques minutes

Du sol à une position quasi-debout en quelques minutes seulement.



> Appuie-tête optionnel

Prévient les tensions cervicales pendant le levage.

> Ceinture de sécurité incluse

Stabilise en toute sécurité la personne tombée.

> Poignée de manivelle

Insertion possible des deux côtés – ergonomique et sans effort.

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.dhcare.be/fr



**Dimensions
couché ▼**

132cm x 88cm x
27cm



**Dimensions
debout ▼**

54cm x 88cm x
127cm



CMU ▼

Max. 150kg



Poids ▼

Assise : 7,2 kg
Pieds et dossier :
5,2 kg
Total : 12,4 kg

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@dhcare.com
www.dhcare.be/fr

DHCare Belgium SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

