

# Raizer<sup>®</sup> M

Hefstoel



**Veilig tillen en verplaatsen**

Valmanagement




# Voel u veilig en comfortabel met de Raizer M

De Raizer M is een handmatig bediende hefstoel voor het veilig helpen van een persoon na een val. Dankzij de snelle montage en eenvoudige bediening kan een gevallen persoon in slechts enkele minuten van de vloer naar een vrijwel staande positie worden gebracht.

De Raizer M is bij uitstek geschikt voor gebruik in de thuissituatie en kan door vrijwel iedereen worden bediend. Er zijn geen speciale vaardigheden nodig en de stoel kan niet verkeerd worden gemonteerd. De poten en rugsteunen passen uitsluitend op de juiste positie en duidelijke montage-indicatoren

bevestigen dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd.

De stoel wordt handmatig bediend met een slinger, waarmee de gebruiker op een ergonomisch verantwoorde manier wordt opgetild, zonder fysieke overbelasting van de hulpverlener.



## Altijd klaar voor gebruik

Handmatig bediend met een slinger.



## Max. 160 kg

Veilig tillen van een breed scala aan gebruikers.



## Binnen enkele minuten

Van de vloer naar een vrijwel staande positie in slechts enkele minuten.



### > Optionele hoofdsteun

Voorkomt overbelasting van de nek tijdens het tillen

### > Veiligheidsgordel inbegrepen

Biedt veilige en stabiele ondersteuning tijdens de volledige tilbeweging.

### > Slinger

Kan aan beide zijden worden geplaatst voor een ergonomische en moeiteloze bediening.

## Technische specificaties ▼

---



### Afmetingen in liggende positie ▼

132cm x 88cm x  
27cm



### Afmetingen in staande positie ▼

54cm x 88cm x  
127cm



### Max. gebruikersgewicht ▼

Max. 150kg



### Gewicht ▼

Zitting: 7,2 kg  
Poten en  
rugleuning: 5,2 kg  
Totaal: 12,4 kg

---