

TurnSafe 2

Aide au passage de la position assise à la position debout et au transfert



Guidon de transfert pour des rotations en toute sécurité

Aide au passage de la position assise à la position debout et aux transferts pour les utilisateurs et les soignants



Transferts sûrs, actifs et confortables

Le TurnSafe 2 est une aide ergonomique pour passer de la position assise à la position debout et effectuer des transferts, avec une fonction de rotation intégrée. Développée en étroite collaboration avec des professionnels de santé et des utilisateurs, elle favorise à la fois l'autonomie de l'utilisateur et la sécurité du soignant.



Active et soutien

- > **Grande palette repose-pieds** avec surface antidérapante et hauteur réglable
- > **Supports de jambe inférieure réglables** – latéralement et en hauteur
- > **Poignées robustes et ergonomiques** permettant à l'utilisateur de participer activement aux transferts



Facile à utiliser et à manoeuvrer

- > **Compact et ergonomique** – facile à avoir à portée de main
- > **Facile à faire pivoter** et à manoeuvrer dans la plupart des espaces et des situations même dans les plus exigus
- > **Le frein au pied** du côté du soignant assure stabilité et sécurité



Protège le soignant

- > **Contribue à prévenir les troubles musculo-squelettiques** pour les soignants
- > **Se démonte en trois pièces** pour faciliter le transport et le rangement
- > **Convient** à une large gamme de scénarios de transfert : lit, fauteuil roulant, toilettes

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.dhcare.be/fr

Poids total ▼	Diamètre de la palette repose-pieds ▼	CMU ▼	Unité ▼	Hauteur de la poignée inférieure de l'utilisateur ▼	Hauteur de la poignée supérieure, pour le soignant ▼	Hauteur du support pour la jambe inférieure ▼	Supports de jambe inférieure réglables par paliers de ▼
15 kg	451 mm	150 kg	1	800-1146 mm	912-1259 mm	185-531 mm	50 mm

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@dhcare.com
www.dhcare.be/fr

DHCare Belgium SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

