

TurnSafe 2

Sta-op & Transferhulpmiddel



Veilig tillen en verplaatsen

Ondersteuning bij zit-sta-transfers voor gebruikers en zorgverleners



Veilige, actieve en comfortabele transfers

De TurnSafe 2 is een ergonomisch opsta- en transferhulpmiddel met een geïntegreerde draaifunctie. Het hulpmiddel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en gebruikers en ondersteunt zowel de zelfstandigheid van de gebruiker als de veiligheid van de zorgverlener.



Activeert & ondersteunt

- > **Grote voetplaat** met antislippoppervlak en verstelbare hoogte.
- > **Scheensteunen verstelbaar in hoogte** en zijwaartse richting.
- > **Stevige, ergonomische handgrepen** stimuleren de gebruiker om actief deel te nemen aan de transfer.



Eenvoudig in gebruik & wendbaar

- > **Compact en praktisch ontwerp**, waardoor de TurnSafe 2 altijd binnen handbereik is.
- > **Eenvoudig te draaien** en te manoeuvreren in de meeste ruimtes en zorgsituaties.
- > **Voetrem aan de zijde** van de zorgverlener zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid tijdens de transfer.



Beschermt de zorgverlener

- > **Helpt het risico** op werkgerelateerde lichamelijke belasting en letsel bij zorgverleners te verminderen.
- > **Kan worden gedemonteerd in drie onderdelen** voor eenvoudig transport en compacte opslag.
- > **Geschikt** voor een breed scala aan transfers, zoals van en naar bed, rolstoel en toilet.

Technische specificaties ▼

						
Totaal gewicht ▼	Diameter voetplaat ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Hoogte van onderste grijpstang gebruiker ▼	Hoogte van bovenste grijpstang zorggever ▼	Hoogte van scheensteunen ▼	Stapgrote verstelling scheensteunen ▼
15 kg	451 mm	150 kg	800-1146 mm	912-1259 mm	185-531 mm	50 mm

DHCare Belgium NV
Autobaan 22
8210 Loppem België
www.dhcare.be

