

AQUATEC®

Pico fristående toalettstolsförhöjare



En flexibel toalettstolsförhöjare



Den fristående toalettstolsförhöjaren är mycket flexibel och anpassningsbar.

Aquatec Pico fristående toalettstolsförhöjare, kan justera sitthöjd, montera på eller av armstöd och ryggstöd, helt utan att använda verktyg. Den är lätt att hantera eftersom den har en låg vikt, dessutom är den helt rostfri. Är det trångt om utrymme? Då är det bra att känna till att *Aquatec Pico* fristående toalettstolsförhöjare, dessutom har en heltäckande mjuksits, som man enkelt lägger på sitsen, och får då en vanlig duschpall eller duschstol, beroende på hur den i övrigt utrustas.

En flexibel gejder

Toalettgejderen kan enkelt monteras så att man kan ta ut bäckenkärlet rakt bakåt, eller montera den så att bäckenkärlet kan tas ut från höger eller vänster sida.

Bygg ihop din egen produkt



Möjligheter att variera

Bygg ihop din egen version av **Pico** toalettstolsförhöjare. Med eller utan armstöd och rygg, det beror på vilka behov användare har och hur trångt utrymmet är. Tar man bort ryggdelen så kan den användas över en vanlig toalettstol.

Max användarvikt

Maximal användarvikt på **Pico** toalettstolsförhöjare är 160 kg, med eller utan ryggstöd och eller armstöd.

Teknisk data

För mer detaljerad information, titta i bruksanvisningen. Den hittar du på www.invacare.se under produkten.

	Sitthöjd	Sittbredd	Sitt djup	Total bredd	Totalt djup	Bredd mellan armstöd	Pallens vikt	Stolens vikt
Pico fristående toalettstolsförhöjare	425 - 575 mm	430 mm	420 mm	575 mm	520 mm	430 mm	3,2 kg	4 / 4,8 ¹ kg

Max användarvikt

Pico fristående toalettstolsförhöjare

160 kg

1. Vikt med armstöd

Färg

Vit



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

