



**TILLBEHÖR och RESERVDELAR till  
 Azalea / Azalea Assist  
 (för fullständig lista se Elektronisk reservdelskatalog)**

		SB (är inget mått skrivet passar artikel till SB)		
	<b>SITS</b>			
	Sitsplatta inkl velcro och skruv sb39	39	För sittedjup 43-50cm	<input type="checkbox"/> 1508135
	Sitsplatta inkl velcro och skruv sb44	44		<input type="checkbox"/> 1508136
	Sitsplatta inkl velcro och skruv sb49	49		<input type="checkbox"/> 1508137
	Sitsplatta inkl velcro och skruv f Tall sb39	39	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	<input type="checkbox"/> 1507946
	Sitsplatta inkl velcro och skruv f Tall sb44	44	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	<input type="checkbox"/> 1507947
Sitsplatta inkl velcro och skruv f Tall sb49	49	Enbart med Tall sd 48-55cm, ej 90gr benstöd	<input type="checkbox"/> 1507948	
	<b>Tall-kit för 24tum drivhjul till sithöjd 50cm</b>			
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 24tum sb 39	39	Länkhjul 200x45mm el 175x45mm ingår ej utan måste väljas separat	<input type="checkbox"/> 1508017
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 24tum sb 44	44		<input type="checkbox"/> 1508018
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 24tum sb 49	49		<input type="checkbox"/> 1508019
	<b>Tall-kit för 16tum drivhjul till sithöjd 50cm</b>			
	Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 16tum sb 39	39	Länkhjul 200x45mm el 175x45mm ingår ej utan måste väljas separat	<input type="checkbox"/> 1508020
Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 16tum sb 44	44		<input type="checkbox"/> 1508021	
Tallkit t sh50cm f Azalea m drivhjul 16tum sb 49	49		<input type="checkbox"/> 1508022	
 	<b>SITTDYNA</b>			
	<b>Sittdyna Fioshape, plysch</b>			
	Sittdyna Fioshape 405x535 plysch	39		<input type="checkbox"/> 1508055-TR35
	Sittdyna Fioshape 455x535 plysch	44		<input type="checkbox"/> 1508057-TR35
	Sittdyna Fioshape 505x535 plysch	49		<input type="checkbox"/> 1508059-TR35
	<b>Sittdyna Fioshape, dartex</b>			
	Sittdyna Fioshape 405x535 dartex	39		<input type="checkbox"/> 1508055-TR26
	Sittdyna Fioshape 455x535 dartex	44		<input type="checkbox"/> 1508057-TR26
	Sittdyna Fioshape 505x535 dartex	49		<input type="checkbox"/> 1508059-TR26
	<b>Sittdyna Fioshape, spacer</b>			
	Sittdyna Fioshape 405x535 spacer	39		<input type="checkbox"/> SP1508055-TR36
	Sittdyna Fioshape 455x535 spacer	44		<input type="checkbox"/> SP1508057-TR36
Sittdyna Fioshape 505x535 spacer	49		<input type="checkbox"/> SP1508059-TR36	
	<b>Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag</b>			
	Sittdyna Vicair Multifunctional inkl O2 std överdrag 40x52x8	39		<input type="checkbox"/> OMFS/CC/4052
	Sittdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag 45x52x8	44		<input type="checkbox"/> OMFS/CC/4552
Sittdyna Vicair Multifunctional O2 inkl std överdrag 50x52x8	49		<input type="checkbox"/> OMFS/CC/5052	
	<b>RYGGSTÖD</b>			
	<b>Ryggstöd fast Flex3 Laguna sats</b> För Laguna/Passad/Vicair ryggdyna		Passar ej ryggöverdrag polstrat	<input type="checkbox"/> SP1562142
	<b>Ryggstöd fast Flex3 Mistral2 sats</b> För Mistral ryggdyna		Passar ej ryggöverdrag polstrat	<input type="checkbox"/> SP1562143
	<b>Rygggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 39</b>	39		<input type="checkbox"/> SP1579675
	<b>Rygggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 44</b>	44		<input type="checkbox"/> SP1579692
	<b>Rygggram Flex3 ställbar inkl ryggstomme kardborre 49</b>	49		<input type="checkbox"/> SP1579693

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR		
	<b>RYGGDYNA</b>					
	<b>Ryggöverdrag polstrat plysch</b> Ryggöverdrag polstrat 475x540 plysch sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 plysch sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 plysch sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR35 <input type="checkbox"/> SP1589930-TR35 <input type="checkbox"/> SP1589941-TR35		
	<b>Ryggöverdrag polstrat, dartex</b> Ryggöverdrag polstrat 475x540 dartex sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 dartex sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 dartex sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR26 <input type="checkbox"/> SP1589930-TR26 <input type="checkbox"/> SP1589941-TR26		
	<b>Ryggöverdrag polstrat, spacer</b> Ryggöverdrag polstrat 475x540 spacer sb39 Ryggöverdrag polstrat 525x540 spacer sb44 Ryggöverdrag polstrat 575x540 spacer sb49	39 44 49	Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd Passar ej fast ryggstöd	<input type="checkbox"/> SP1589929-TR36 <input type="checkbox"/> SP1589930-TR36 <input type="checkbox"/> SP1589931-TR36		
		<b>Ryggdyna Laguna svart plysch</b> Ryggdyna Laguna 372x550 plysch sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 plysch sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 plysch sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR35 <input type="checkbox"/> SP1427119-TR35 <input type="checkbox"/> SP1427120-TR35	
		<b>Ryggdyna Laguna svart dartex</b> Ryggdyna Laguna 372x550 dartex sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 dartex sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 dartex sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR26 <input type="checkbox"/> SP1427119-TR26 <input type="checkbox"/> SP1427120-TR26	
		<b>Ryggdyna Laguna svart spacer</b> Ryggdyna Laguna 372x550 spacer sb39 Ryggdyna Laguna 402x550 spacer sb44 Ryggdyna Laguna 452x550 spacer sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1427118-TR36 <input type="checkbox"/> SP1427119-TR36 <input type="checkbox"/> SP1427120-TR36	
			<b>Ryggdyna Mistral 2 plysch</b> Ryggdyna Mistral 2 355x510 plysch sb39 Ryggdyna Mistral 2 405x510 plysch sb44 Ryggdyna Mistral 2 455x510 plysch sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424651-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424652-TR35
			<b>Ryggdyna Mistral 2 dartex</b> Ryggdyna Mistral 2 355x510 dartex sb39 Ryggdyna Mistral 2 455x510 dartex sb44 Ryggdyna Mistral 2 505x510 dartex sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1431668-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424651-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424652-TR26
			<b>Ryggdyna Passad 2 plysch</b> Ryggdyna Passad 440x550 plysch sb39 Ryggdyna Passad 470x550 plysch sb44 Ryggdyna Passad 520x550 plysch sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1429271-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR35 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR35
			<b>Ryggdyna Passad 2 dartex</b> Ryggdyna Passad 440x550 dartex sb39 Ryggdyna Passad 470x550 dartex sb44 Ryggdyna Passad 520x550 dartex sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1429271-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR26 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR26
			<b>Ryggdyna Passad 2 spacer</b> Ryggdyna Passad 440x550 spacer sb39 Ryggdyna Passad 470x550 spacer sb44 Ryggdyna Passad 520x550 spacer sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1429271-TR36 <input type="checkbox"/> SP1424647-TR36 <input type="checkbox"/> SP1424649-TR36
<b>Ryggdyna Passad2 hög dartex</b> Ryggdyna Passad hög 440x550 dartex sb39 Ryggdyna Passad hög 470x550 dartex sb44 Ryggdyna Passad hög 520x550 dartex sb49			39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1444275-TR26 <input type="checkbox"/> SP1444276-TR26 <input type="checkbox"/> SP1444277-TR26	
	<b>Ryggdyna Vicair Multifunctional O2</b> Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 40-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 45-54 Ryggdyna Vicair Multifunctional O2 inkl överdrag 50-54	39 44 49		<input type="checkbox"/> OMFB/CC/4054 <input type="checkbox"/> OMFB/CC/4554 <input type="checkbox"/> OMFB/CC/5054		












BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>KÖRHANDTAG</b> Körhandtagsbygel H/S fast kpl 39 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 44 Körhandtagsbygel H/S fast kpl 49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1571966 <input type="checkbox"/> SP1571967 <input type="checkbox"/> SP1571968
	Körbygel VS 39 Flex3 Körbygel VS 44 Flex3 Körbygel VS 49 Flex3	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1563967 <input type="checkbox"/> SP1564551 <input type="checkbox"/> SP1564552
<b>JUSTERING RYGG/SITSENHET</b>				
	Kolvsats f rygg o sits kpl t Azalea tät  Sits/Rygg tilt el kpl Azalea 2015-08 >		Gaskolv, vajer och grepp x2 ingår	<input type="checkbox"/> SP1605256 <input type="checkbox"/> SP1583212
	Låsdetalj för rygg/tilt st 			◆ 1527435
<b>BENSTÖDSALTERNATIV</b>				
	Centralplacerad fotplatta		Ej för SH 40cm	<input type="checkbox"/> 1484821
	Benstödsinfästning sb 39cm Benstödsinfästning sb 44cm Benstödsinfästning sb 49cm  Benstödsinfästning hög +5cm sb 39cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 44cm Benstödsinfästning hög +5cm sb 49cm  Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 39cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 44cm Benstödsinfästning m 10gr vink f sb 49cm		Standard Standard Standard  5cm högre benstödsinfästning 5cm högre benstödsinfästning 5cm högre benstödsinfästning  För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm För 90° knävinkel, ej länkhjul större än 150mm	<input type="checkbox"/> 1449888-0509 <input type="checkbox"/> 1449889-0509 <input type="checkbox"/> 1449890-0509  <input type="checkbox"/> SP1574112 <input type="checkbox"/> SP1574113 <input type="checkbox"/> SP1574114  <input type="checkbox"/> SP1656850 <input type="checkbox"/> SP1656851 <input type="checkbox"/> SP1656852
<b>BENSTÖDSÖVERDEL</b>				
	Benstöd vs m fäste f vadvadstöd vä 2020 Benstöd vs m fäste f vadvadstöd hö 2020			<input type="checkbox"/> SP60122669 <input type="checkbox"/> SP60122670
	Benstöd vf 80gr hö/vä svart 2019		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1574349-0646
	Benstöd vf 90gr hö/vä svart 2019		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1650918-0646
	Benstöd amputation vä Benstöd amputation hö		Ej med enstödsinfästning m 10gr vink Ej med enstödsinfästning m 10gr vink	<input type="checkbox"/> 1442991 <input type="checkbox"/> 1442990
<b>VADSTÖD</b>				
	Vadstöd 145mm u fäste vä 2019 Vadstöd 145mm u fäste hö 2019 Vadstöd 170mm u fäste vä 2019 Vadstöd 170mm u fäste hö 2019 Vadstöd 195mm u fäste vä 2019 Vadstöd 195mm u fäste hö 2019	39 39 44 44 49 49		<input type="checkbox"/> SP1605831 <input type="checkbox"/> SP1603256 <input type="checkbox"/> SP1605832 <input type="checkbox"/> SP1605829 <input type="checkbox"/> SP1605833 <input type="checkbox"/> SP1605834








BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>FOTPLATTA HEL VINKEL &amp; DJUPSTÄLLBAR FÖR BENSTÖD VINKELSTÄLLBAR &amp; 90GR</b>			
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd korta rör	39	Kort rör = 24cm	<input type="checkbox"/> 1493268
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd korta rör	44		<input type="checkbox"/> 1493270
	Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd korta rör	49		<input type="checkbox"/> 1495822
	Fotplatta hel 31+10cm f 90gr benstöd långa rör	39	Långt rör = 36cm, ej sitthöjd 40	<input type="checkbox"/> 1493358
	Fotplatta hel 36+10cm f 90gr benstöd långa rör	44		<input type="checkbox"/> 1493377
Fotplatta hel 41+10cm f 90gr benstöd långa rör	49		<input type="checkbox"/> 1495826	
	Fotlåda kpl 39	39	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	<input type="checkbox"/> SP1571749
	Fotlåda kpl 44	44	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	<input type="checkbox"/> SP1571750
	Fotlåda kpl 49	49	Passar ej SH 40cm, benstödsöverdel 90gr	<input type="checkbox"/> SP1571751
			Fotlådan har korta fotrör, 24cm	
<b>FOTPLATTOR DELADE</b>				
	<b>FOTPLATTA VS FÖR VS BENSTÖD 2020</b>			
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd vä	39		<input type="checkbox"/> SP1603263
	Fotplatta vs 172mm m rör f vs benstöd hö	39		<input type="checkbox"/> SP1603259
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd vä	44		<input type="checkbox"/> SP1603264
	Fotplatta vs 197mm m rör f vs benstöd hö	44		<input type="checkbox"/> SP1603260
	Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd vä	49		<input type="checkbox"/> SP1603265
Fotplatta vs 222mm m rör f vs benstöd hö	49		<input type="checkbox"/> SP1603261	
	<b>FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR KORT RÖR</b>			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	39		<input type="checkbox"/> 1429163
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	39		<input type="checkbox"/> 1429164
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	44		<input type="checkbox"/> 1429165
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	44		<input type="checkbox"/> 1429166
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör vä	49		<input type="checkbox"/> 1429167
Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd kort rör hö	49		<input type="checkbox"/> 1429168	
	<b>FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 80GR LÅNGT RÖR</b>			
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	39		<input type="checkbox"/> 1429175
	Fotplatta vs 18+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	39		<input type="checkbox"/> 1429176
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	44		<input type="checkbox"/> 1429177
	Fotplatta vs 19+1cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	44		<input type="checkbox"/> 1429178
	Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör vä	49		<input type="checkbox"/> 1429179
Fotplatta vs 18+3cm f 80gr/vs benstöd långt rör hö	49		<input type="checkbox"/> 1429180	
	<b>FOTPLATTA VS FÖR BENSTÖD 90GR KORT</b>			
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	39		<input type="checkbox"/> 1446132
	Fotplatta vs 14+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	39		<input type="checkbox"/> 1446133
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	44		<input type="checkbox"/> 1446134
	Fotplatta vs 17+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	44		<input type="checkbox"/> 1446135
	Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör vä	49		<input type="checkbox"/> 1446159
Fotplatta vs 19+5cm f 90gr benstöd kort rör hö	49		<input type="checkbox"/> 1446160	
	<b>FOTSTÖD TILLBEHÖR</b>			
Hälbånd			<input type="checkbox"/>	

BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR	
      	<b>ARMSTÖD</b> Armstöd smal dyna vä Armstöd smal dyna hö  Armstöd extra smal dyna vä Armstöd extra smal dyna hö  Armstöd bred dyna vä Armstöd bred dyna hö  Armstöd Skålad vä Armstöd Skålad hö  Armstöd/Sidostöd hö/vä Armstöd/Sidostöd hö/vä  Armstöd smal dyna låg höjd vä Armstöd smal dyna låg höjd hö  Armstöd hemi kpl vä Armstöd hemi kpl hö		Med 22" el 24" drivhjul risk med konflikt armstöd Med 22" el 24" drivhjul risk med konflikt armstöd     Passar endast Bord swing away Passar endast Bord swing away    Låg = - 6cm, passar ej med bord Låg = - 6cm, passar ej med bord  Passar ej med bord Passar ej med bord	<input type="checkbox"/> 1517368 <input type="checkbox"/> 1517367  <input type="checkbox"/> SP1652418 <input type="checkbox"/> SP1652418  <input type="checkbox"/> 1427167 <input type="checkbox"/> 1427168  <input type="checkbox"/> SP60126946 <input type="checkbox"/> SP60126947  <input type="checkbox"/> 1492547 <input type="checkbox"/> 1492547  <input type="checkbox"/> SP1563966 <input type="checkbox"/> SP1563965  <input type="checkbox"/> 1492901 <input type="checkbox"/> 1492900	
		<b>TILLBEHÖR ARMSTÖD</b> Dyna f sidoskydd m överdrag		Passar ej armstöd / sidostöd, för hö el vä	<input type="checkbox"/> SP1563943
		<b>TILLBEHÖR SITS</b> Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB39 Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB44 Inkontinensöverdrag Dartex Svart SB49	39 44 49	För Flosshape dynor För Flosshape dynor För Flosshape dynor	<input type="checkbox"/> 5253078-TR26 <input type="checkbox"/> 5253079-TR26 <input type="checkbox"/> 5253080-TR26
		Bendelare m fäste st		Passar ej centralplacerad fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1663114
		Sitsplatta förhöjare 2cm sb39 Sitsplatta förhöjare 2cm sb44 Sitsplatta förhöjare 2cm sb49	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1570896 <input type="checkbox"/> SP1572855 <input type="checkbox"/> SP1572856
		Vinkelmätare sits Vinkelmätare rygg			<input type="checkbox"/> SP1561584 <input type="checkbox"/> SP1563954
	<b>NACKSTÖD/HUVUDSTÖD</b>				
	Huvudstöd m sidostöd Överdrag f huvudstöd m sidostöd		Justerbart i sidled	<input type="checkbox"/> 1446559 <input type="checkbox"/> 1518516	
	Huvudstöd m käckstöd		Justerbart i sidled	<input type="checkbox"/> 1446560	
	Nackstöd Överdrag nackstöd			<input type="checkbox"/> 1508848 <input type="checkbox"/> 1518517	
	Rattvredsats		2 st handvred för nack/huvudstöd	<input type="checkbox"/> 1445693	







BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>BÄLSTÖD FÖR STÄLLBAR RYGG FLEX3 inkl fäste</b> <b>Bälstöd multijusterbar dyna</b> Bälstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar Bälstöd multi inkl fäste Flex3 ställbar		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1561729 <input type="checkbox"/> SP1561729
	<b>Bälstöd förhöjt multijusterbar dyna</b> Bälstöd förhöjt multi vä Flex3 ställbar inkl fäste Bälstöd förhöjt multi hö Flex3 ställbar inkl fäste			<input type="checkbox"/> SP1562960 <input type="checkbox"/> SP1562961
	<b>Bälstöd std dyna</b> Bälstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar Bälstöd standard inkl fäste Flex3 ställbar			<input type="checkbox"/> SP1561730 <input type="checkbox"/> SP1561730
	<b>Bälstöd förhöjt std dyna</b> Bälstöd förhöjt standard vä Flex3 ställbar inkl fäste Bälstöd förhöjt standard hö Flex3 ställbar inkl fäste			<input type="checkbox"/> SP1562962 <input type="checkbox"/> SP1562963
	<b>Bälstöd Swing away std dyna</b> Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar vä Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 ställbar hö			<input type="checkbox"/> SP1561641 <input type="checkbox"/> SP1561642
	<b>Bälstöd swing away multijusterbar dyna</b> Bälstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar vä Bälstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 ställbar hö			<input type="checkbox"/> SP1561651 <input type="checkbox"/> SP1531652












BILD	BÄLSTÖD FÖR FAST RYGG FLEX3 inkl fäste	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>Bälstöd multijusterbar dyna</b> Bälstöd multi inkl fäste Flex3 fast Bälstöd multi inkl fäste Flex3 fast		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1552726 <input type="checkbox"/> SP1552726
	<b>Bälstöd förhöjt multijusterbar dyna</b> Bälstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast vä Bälstöd förhöjt multi inkl fäste Flex3 fast hö			<input type="checkbox"/> SP1552728 <input type="checkbox"/> SP1552729
	<b>Bälstöd std dyna</b> Bälstöd standard inkl fäste Flex3 fast Bälstöd standard inkl fäste Flex3 fast		Passar både hö/vä	<input type="checkbox"/> SP1557672 <input type="checkbox"/> SP1557672
	<b>Bälstöd förhöjt std dyna</b> Bälstöd förhöjt standard inkl fäste Flex3 fast vä Bälstöd förhöjt standard inkl fäste Flex3 fast hö			<input type="checkbox"/> SP1552680 <input type="checkbox"/> SP1552681
	<b>Bälstöd Swing away std dyna</b> Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast vä Bälstöd Swing away standard inkl fäste Flex3 fast hö			<input type="checkbox"/> SP1557673 <input type="checkbox"/> SP1557674
	<b>Bälstöd swing away multijusterbar dyna</b> Bälstöd swing away multi inkl fäste Flex3 fast vä Bälstöd Swing away multi inkl fäste Flex3 fast hö			<input type="checkbox"/> SP1557675 <input type="checkbox"/> SP1557676
 	<b>TILLBEHÖR RYGGSTÖD</b> Fäste bälstöd Flex3 fast Fäste bälstöd Flex3 ställbar kpl		För fast rygg För ställbar rygg	<input type="checkbox"/> SP1543574 <input type="checkbox"/> SP1554143
	Bälstöd velcro			<input type="checkbox"/> SP1602253
	Svankstödsdyna		Passar bara ställbar Flex 3 rygg	<input type="checkbox"/> 5252527
	Ryggkilar, par			<input type="checkbox"/> SP1513037














BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
<b>TILLBEHÖR BENSTÖD</b>				
	Förlängare t fotp 172/197mm inkl skruv st (passar hö o vä)	39/44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP60128964
	Förlängare f fotp 222/247mm inkl skruv st (passar hö o vä)	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP60128965
	Polstring fotplatta 172mm	39	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP1650355
	Polstring fotplatta 197mm	44	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP1650356
	Polstring fotplatta 222mm	49	Passar enbart fotplatta VS för VS benstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP1650357
	Fotplatteförlängare 17cm f 17-19cm bred fotpl par		Passar ej VF fotstöd, 90gr fotstöd, centralplacerad fotplatta, VS fotstöd 2019	<input type="checkbox"/> SP5255299
	Polstring Fotplatta delad	39, 44, 49	Ej för fotplatta från 2019 och vinkelfast fotplatta	<input type="checkbox"/> SP1533946
	Polstring hel fotplatta 272	39		<input type="checkbox"/> SP1563959
	Polstring hel fotplatta 322	44		<input type="checkbox"/> SP1563962
	Polstring hel fotplatta 372	49		<input type="checkbox"/> SP1563963
	Vadmatta			<input type="checkbox"/> SP1563951
	Vadband justerbart		Passar ej VS benstödsöverdelar	<input type="checkbox"/> 1429214
<b>TILLBEHÖR CHASSI</b>				
	Ramförlängning Azalea par kpl		Förlänger ramen +5cm, enbart ramförlängning passar ej med 90gr benstöd. Ingår i Azalea Tall / Azalea Assist Tall	<input type="checkbox"/> 1484535
<b>LÄNKHJUL</b>				
	Länkhjul 140x40 mass svart u axel		För sh 40cm och 45cm	<input type="checkbox"/> SP1663537
	Länkhjul 150x30 mass svart u axel		För sh 40cm och 45cm	<input type="checkbox"/> SP1659704
	Länkhjul 175x45 mass svart u axel		För sh 45cm och 50cm	<input type="checkbox"/> SP1663538
	Länkhjul 200x30 mass svart u axel		För sh 45cm och 50cm	<input type="checkbox"/> SP1659705
	Länkhjul 200x45 mass svart u axel		För sh 45cm och 50cm	<input type="checkbox"/> SP1659706
<b>LÄNKHJULSGAFLAR</b>				
	Gaffel H 110mm B 40mm m axel st		För länkhjul m bredd 30mm eller smalare	<input type="checkbox"/> SP60128985
	Gaffel H 110mm B 60mm m axel st		För länkhjul bredare än 30mm	<input type="checkbox"/> SP60128984
	Gaffel H 150mm B 40mm m axel st		För länkhjul m bredd 30mm eller smalare	<input type="checkbox"/> SP60128977
	Gaffel H 150mm B 60mm m axel st		För länkhjul bredare än 30mm	<input type="checkbox"/> SP60128983
	Axel länkhjul f gaffel B40 par			<input type="checkbox"/> SP1570168
	Axel länkhjul f gaffel B60 par			<input type="checkbox"/> 1561355
	DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 16 TUM			
	Drivhjul 16 tum mass svart vb m bromshandtag		Komplett m hjul, broms, vajer, bromshandtag	<input type="checkbox"/> SP1656801
<b>DRIVHJUL 22 TUM</b>				
<b>MODELL</b>				
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart alu drivring			<input type="checkbox"/> SP60109188
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			<input type="checkbox"/> SP60109189
	Drivhjul 22x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			<input type="checkbox"/> SP60109190
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring			<input type="checkbox"/> SP60109197
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			<input type="checkbox"/> SP60109198
	Drivhjul 22x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			<input type="checkbox"/> SP60109199
	Drivhjul 22 tum pkt lågprofil rostfri drivring LP/PKTFRI			<input type="checkbox"/> 1536541
<b>DRIVHJUL 24 TUM</b>				
<b>MODELL</b>				
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart alu drivring			<input type="checkbox"/> SP60109176
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart plastad drivring			<input type="checkbox"/> SP60109177
	Drivhjul 24x1.3/8 tum luft svart rostfri drivring			<input type="checkbox"/> SP60109178
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU alu drivring			<input type="checkbox"/> SP60109185
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU plastad drivring			<input type="checkbox"/> SP60109186
	Drivhjul 24x1.3/8 tum massiv svart PU rostfri drivring			<input type="checkbox"/> SP60109187
	Drivhjul 24 tum pkt lågprofil rostfri drivring			<input type="checkbox"/> 1536542
























BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	<b>DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 22 TUM</b> <b>MODELL</b> Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring  Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring Drivhjul 22x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring  Drivhjul 22 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring			<input type="checkbox"/> SP60108741 <input type="checkbox"/> SP60108742 <input type="checkbox"/> SP60108743  <input type="checkbox"/> SP60108750 <input type="checkbox"/> SP60108751 <input type="checkbox"/> SP60108752  <input type="checkbox"/> 1536612
	<b>DRIVHJUL VÅRDARBROMSADE 24 TUM</b> <b>MODELL</b> Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB luft svart rostfri drivring  Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart alu drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart plastad drivring Drivhjul 24x1.3/8 tum VB massiv PU svart rostfri drivring  Drivhjul 24 tum VB pkt lågprofil rostfri drivring			<input type="checkbox"/> SP60108729 <input type="checkbox"/> SP60108730 <input type="checkbox"/> SP60108731  <input type="checkbox"/> SP60108738 <input type="checkbox"/> SP60108739 <input type="checkbox"/> SP60108740  <input type="checkbox"/> 1536613
	<b>TILLBEHÖR DRIVHJUL</b> Ekerskydd 22 tum neutral Ekerskydd 24 tum neutral			<input type="checkbox"/> 5102800 <input type="checkbox"/> 5102807
 	<b>BROMSAR</b> Broms brukarman u fäste vä Broms brukarman u fäste hö  Broms brukarmanövrerad 16 tum, par		Passar Azalea/Azalea Tall BILD 1  Passar Azalea Assist/Assist Tall BILD 2	<input type="checkbox"/> SP1588553 <input type="checkbox"/> SP1588552  <input type="checkbox"/> 1444335
	Bromssats vb kpl		Passar 22-24 tum VB hjul till hela Azalea familjen innehåller vajer, bromshandtag och broms (par)	<input type="checkbox"/> 1536757
	Broms enarm kpl vä Broms enarm kpl hö		Passar 22-24 tum hjul Passar 22-24 tum hjul	<input type="checkbox"/> SP1575306 <input type="checkbox"/> SP1575307
	Bromsfäste kpl Azalea st		För broms brukamanövrerad till 22 eller 24tum	<input type="checkbox"/> 1491317
	<b>TILLBEHÖR</b> Midjebälte med billås			<input type="checkbox"/> 1551066
	Transportfäste f Azalea fram			<input type="checkbox"/> SP1591222
	Bord inkl mont.sats Bord kpl medium inkl monteringsatts Bord kpl large inkl monteringsatts Bord kpl x-large inkl monteringsatts	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	<input type="checkbox"/> SP1570748 <input type="checkbox"/> SP1570749 <input type="checkbox"/> SP1570775
	Bord m armstödsdyna inkl mont.sats Bord m dyna medium kpl inkl mont sats Bord m dyna large kpl inkl mont sats Bord m dyna xlarge kpl inkl mont sats	39 44 49	Passar ej armstöd H/S låg, armstöd/sidostöd, hemi armstöd	<input type="checkbox"/> SP1580892 <input type="checkbox"/> SP1580893 <input type="checkbox"/> SP1580894
	Hemibord m armstöd kpl vä Hemibord m armstöd kpl hö			<input type="checkbox"/> SP1588322 <input type="checkbox"/> SP1588321
	Bord Swing away stl S u dyna Bord Swing away stl M u dyna  Monteringsatts 1 bord swingaway	39, 44 49	Passar ej låssatts bord, utan monteringsatts Passar ej låssatts bord, utan monteringsatts  Enbart för bord swing away måste väljas med bord	<input type="checkbox"/> SP1586424 <input type="checkbox"/> SP1586425  <input type="checkbox"/> 1449218
	Bord Swing away stl S m dyna Bord Swing away stl M m dyna  Monteringsatts 1 bord swingaway	39, 44 49	Passar ej låssatts bord, utan monteringsatts Passar ej låssatts bord, utan monteringsatts  Enbart för bord swing away måste väljas med bord	<input type="checkbox"/> SP1584394 <input type="checkbox"/> SP1584395  <input type="checkbox"/> 1449218
	Stoppning bord Medium Stoppning bord Large Stoppning bord X-large	39 44 49		<input type="checkbox"/> SP1571269 <input type="checkbox"/> SP1571270 <input type="checkbox"/> SP1571271



BILD	BENÄMNING	SB	OBSERVERA	ARTNR
	Stoppning hembord hö/vä			<input type="checkbox"/> SP1602247-TR26
	Låssats bord 2014		Passar monteringsats bord SP1570745	<input type="checkbox"/> SP1572460
	Monteringsats bord			<input type="checkbox"/> SP1570745
	Kryckkäppskällare Flex3			<input type="checkbox"/> SP1560811
	Rattvredssats Azalea		Handvred för rygg, sits arm-benstöd 10st	<input type="checkbox"/> SP1484457
	Handvred f arm/benstöd smal dyna sats Handvred f arm/benstöd bred dyna sats		För Armstöd smal dyna För Armstöd bred dyna	<input type="checkbox"/> SP1605335 <input type="checkbox"/> SP1605347
	Övre fäste för sele		Nack / huvudstöd krävs för montering	<input type="checkbox"/> SP1559963
	Fäste positioneringsbälte par			<input type="checkbox"/> SP1563952
	Droppställning kpl		Nack / huvudstöd krävs för montering	<input type="checkbox"/> 1440897
	Tippskydd Azalea st Tippskydd Azalea hög st			<input type="checkbox"/> 1439933 <input type="checkbox"/> 1508008