



Confidence in posture solutions

# Spirea<sup>®</sup> 4 NG



Dynamisk allround  
sammenlegbar rullestol



Yes, you can.®

Rea **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** er en dynamisk og holdbar rullestol med lav vekt som er ideell til daglig bruk. **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** er enkel å håndtere og har individuelle tilpasningsmuligheter, høy teknisk kvalitet og minimalt behov for vedlikehold. Dette gjør den til et perfekt valg for brukere, så vel som for pleiere og teknikere.



### Enkel å manøvrere

Det kjente designet på **Spirea-**familien finnes også i konstruksjonen på Rea **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>**, noe som gjør rullestolen lett å kjøre for både bruker og ledsager. Høyderegulerbare kjørehåndtak, og de ulike justeringsmulighetene for drivhjulets posisjon, forbedrer manøvrerbarheten hos **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>**, samtidig som den stabile rammen gir lav rullemotstand. Drivhjulets nydesignede feste tilbyr et bredt utvalg av muligheter, og hjelper brukeren til å finne den mest optimale posisjonen.

### Optimal manøvrering og stabilitet

Muligheten for å svinge benstøttene enten ut til siden eller inn under setet gjør det lettere å kjøre steder hvor det er liten plass og forenkler forflytning. Den doble kryssrammekonstruksjonen gjør **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** lett å legge sammen, stabil og lettkjørt.

### Høy kompatibilitet

Med den holdbare, stabile, og tilnærmet vedlikeholdsfrie aluminiumsrammen, er **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** kjent for sin solide og sikre konstruksjon. Alle komponentene fra hjul til benstøtte finnes i vårt sortiment av rullestoler fra Rea og Invacare®. Bare tre enkle verktøy kreves for å utføre alle justeringene på **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>**. **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** er en allsidig og lett rullestol. Sammenfoldet, og uten drivhjul, kan stolen enkelt plasseres i forsetet eller i bagasjerommet på bilen. Stolens vekt uten drivhjul er kun 9,5 kg, noe som gjør den lett å håndtere og transportere.

### Egenskaper



#### Fremdrift med benene

Ved å velge 22" drivhjul oppnås en lav setehøyde. Dette er ideelt for hemiplegiske brukere eller for brukere som sparker seg frem.



#### Ryggstøtte

Velcroyggen er vinkel- og høydejusterbar. Dette gjør det mulig å tilpasse rullestolens rygg etter brukerens individuelle behov.



#### Innebygd camber

**Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** har to forskjellige innebygde muligheter for cambring; 0° eller 2° av drivhjulene uten ytterligere komponenter.



#### Transportversjon

Vinkelfast rygg, 16" drivhjul. Kan leveres som transportversjon (ikke prisforhandlet).

## Egenskaper



### Benstøtte

① Vinkelregulerbar benstøtte med dybde- og vinkeljusterbar fotplate, ② Fast benstøtte med vinkel- og dybdejusterbar fotplate, ③ Amputasjonstøtte, ④ gipsstøtte, ⑤ Oppfellbar fotplate, ⑥ Fotplateforlenger. Både benstøtter og fotplater er kompatible med de øvrige manuelle rullestolene fra Rea.



### Tippesikring

Velg mellom en høyde- og dybdejusterbar tippesikring, eller en swing-away tippesikring (se høyre bilde, standard).



### Drivhjulets posisjoner

Drivhjulets feste har åtte ulike posisjoner for optimale kjøreegenskaper. Kan plasseres foran eller bak rammerøret.



### Bord og tilhørende pute

Stabilt bord og pute som dekker hele bordplaten.

Art. nr. bord	Small (til sb. 38)	SP1570747
	Medium (til sb. 40,5/43)	SP1570748
	HMS-nr. 202237	
	Stor (til sb. 45,5/48)	SP1570749
	HMS-nr. 202238	
	XL (til sb. 50,5)	SP1570775
	HMS-nr. 202239	
Art. nr. pute til bordet	Small (til sb. 38)	SP1570746
	Medium (til sb. 40,5/43)	SP1571269
	Stor (til sb. 45,5/48)	SP1571270
	XL (til sb. 50,5)	SP1571271



### Armlen

① Avtagbart armlen med kort eller langt armlenspolster, Rio  
② Hemiplegiarmlen, ③ Avtabart komfort armlen med mykt polster, Ducktail.



### Krykkehoder

Art. nr. 0572-02056



### Vinkelregulerbar rygg

Ved å bytte rygg, får du er rullestol med vinkelregulerbar rygg.

Art. nr. SP1428535-0601 (til sb. 38)  
SP1428536-0601 (til sb. 40,5)  
SP1428537-0601 (til sb. 43)  
SP1428538-0601 (til sb. 45,5)  
SP1428539-0601 (til sb. 48)  
SP1428540-0601 (til sb. 50,5)










### Puter








① 50 mm skumpute, ② Komfort **Mistral2** pute og ③ visco pute.




## Tekniske data

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Setebredde	Setedybde	Setevinkel	Setehøyde	Ryggvinkel	Ryggghøyde	Benstøttevinkel
Rea Spirea <sup>4</sup> <sub>NG</sub>	 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	 400 / 450 / 500 mm (-50 mm)	 0° / 3° / 6°	 380 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	 7° / -6 - +13°	 380 - 460 / 350 - 480 / 420 - 550 mm	 80° / 0° - 80°

	Lengde kne til hæl	Armrest height	Total bredde	Total width, folded	Total lengde inkl. fotstøtter	Total lengde eks. fotstøtter	Total høyde
Rea Spirea <sup>4</sup> <sub>NG</sub>	 320 - 440 / 410 - 530 mm	 190 - 290 mm	 Seat width + 200 mm	 305 mm	 920 - 1170 mm	 690 - 950 mm	 720 - 1220 mm

	Maks. brukervekt	Total vekt fra	Transportvekt fra
Rea Spirea <sup>4</sup> <sub>NG</sub>	 135 kg	 16 kg	 9,5 kg

Rea Spirea4NG tilfredstiller ISO 7176-19 spesifikasjoner. Bemerk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen oppfordres man til å konsultere følgende sider på vår nettside: [www.invacare-rea.com](http://www.invacare-rea.com) under Rea Wheelchairs/ Tekniske downloads.

## Rammefarge

Koksgrå



## Trekk

Sort Jemima (TR18)



## Standard konfigurasjon Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>

- Dobbel ramme kryss med låsing av setebunn mot ramme for optimale kjøreegenskaper samt reduksjon av energitap i ramme på grunn av økt stivhet
- 8 drivhjulposisjoner gir rom for individuell tilpasning
- Dybderegulerbart setetrekk 5 cm
- Høyde- og vinkeljusterbar rygg med velcro og avstiverbøyle
- Høydejusterbart svinghjulsoffheng
- Høyderegerbare, bakenforliggende kjørehåndtak
- Avtagbare og høydejusterbare armlener med langt polster
- 2° camber
- Avtagbare ut- og innsvingbare benstøtter 80°
- Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælklapper
- Drivhjul 24" kompakte dekk og aluminiumsdrivring
- Svinghjul 6" medium hard
- Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: Koksgrå

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International. The Rea Azalea is designed with DSS (Dual Stability system). It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.

Tlf: 22 57 95 00  
[norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

Invacare AS  
Brynsveien 16  
0661 Oslo



Yes, you can.®