

Robin[®] EVO

Utviklet for både pasienter og helsepersonell



En ny og avansert takheis

For trygge og verdige forflytninger



Yes, you can.[®]

En ny og forbedret løsning for pasientforflytninger

Invacare Robin® EVO er vår nye og forbedrede takheis, designet for å møte dagens utfordringer i pleie- og hjemmepleiemiljøer.

Studier viser at 59 % av alle skader blant helsepersonell skyldes pasienthåndtering. Stor fysisk belastning og ugunstige og ubekvemme arbeidsstillinger fører til ryggskader og ulike muskel- og skjelettlidelser blant personalet, noe som fører til økt fravær.

Effektiv og ergonomisk pasienthåndtering bidrar til å forebygge skader og sikrer et ansvarlig og trygt arbeidsmiljø for både ansatte og pasienter.

Kombinasjonen av økt manuell håndtering og mangel på personale, gjør at pasienthåndtering og forflytninger ofte må utføres av færre pleiere. Effektive og innovative takløftere kan i slike tilfeller bidra til å gjøre livet og arbeidshverdagen enklere for pleiepersonalet.



Kan enkelt håndteres av én person

Antall pleiere kan enkelt reduseres fra to til én når man benytter en takheis til pasientforflytninger.



Effektiv for pleiepersonalet

Flere studier har vist at takheiser reduserer den statiske belastningen på pleiepersonalet og reduserer antall forflytninger med opptil 47 %.



Økt verdighet for pasientene

Robin® EVO takheis er en effektiv løsning for trygg og komfortabel pasienthåndtering som fokuserer på pasientens verdighet og sikkerhet.

Robin® EVO takheis er godt egnet for ulike hjemme- og pleiemiljøer.



1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q. 2018. 41(3): p. 340-344

2. Van plafondtilsysteem naar plafondzorgsysteem een praktijkgericht onderzoek naar de effecten van grootschalige introductie van plafondtilsystemen, Hanneke JJ Knibbe, Nico E Knibbe. LOCOmotion, November 2021

Føl deg trygg og ivaretatt med Robin® EVO takheis

Robin® EVO er neste generasjons takheis som ved hjelp av sin velutprøvde, avanserte og innovative teknologi sikrer trygge og effektive pasientforflytninger.

Nye Robin® EVO har beholdt mange av Robins opprinnelige og populære funksjoner, men gjør det nå enda enklere for én pleier å håndtere forflytningen

alene, noe som bidrar til økt kvalitet på forflytningen, og gir økt trygghet, både for pleieren og pasienten.



1

Positiv pasientkontakt

Takheisens 2 stropper er spesielt utviklet for å fremme effektiv kommunikasjon og positiv interaksjon mellom pasient og pleier, noe som bidrar til økt tillit og redusert angst i forflytningssituasjonen.

2

Ekstra sikkerhetsfunksjoner

Det nye LED-displayet, de smarte betjeningslysene og den røde nødsnoren er alle designet med fokus på sikkerhet.

3

Enda mer effektiv

Det nye designet gir nå flere løftesykluser per lading, høyere løftehastighet og en økt og forbedret batterilevetid.



> **Det nye LED-displayet** gir ekstra trygghet ved at det signaliserer ulike driftsikoner og feilkoder for ev. feilsøking.

> **Ved å eliminere behovet for en løftebøyle,** kan kostnadene bli betydelig redusert.

> **Enestående stabilitet** 2-stroppskonseptet gir maksimal stabilitet og komfort under forflytning. Dette hjelper pasienten å føle seg tryggere og sikrere.

> **Forflytning med verdighet** Uten en løftebøyle føler pasientene seg mindre begrenset og mer delaktig under forflytning. Ved å inkludere pasientene i forflytningen vil det bidra det til en mer verdig opplevelse.

> **Takket være de 2 stroppene,** kan øyekontakt mellom pleier og pasient opprettholdes under hele forflytningen. Dette bidrar til bedre interaksjon og kommunikasjon mellom pleier og pasient.

> **Sikkerheten kommer først** med rød nødsnor, elektrisk og mekanisk senking.

> **Betjeningslysene lyser blått** når takheisen er i bruk

> **De selvslående krokene** er enkle å bruke og holder seilstroppene trygt på plass.



> **Batterinivået** kan enkelt leses av ved hjelp av de 3 grønne LED-lysene. En praktisk magnet gjør det enkelt å feste håndkontrollen.

LI-ION > **Li-on-batteriene** gir større effektivitet.

KG > **200 kg** sikker arbeidsbelastning



Et utvalg av seil

Invacares ulike seil er et viktig tilvalg til Robin® EVO takheis. Alle våre seil er nøye utformet og designet for å passe ulike personers kroppsform, noe som sikrer optimal passform og gir riktig støtte der det er nødvendig. Våre seil finnes i 15 ulike modeller, det hver av dem er tilgjengelig i opptil 6 ulike størrelser og med 3 forskjellige stoff- og materialalternativer. Kort oppsummert: Det finnes et Invacare-seil for alle.



Tekniske data ▼

						
Motorens lengde ▼	Motorens bredde ▼	Motorens høyde ▼	Stroppenes lengde ▼	Stroppenes trinnlengde ▼	Produktets totalvekt ▼	Maksimal brukervekt ▼
505 mm	190 mm	211 mm	2,5 meter	4,2 cm/s (85 kg), 3,7 cm/s (0 kg)	9,5 kg	200 kg

Løft per lading: Ca 90. (Brukervekt 80 kg, 0,5 m opp/ned)
Spennning mellom batteri/løftkrok: 24 V DC
Spenningsforsyning 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1A
I samsvar med ISO 10535:2021

Artikkelnummer ▼



Robin EVO er designet spesielt for brukere som ikke kan mobilisere seg selvstendig og har bruk for støtte fra helsepersonell. Dette mobilitetsnivået er identifisert som nivå D og E, ifølge MK5s mobilitetsklassifisering.

I MK5 klassifiseres den funksjonelle mobiliteten i fem nivåer (A, B, C, D og E) basert på brukerens begrensninger og evne til å samarbeide under forflytning. LOCOMotion (Knibbe & Knibbe)

Beskrivelse ▼

Artikkel nummer ▼

Robin Evo Løftemotor inkl ladestasjon (men ikke lader)

60130771

Hengerulle til motor hvit

1444008-9010

Kabel, 2 m lang

60130305

Vekt Ergolet (Robin EVO og Robin)

1493132

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®