

MAKE IT HAPPEN

Prisforhandlet:

- Nr. 3 i post 1: Lett aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte.
- Nr. 4 i post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte



Med en seteplate i karbon er stivheten og kjøreegenskapene til küschall Advance forbedret samtidig som lettheten i stolen er bevart. De justerbare små karbon stripene bringer en perfekt balanse mellom komfort og trykkfordeling.



Den unike quick release frontrammen gjør det enkelt å bytte ramme etter behov. Løsningen gjør det enkelt å fjerne hele frontrammen fra stolen, og küschall Advance transformeres til en liten og kompakt enhet for transportering som passer inn i de aller minste bilene. Tyngste del veier kun 4 kg.



KONFIGURASJON POST 1: Stolen har aluminiumsramme i sort matt med avtakbar front i 75° eller 90° frontvinkel (U). Aluminiumsaksling med 3 grader cambring, nedfell - og låsbar vinkeljusterbar titanrygg med velcrobånd uten kjørehåndtak. Fast seteplate i karbon med fjæring i bakkant. Opp - og innsvingbare klesbeskyttere i karbon og saksebremser. Fotbøylen er fast og i aluminium. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Rightrun luftdekk og aluminiumsdriving. 4" Starec svinghjul i sort.



KONFIGURASJON POST 2: Stolen har aluminiumsramme i sort matt, i 75° eller 90° frontvinkel (U). Aluminiumsaksling med 3 grader cambring, nedfell - og låsbar vinkeljusterbar aluminiumsrygg med velcrobånd med korte kjørehåndtak. Fast seteplate i karbon med fjæring i bakkant. Opp - og innsvingbare klesbeskyttere i karbon og saksebremser. Fotbøylen er fast og i aluminium. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Rightrun luftdekk og aluminiumsdriving. 4" Starec svinghjul i sort og brukerbetjent innsvingbar tippesikring.

ADVANCE

Küschall Advance er designet for å kunne tilpasses til den enkelte brukers spesielle behov. Seteplaten er laget i karbon, noe som gir økt stivhet til hele rullestolen og dermed svært gode kjøreegenskaper. Quick Release fronten (std. post 1) gjør stolen enklere å transportere, og fronten kan byttes til en annen farge eller annen vinkel. **küschall Advance** er svært lett, konfigurert og har i tillegg trinnløst justerbart drivhjuls- og svinghjulsoppheng. **Küschall Advance** møter den aktive brukers krav til mobilitet og design.

TEKNISKE DATA

ADVANCE

**Frontrammevinkel**

75°/90°
U-ramme eller
innsvingt U-ramme

**Setehøyde**

Foran: 450 – 550 mm
Bak: 390 – 490 mm
trinnløs justering

**Maks helling**

7°

**Produktvekt**

Ca. 10,5 kg

**Setebredde**

340 – 460 mm
i trinn på 20 mm

**Lengde kne til hæl**

220 – 520 mm
trinnløs justering

**Svingradius**

920 – 1230 mm

**Transportvekt uten drivhjul**

Ca. 8 kg

**Setedybde**

360 – 520 mm
i trinn på 20 mm

**Tyndgepunkt**

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm
trinnløs justering

**Total bredde**

SB + 170 mm

**Maks brukervekt**

125 kg

**Høyde rygg**

270 – 480 mm
i trinn på 15 mm

**Vinkel rygg**

78°/82°/86°/90°/94°

**Total lengde**

75°: Fra ca. 830 mm
90°: Fra ca. 760 mm