

Birdie[®] EVO



Mobil personløfter for passivt løft



Yes, you can.®

NYHET



Slow'R®

- ▶ Integrert demping av bevegelsene i løftebøylen gir en bedre opplevelse for bruker



SMARTLOCK®

- ▶ Hurtigkobling på løftebøylen for enkelt og trygt bytte av løftebøyler



Hook Design

- ▶ Nytt design på løftebøylens kroker gjør det enkelt og trygt å henge på løfteseil

NYE egenskaper



- ▶ Ergonomiske håndtak gjør manøvrering og håndtering enklere og mer ergonomisk



- ▶ Buede ben gjør det enklere å komme godt inn over stol ved forflytning



- ▶ Buet løftebom gir mer plass og bedre kontakt mellom bruker og pleier





Forbedret design

◀ **Slow'R**[®] PATENTED Reduserer bevegelsene

En demper inne i bomen fanger bevegelsene og reduserer vugging av bruker. Det gir mer komfort for bruker og bedre kontroll under løftet hos pleier.



◀ **SMARTLOCK**[®] PATENTED Enkel og sikker kobling ved bytte av løftebøyle

Den nye mekanismen gjør det raskt, enkelt og sikkert å endre løftebøyle uten verktøy.



◀ **Nytt design på løftekroker**

Nye store ergonomisk kroker gjør det enkelt og sikkert å henge på løfteseil.

▼ **Enkel å håndtere, transportere og lagre**

Birdie^{EVO} kan enkelt legges sammen uten bruk av verktøy. Den tar opp lite plass under transport og lagring.



Birdie^{EVO}

personløftere



Birdie^{EVO}

Standard modell.



Birdie^{EVO PLUS}

Birdie^{EVO PLUS} med avansert elektronikk, serviceindikator og ekstra deksel over basen.



Birdie^{EVO PLUS} er vår premium-modell. Evo Plus har litt større bakhjul, deksler bak på føttene, og har en noe mer avansert styringsenhet

Konfigurasjon

- ▶ Elektrisk benspreder
- ▶ Elektrisk/mekanisk nødsenk
- ▶ Snap lock hurtigkobling på løftebøyle
- ▶ 2 punkts løftebøyle. 4 punkts tilgjengelig som tilbehør
- ▶ Stort utvalg av seil
- ▶ Personvekt tilgjengelig som tilbehør

Tekniske data ▼



Lengde ▼



Bredde ▼



Løftehøyde til kroker



Løftehøyde sentralt opphengspunkt ▼



Totalvekt ▼



Maksimal brukervekt ▼



Høyde på ben ▼



Antall løft ▼

Birdie^{EVO}

1220 mm

640 mm

415 - 1660 mm

645 - 1885 mm

40 kg

180 kg

115 mm

40 sykluser

Birdie^{EVO PLUS}

1235 mm

640 mm

415 - 1660 mm

645 - 1885 mm

41 kg

180 kg

115 mm

40 sykluser

Artikkelnummer ▼

Artikkelnummer **Beskrivelse**

1650126 Birdie Evo

1650133 Birdie Evo Plus

SP1656422 Personvekt

SP1656415 Feste til personvekt

For mer informasjon om produktene, vennligst se brukermanualen som kan lastes ned på www.invacare.no.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

