



NÅ OGSÅ I
HD-MODELL



Elektrisk rullestol med manuell styring

Invacare **Comet^{Alpine}** er en ideell scooter for utendørsbruk. Den har store hjul, kraftig motor og individuell fjæring på for- og bakhjul. Dette gir en jevn og komfortabel kjøretur også på ujevnt underlag.

Comet^{Alpine} har elektronisk fartsreduksjon som automatisk senker farten i svinger, noe som gjør den sikker og komfortabel å manøvrere. Styrebøylen er ergonomisk utformet slik at bruker ikke blir sliten i armene selv på lengre turer, og rattstammen er justerbar. Scooteren har sterke frontlykter, blinklys og bremselys.

Nå også tilgjengelig i HD-modell, tilpasset tyngre brukere.

Trusted Solutions, Passionate People



Egenskaper



Justerbar rattstamme

Brukeren kan enkelt justere rattstammen slik at den tilpasses individuelle behov.



Ergonomisk styring

Forhindrer utmattelse i armer og hender på lengre kjøreturer.



Automatisk fartsreduksjon

Farten reduseres automatisk når bruker svinger, noe som gjør kjøringen sikker og komfortabel.



Servicevennlig

Den smarte konstruksjonen gjør det enkelt å bytte slidedeler.

Tekniske data



510 mm ¹



490 mm



440 - 515 mm



550 mm



660 mm



1475 mm



143 kg



91 kg



160/220 kg ²



2 x 73 Ah



50 km



10 km/h



650 W

¹/ setebredde 56 og 66 er tilgjengelig som tilbehør på **Comet Alpine HD**
²/ **Comet Alpine HD** har maks. brukervekt 220 kg

Hovedprodukt

Invacare art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse
1545993	167624	Comet Alpine
1581625	203102	Comet Alpine HD

Standard konfigurasjon:

- Setetype Alpine sb 51 cm x sd 49 cm
- Setet kan roteres, dybdereguleres og ryggen kan vinkelreguleres
- Oppfellbare og høyderegulerbare armlener
- Høyderegulerbar nakkestøtte
- Batteri og lader
- Diameter på hjul: 33 cm
- Krykkeholder, kurv og speil
- Lys foran og bak
- Transportfester for transport av stol uten bruker i bil