


# Dacapo

## ecogreen

Ansvarlig design



Tar hensyn til både patienten og planeten vår

Bærekraftige løsninger i helsetjenesten



Yes, you can.®

# Sammen er vi ansvarlige for miljøet vårt

Hvert år når 30 millioner skummadrasser i EU slutten av sin levetid\*. Mange av disse madrassene kastes eller brennes og forårsaker en betydelig belastning for helsen til planeten vår. Den negative påvirkningen disse madrassene har på miljøet kan ikke fortsette.

Helsevesenet anslås å stå for nesten 10 % av alle karbonutslipp\*\*. Vi må derfor tenke nytt omkring de valgene vi tar i helsevesenet og jobbe sammen på en mer ansvarlig og bærekraftig måte.

I Invacare ser vi en bevegelse mot bærekraft ta form. Det kommer tydelig til syne globalt og er fortsatt øverst på vår agenda.

**Vår nye Dacapo Ecogreen trykkavlastende madrass representerer et nytt og viktig steg for å oppnå bærekraftige løsninger i helsetjenesten.**

\* Kilde: Factsheet flexible polyurethane foam in mattresses and furniture. Europur 2016. \*\* A steering wheel for the transition to sustainable healthcare – quantification of CO<sup>2</sup> emissions and measures for sustainability. Gupta Strategies 2019.



*En bevegelse mot bærekraft tar form*

# Klinisk, etisk og bærekraftig



Vår nye Dacapo Ecogreen trykkavlastende madrass har kliniske og ergonomiske egenskaper, samtidig som den er bærekraftig. Vær med å investere i fremtiden.

Dacapo Ecogreen er designet for å oppnå utmerkede kliniske resultater som kreves av helsetjenesten. Optimal trykkfordeling, reduksjon av friksjon og shear, god holdbarhet og komfort for bruker oppnås samtidig som vi tar vare på planeten vår.

Dacapo Ecogreen er også produsert helt i tråd med anbefalingene fra EPUAP, for høyspesifiserte skummadrasser.



**Optimalisert logistikk**  
Leveres rullet og komprimert for optimalisert transport og plassbesparende lagring



**Minimalt med avfall**

- 86% mindre papp\*
- 6.6 tonn mindre plast\*
- 100% resirkulert plastemballasje



**Redusert karbonavtrykk**

- 3x flere madrasser blir transportert\*\*, derfor blir vårt karbonavtrykk betydelig redusert

1

## Kliniske egenskaper og ergonomi

Designet for å overgå kliniske forventninger og samtidig bidra til effektiv forebygging av trykksår

2


## Ansvarlig design

Et nyskapende og fremtidsrettet design som bruker bærekraftige materialer

3

## Bærekraftige helsetjenester

Vi er forpliktet gjennom våre ESG-initiativer til å bidra til en positiv og bærekraftig endring av helsevesenet




### Håndtering

- 4 bærehåndtak for enkel håndtering
- Brukervekt opptil 150 kg

# Trykkfordeling

Dacapo Ecogreen omfavner og tilpasser seg kroppen og gir god posisjonering og støtte for pasienten. Dette gir igjen redusert trykk mot sårbar hud som reduserer risikoen for utvikling av trykksår. Resultatene fra vår trykkartleggingstest (til høyre) viser en utmerket trykkfordeling av Dacapo Ecogreen.



## Kvalitetssikret

Vi sikrer at alle våre kliniske madrasser leverer optimal kvalitet. I tillegg til kartleggingen av trykkfordeling inkluderer våre tester bl.a. uavhengig holdbarhetstesting, cytotoxitetesting, branntesting og akselerert aldring.

### Tekniske data ▼



Bredde ▼

800-830-850-880-  
900-1050-1200 mm



Høyde ▼

150 mm



Lengde ▼

2000 mm




Vekt ▼

14 kg



Brukervekt ▼

150 kg



Vasketemperatur ▼

90 °C

#### Artikkelnummer ▼

#### Størrelse ▼

60131807	Madrass Dacapo Ecogreen 80x200x15 cm inkl. inkontinestrek
60132328	Madrass Dacapo Ecogreen 83x200x15 cm inkl. inkontinestrek
60131808	Madrass Dacapo Ecogreen 85x200x15 cm inkl. inkontinestrek
60132329	Madrass Dacapo Ecogreen 88x200x15 cm inkl. inkontinestrek
60131809	Madrass Dacapo Ecogreen 90x200x15 cm inkl. inkontinestrek
60131810	Madrass Dacapo Ecogreen 105x200x15 cm inkl. inkontinestrek
60132991	Madrass Dacapo Ecogreen 120x200x15 cm inkl. inkontinestrek



For mer informasjon om produktet,  
inkl. brukermanual, se [www.invacare.no](http://www.invacare.no).



Tlf: 22 57 95 00  
[norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo

