


Dacapo Excel

Støtteoverflate med flere lag

Vår nye og avanserte Dacapo Excel trykkavlastende madrass er det siste tilskuddet i Dacapo-serien. Med sin flerlags støtteoverflate overgår den sine 3 forgjengere og gir en slankere serie med maksimal effekt.



Tekniske data



Produktets totalvekt ▼

10-15 kg



Brukervekt ▼

130 kg, 150 kg



Bredde ▼

800, 830, 850, 880,
900, 1050, 1200 mm



Høyde ▼


120 mm, 140 mm




Yes, you can.®

Trykkartlegging

Trykkartleggingsresultater av Dacapo Excel, viser at madrassen har lik eller i noen tilfeller bedre trykkavlastende egenskaper sammenlignet med Dacapo Square, Comfort og Comfort Plus.



Dacapo Excel, 50kg User Weight




Komparativ analyse

Nedenfor vises funnene fra Dacapo Excel og komparative madrassmodeller. Studien ser på det maksimale trykket en pasient kan tåle og det gjennomsnittlige trykket over tid i ryggeleie, sideleie og sittende stilling.



> Ryggeleie



Maksimalt topptrykk:


Dacapo Excel presterer betydelig bedre enn Dacapo Square og likt med Dacapo Comfort og Comfort Plus.

Gjennomsnittlig trykk:

Dacapo Excel presterer like bra som de andre testede madrassene.



> Sideleie



Maksimalt topptrykk:


Dacapo Excel presterer betydelig bedre enn Dacapo Comfort og likt med de andre modellene.

Gjennomsnittlig trykk:

Dacapo Excel presterer like bra som de andre testede madrassene.



> Sittende stilling



Maksimalt topptrykk:

Dacapo Excel presterer likt med alle de 3 andre modellene.

Gjennomsnittlig trykk:

Dacapo Excel presterer like bra som de andre testede madrassene.

Artikkelnummer

Artikkelnummer ▼

Størrelse ▼

60130941	Madrass Dacapo Excel	85x200x12 Inkotrekk
60130944	Madrass Dacapo Excel	90x200x12 Inkotrekk
60130946	Madrass Dacapo Excel	105x200x12 Inkotrekk
60130948	Madrass Dacapo Excel	120x200x12 Inkotrekk
60130942	Madrass Dacapo Excel	85x200x14 Inkotrekk
60132097	Madrass Dacapo Excel	85x210x14 Inkotrekk
60130943	Madrass Dacapo Excel	88x200x14 Inkotrekk
60130945	Madrass Dacapo Excel	90x200x14 Inkotrekk
60130951	Madrass Dacapo Excel	90x210x14 Inkotrekk
60130953	Madrass Dacapo Excel	90x220x14 Inkotrekk
60130947	Madrass Dacapo Excel	105x200x14 Inkotrekk
60130949	Madrass Dacapo Excel	120x200x14 Inkotrekk

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®