


# Dacapo

Forebyggende trykksårbehandling



**Komfort og valgmuligheter**

Støtte. Overflate. Løsninger.




**Yes, you can.®**

# Oppdag vår Dacapo-serie

Et omfattende utvalg av trykkfordelende skum madrasser


I over 20 år har vårt pålitelige utvalg av trykkfordelende madrasser bidratt med komfort og støtte til de som er utsatt for trykksår.

Designet med klinisk innsikt og ekspertise, i kombinasjon med vår designinnovasjon, representerer Dacapo et komplett utvalg av madrasser med avlastende egenskaper og løsninger.



## Trykkfordeling

Alle våre kliniske madrasser bidrar med effektiv trykkfordeling uansett hvordan pasienten ligger eller sitter i sengen.



## Redusert shear og friksjon


Vårt flerveis stretchstoff bidrar til å redusere shear og friksjon.



## Mikroklimahåndtering

Skumstrukturer med god lufting sikrer optimal mikroklimahåndtering.

“ Utviklet for å tilby optimal avlastning og trykkfordeling ”




# Trykkfordeling

I Invacare bruker vi standardisert trykkartleggingsteknologi for å informere og øke forståelsen for effektiviteten av trykkfordeling på våre ulike madrasser

Vi er trygge på at hver eneste madrassmodell har gjennomgått grundige analyser og tester. I tillegg til trykkartleggingen gjennomfører vi uavhengige holdbarhetstester, cytotoxisitets testing\*, branntesting og akselert aldring.

Vi kan derfor forsikre deg om at alle våre kliniske madrasser er kvalitetssikret og gir optimal komfort og støtte til pasienten



Bildet over viser Dacapo Excel med pasient i ryngleie



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:




Kvalitetssikret høysesifisert skum



Mykt skum som gir god støtte



Slitesterkt og pustende materiale



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin



Leveres komprimert


# Dacapo Premier

Vårt flaggskip, med u-kjerne med høy skumtetthet er svært anerkjent for sin positive påvirkning på kliniske utfall

U-kjerne-designet gir stabilitet for de som beveger seg inn og ut av sengen og øker følelsen av å være trygg under forflytning. Det skårede skummet bidrar samtidig til effektiv trykkfordeling.

Det skårede skummet følger kroppens kurver og konturer i hver posisjon. Dette øker kontaktområdet med huden og minimerer overflatetrykk og shear.


Dacapo Premier har enestående respons- og gjenopprettsegenskaper, der det høye motstandsdyktige skummet restituerer svært godt etter bruk, gir pasienten god støtte og bidrar til å redusere risikoen for trykksår.



> Flerlags høyelastisk skum.



> Støtter opptil 180 kg kroppsvekt.



> U-kjerne-designet forenkler pasientforflytninger med effektiv sideveggstøtte



> Skåret skum i ulike soner sikrer effektiv trykkfordeling og håndtering av mikroklimate.




# Dacapo Excel


Vår nyeste trykkavlastende madrass har en flerlags overflate som bidrar til effektiv trykkavlastning og mikroklimahåndtering.

Madrassen er spesialdesignet for å tilpasse seg pasientens kropp og samtidig sikre optimal håndtering av mikroklima. Dacapo Excel gir enestående respons- og gjenopprettingsegenskaper. Pasientens kropp synker ned og omsluttes av madrassen, noe som reduserer trykket mot huden.

Skummets høye kvalitet sikrer at madrassen restituerer seg svært godt etter bruk, og gir optimal støtte ved langtidspleie. Madrassen gir optimal støtte for de som er i risikozonen eller har høy risiko for å utvikle trykksår.



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:




# Dacapo ecogreen

Med et ansvarlig og bærekraftig design, oppnår vår nye trykkfordelende madrass klinisk foretrefflighet på en bærekraftig måte. Oppdag fremtiden.

Madrassen er utformet for å innfri de kliniske kravene og resultatene som kreves av helsepersonell. Madrassen gir optimal trykkfordeling, reduserer shear og friksjon, har god holdbarhet og gir pasienten høy grad av komfort.

Alt dette på en bærekraftig måte som tar vare på planeten vår.

Dacapo Ecogreen samsvarer også helt med anbefalingene til EPUAP for høyspesifiserte skummadrasser.



# Dacapo 2 Sided


Kombinasjonen av høy elastisitet og viskoelastisk skum, gir utmerkede nedsenkingsegenskaper som letter trykkfordelingen.

Det unikt skårede skummet gjør at madrassen tilpasser seg pasientens kropp i hver posisjon. Kroppen omsluttes av madrassen og gir økt kontakt med huden. Dette bidrar igjen til å redusere shear og friksjon, samtidig som den gir pasienten optimal støtte.

Dacapo 2 Sided er allsidig og vendbar, og gjør at du kan velge mellom en høyelastisk skumside eller en viskoelastisk side.



> Den kombinerte skumløsningen gir optimal trykkfordeling.



# Dacapo Basic

Gir pasienten en komfortabel og støttende overflate samtidig som den bidrar til å redusere shear og friksjon.

Vårt høyelastiske høykvalitetsskum gir en effektiv støtteoverflate for pasienten. Gode respons- og restitusjonsegenskaper sikrer at madrassen gjenoppretter og beholder formen etter hver bruk, noe som forlenger pasientens grad av støtte ved bruk av madrassen.


Beskyttet av vårt multistretch, pustende og vanntette trekk, er madrassen designet for å være skånsom mot huden ved å redusere shear og friksjon.



> Støtter opptil 120 kg kroppsvekt.



> Tilgjengelig som overmadrass, Dacapo low - 6 cm. Fungerer som støttende base for dynamiske overmadrasser eller lignende.



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:



Kvalitetssikret høysesifisert skum



Mykt skum som gir god støtte



Slitesterkt og pustende materiale



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin




Leveres komprimert

# Dacapo Top

Våre høykvalitets-, viskoelastiske overmadrasser gir økt støtte når de brukes i kombinasjon med våre Dacapo Basic-madrasser.

Det temperatursmarte skummet tilpasser seg pasientens temperatur og kroppskontur. Med en åpen cellestruktur er skummet godt ventilert og reduserer oppbygningen av varme og fuktighet for effektiv mikroklimahåndtering.

Med vårt flerveis elastiske og pustende trekk tilbyr Dacapo Top en avansert overmadrass for Dacapo Basic-madrasser.




# Dacapo Top Pro

Overmadrass med høy tetthet som bidrar til forbedring av kliniske resultater når den brukes med en hvilken som helst annen madrass som base

Skåret skum i 3 anatomiske soner gjør at kroppen tilpasser seg kroppen og øker kontaktflaten med huden. Dette minimerer shear og overflatetrykk som igjen gir enestående trykkfordeling

Den dampgjennomtrengelige cellestrukturen sikrer god ventilering. I tillegg til det pustende og vanntette trekket, bidrar Dacapo Top Pro positivt til mikroklimaet i huden.



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:




Kvalitetssikret høysesifisert skum



Mykt skum som gir god støtte



Slitesterkt og pustende materiale



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin




Leveres komprimert

# Dacapo Ampla



Vår nye høyspesifikasjonsmadrass gir effektiv trykkfordeling og mikroklimahåndtering for plus-size-pasienter

Madrassen er designet for å oppnå de kliniske resultatene som kreves og forventes av helsepersonell. Dette inkluderer optimal nedsenkning og omhylling, trykkfordeling og reduksjon av shear og friksjonskrefter.

Madrassens bredere dimensjoner bidrar til god og verdig støtte og sikrer maksimal komfort for pasienten i alle stillinger.



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:




# Dacapo Kid




Vår spesialdesignede madrass for barn gir maksimal støtte og komfort i kombinasjon med vår medisinske barneseng NordBed Kid

Et enkeltlags høyelastisk skum med firkantede utskjæringer sikrer økt kontakt med huden for effektiv trykkfordeling. Det skårede skummet følger barnets kroppskonturer for økt komfort og støtte i alle posisjoner.

Det inntrengningssikre inkontinestrekket er designet med de høyeste standarder for kvalitet og hygiene. Dette gjør Dacapo Kid til en komfortabel og god madrass for alle barn.



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:



# Klinisk guide

Alle Dacapo-madrassene er designet for å dekke ulike behov og ulike grader av risiko for trykksår. Diagrammet nedenfor viser madrassene som dekker enten lav, middels eller høy risiko for trykksår. Oversikten under er et fint utgangspunkt når man skal velge madrass ved forebygging av trykksår.

Lav
  Medium
  Høy

+ Enten man trenger en lavrisiko overmadrass eller en mer avansert trykkavlastende madrass, finnes det noe for enhver smak. Med Dacapo-serien kan du trygt stole på at du får en madrass med nødvendige funksjoner, som aktivt bidrar til forebygging av trykksår. Eksempler på slike funksjoner er slitesterke og pustende materialer, flerveis stretchstoff og positiv og effektiv håndtering av mikroklima.

	Lav risiko			Høyere risiko				Spesifikke segmenter	
	Dacapo Top	Dacapo Top Pro	Dacapo Basic	Dacapo 2 Sided	Dacapo Excel	Dacapo ecogreen	Dacapo Premier	Dacapo Ampla	Dacapo Kid
<b>Trykk</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>
<b>Shear</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>
<b>Friksjon</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>
<b>Fuktighet</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>
<b>Temperatur</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>
<b>Stabilitet</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #004a99; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008080; border: 1px solid #000; border-radius: 50%;"></span>
<b>Kg</b>	130	150	130	130	130 eller 150	150	180	350	70
<b>Risikonivå</b>	Komfort og forebygging			Høyere grad av forebygging					



# Kvalitetssikret




Vi sikrer at alle våre kliniske madrasser leverer optimal kvalitet. I tillegg til trykkartlegging, inkluderer vår testing uavhengig holdbarhetstesting, cytotoksitetstesting, branntesting og akselerert aldring.

## Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet, inkludert brukermanual, besøk vår hjemmeside [invacare.no](http://invacare.no)



Bredde ▼



Høyde ▼



Lengde ▼



Vekt ▼



Brukervekt ▼



Vasketemperatur ▼

	Bredde ▼	Høyde ▼	Lengde ▼	Vekt ▼	Brukervekt ▼	Vasketemperatur ▼
Dacapo Premier	800 – 1200 mm	150 mm	2000, 2100 mm	14 kg	180 kg	95 °C
Dacapo Excel	800 – 1200 mm	120, 140 mm	2000, 2100, 2200 mm	10 – 15 kg	130, 150 kg	95 °C
Dacapo Ecogreen	800-830-850-880-900-1050-1200 mm	150 mm	2000 mm	14 kg	150 kg	95 °C
Dacapo 2 Sided	800, 850 mm	150 mm	2000, 2050 mm	11.5 – 17 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Basic	800, 850, 900 mm	120 mm	2000 mm	8.5 – 12 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Top	800 – 1200 mm	70 mm	1800 – 2150 mm	5 – 7.5 kg	130 kg	95 °C
Dacapo Top Pro	800 – 1200 mm	70 mm	2000, 2150, 2200 mm	4.5 – 5 kg	150 kg	95 °C
Dacapo Ampla	850 – 1200 mm	150 mm	2000, 2050 mm	10 – 14 kg	350 kg	95 °C
Dacapo Kid	600 – 800 mm	100 mm	1358, 1800 mm	5 – 6.5 kg	70 kg	95 °C

Artikelnummer ▼	Madrass ▼	Størrelse ▼
60131888	Madrass Dacapo Premier	85x200x15 Inkotrekk
1632249E	Madrass Dacapo Premier	90x200x15 Evactrekk
60131889	Madrass Dacapo Premier	90x200x15 Inkotrekk
60131046	Madrass Dacapo Premier	90x210x15 Inkotrekk
60131887	Madrass Dacapo Premier	80x200x15 Inkotrekk
60130941	Madrass Dacapo Excel	85x200x12 Inkotrekk
60130944	Madrass Dacapo Excel	90x200x12 Inkotrekk
60130946	Madrass Dacapo Excel	105x200x12 Inkotrekk
60130948	Madrass Dacapo Excel	120x200x12 Inkotrekk
60130942	Madrass Dacapo Excel	85x200x14 Inkotrekk
60132097	Madrass Dacapo Excel	85x210x14 Inkotrekk
60130943	Madrass Dacapo Excel	88x200x14 Inkotrekk
60130945	Madrass Dacapo Excel	90x200x14 Inkotrekk
60130951	Madrass Dacapo Excel	90x210x14 Inkotrekk
60130953	Madrass Dacapo Excel	90x220x14 Inkotrekk
60130947	Madrass Dacapo Excel	105x200x14 Inkotrekk
60130949	Madrass Dacapo Excel	120x200x14 Inkotrekk
60131807	Madrass Dacapo Ecogreen	80x200x15 Inkotrekk
60132328	Madrass Dacapo Ecogreen	83x200x15 Inkotrekk
60131808	Madrass Dacapo Ecogreen	85x200x15 Inkotrekk
60132329	Madrass Dacapo Ecogreen	88x200x15 Inkotrekk
60131809	Madrass Dacapo Ecogreen	90x200x15 Inkotrekk
60131810	Madrass Dacapo Ecogreen	105x200x15 Inkotrekk
60132991	Madrass Dacapo Ecogreen	120x200x15 Inkotrekk
60130985	Madrass Dacapo 2 sided	80x200x15 Inkotrekk
60130986	Madrass Dacapo 2 sided	85x200x15 Inkotrekk
60130988	Madrass Dacapo 2 sided	85x205x15 Inkotrekk
60131582	Madrass Dacapo Top	105x200x7 Inkotrekk
60131583	Madrass Dacapo Top	120x200x7 Inkotrekk
60133243	Madrass Dacapo Top	120x220x7 Inkotrekk
60133241	Madrass Dacapo Top	75x190x7 Inkotrekk
60133220	Madrass Dacapo Top	75x200x7 Inkotrekk
60131580	Madrass Dacapo Top	80x200x7 Inkotrekk

Artikelnummer ▼	Madrass ▼	Størrelse ▼
60131579	Madrass Dacapo Top	85x180x7 Inkotrekk
60131581	Madrass Dacapo Top	85x200x7 Inkotrekk
60133221	Madrass Dacapo Top	85x220x7 Inkotrekk
60131578	Madrass Dacapo Top	90x200x7 Inkotrekk
60133242	Madrass Dacapo Top	90x210x7 Inkotrekk
60131584	Madrass Dacapo Top	90x215x7 Inkotrekk
60133222	Madrass Dacapo Top	90x220x7 Inkotrekk
60131591	Madrass Dacapo Top pro	105X200X7 Inkotrekk
60131590	Madrass Dacapo Top pro	105X200X7 Inkotrekk
60131587	Madrass Dacapo Top pro	80X200X7 Inkotrekk
60131588	Madrass Dacapo Top pro	85X200X7 Inkotrekk
60131589	Madrass Dacapo Top pro	90X200X7 Inkotrekk
60130967	Madrass Dacapo Ampla	85x200x15 Inkotrekk
60130968	Madrass Dacapo Ampla	90x200x15 Inkotrekk
60130970	Madrass Dacapo Ampla	115x200x15 Inkotrekk
60130971	Madrass Dacapo Ampla	120x200x15 Inkotrekk
60130972	Madrass Dacapo Ampla	115x205x15 Inkotrekk
1632978	Madrass NordBed Kid	77x136x10 bomullstrekk til polster
1632979	Madrass NordBed Kid	77x156x10 bomullspolster
1632980	Madrass NordBed Kid	77x175x10 bomullstrekk til polster
1632975	Madrass NordBed Kid	79x136x10 bomullstrekk
1632853	Madrass NordBed Kid	77x136x10 inkotrekk til polster
1632151	Madrass NordBed Kid	79x136x10 inkotrekk
1632854	Madrass Nordbed Kid	77x156x10 Inkotrekk til polster
1632152	Madrass Nordbed Kid	79x156x10 Inkotrekk
1632976	Madrass NordBed Kid	79x156x10 bomullstrekk
1632855	Madrass NordBed Kid	77x175x10 Inkotrekk til polster
1632977	Madrass NordBed Kid	79x175x10 bomullstrekk
1632153	Madrass NordBed Kid	79x175x10 inkotrekk

Tlf: 22 57 95 00  
 norway@invacare.com  
 www.invacare.no

Postadresse:  
 Invacare AS  
 Postboks 6230 Etterstad  
 0603 Oslo

Besøksadresse:  
 Invacare AS  
 Brynsveien 16  
 0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
 Invacare AS  
 Østensjøveien 19  
 0661 Oslo



Yes, you can.®