

Emma & Mona nattbord



Praktisk og elegant sengebord fra Invacare

Sykehusnattbordene Emma og Mona kjennetegnes ved god kvalitet, stabilitet og robust utførelse, designet for hardt bruk i ulike institusjonsmiljø.



Nattbordene har mange konfigurasjonsmuligheter.

De leveres med høyde- og vinkelregulerbar spiseklaff som standard. Videre kan de leveres med en skuff og fire dører, eller med to eller tre skuffer. I tillegg kan nattbordene leveres med en standard klaff uten vinkelregulering.

Nattbordene er helt like på begge sider, med gjennomgående skuffer eller gjennomgående skap. Dette gir brukeren en fin mulighet til å bruke bordet fra begge sider, samt komme til innhold i skuffer og skap.

Valg av hjul er vesentlig for kvaliteten på et bord med tøff bruk. Nattbordet leveres med fire kvalitetshjul med dobbel kulebane og svingkrans. Gaffel og festeplater i elforsinket stål.


De kan leveres i to høyder, 850 mm (**Mona**) og 970 mm (**Emma**).

Nattbord **Emma** kan nå tilbys med topplate og spiseklaff laget med 16 mm CDF vannbestandig materiale i kjernen, laminert med Fenix antibakterielt laminat 0748 på begge sider. Nattbordet har avrundede kanter på topplate og spiseklaff, og leveres med to skuffer. Leveres med eller uten vinkelregulerbar spiseklaff og i hvit eller bøk utførelse.

NYHET

Vinkeljusterbar klaff

- ▶ Gir økt selvstedighet
- ▶ Høyde- og justerbar i 18 trinn
- ▶ Gassfjærdempet



Tilbehør



- ▶ Her avbildet med skapdører og øvre skuff.



- ▶ Nattbordet **Mona/Emma** er her avbildet med to skuffer og safe. Nattbordene har brems på to av hjulene.

Det kan monteres låser på alle skuffer og skap som ekstra-utstyr. Både **Mona** og **Emma** kan leveres med safe som tilbehør, og **Emma** kan i tillegg leveres med kjøleskap. Sengebord i denne serien kan også leveres i 110 cm.



- ▶ **Emma** kan leveres med kjøleskap.

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Total høyde ▼



Topplate ▼



Høydeinnstilling ▼



Vekt ▼

Sengebord Mona

850 mm

Topplate: 445 mm
Indre mål: 470 mm
Ytre mål: 600 mm

600-870 mm
Lengden på klaff:
460 mm

27 kg

Sengebord Emma

970 mm

Topplate: 445
Indre mål: 470
Ytre mål: 600 mm

700-980 mm
Lengden på klaff:
590 mm

29,5 kg

Treverk ▼



Hvit



Hvitpigmentert



Bøk



Lys eik

Artikkeloversikt ▼

Art. nr.	Produktbeskrivelse
60110819	Nattbord Emma 97 cm m. tilt. Hvit (skap og skuff)
60110820	Nattbord Emma 97 cm m. tilt. Bøk (skap og skuff)
60110821	Nattbord Emma 97 cm m. tilt. Eik (skap og skuff)
60110822	Nattbord Emma 97 cm u. tilt. Hvit (skap og skuff)
1516270	Nattbord Emma 97 cm u. tilt. Bøk (skap og skuff)
60110823	Nattbord Emma 97 cm u. tilt. Eik (skap og skuff)
60110824	Nattbord Emma 97 cm u. tilt. Hvit (to skuffer)
1423543	Nattbord Emma 97 cm u. tilt. Bøk (to skuffer)
60110825	Nattbord Emma 97 cm u. tilt. Eik (to skuffer)
60110826	Nattbord Mona 85 cm u. tilt. Hvit (skap og skuff)
1423546	Nattbord Mona 85 cm u. tilt. Bøk (skap og skuff)
60110827	Nattbord Mona 85 cm u. tilt. Eik (skap og skuff)
60110828	Nattbord Mona 85 cm u. tilt. Hvit (to skuffer)
1512400	Nattbord Mona 85 cm u. tilt. Bøk (to skuffer)
60110829	Nattbord Mona 85 cm u. tilt. Eik (to skuffer)
60111050	Nattbord Emma 97cm u. tilt Hvit Fenix 2 skuffer avrundet kant
60111051	Nattbord Emma 97cm m. tilt Hvit Fenix 2 skuffer avrundet kant
60111052	Nattbord Emma 97cm u. tilt Bøk Fenix 2 skuffer avrundet kant
60111053	Nattbord Emma 97cm m. tilt Bøk Fenix 2 skuffer avrundet kant
60110830	Lås til nattbord, per bord.
60110822	Skolekrok til nattbord
60110831	Minikjøleskap til Emma nattbord
60110832	Minisafe til nattbord
60110833	Oppbevaringskurv
60110841	Bøylehåndtak
60110850	Dør til nattbord
60110851	Skuff liten til nattbord
60110852	Skuff stor til nattbord

Tlf: 22 57 95 00
 norway@invacare.com
 www.invacare.no

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 0661 OSLO

