

# Invacare® | **Flo-tech PT hoftebelter**



## **Opprettholder bekkenstillingen**

.....  
*Invacare **Flo-tech PT hoftebelter** gir effektiv og behagelig støtte som forbedrer stabiliteten i bekkenet. Hoftebeltene er en del av **Flo-tech PT**-sortimentet, som bidrar til å korrigere og justere postural posisjonering.*



**Yes, you can.®**

Invacare **Flo-tech PT hoftebelter**

Hoftebeltene er spesielt utviklet for å gi økt støtte og stabilitet i bekkenet. Sortimentet tilbyr et bredt spekter av spenner og dragmekanismer som dekker alle behov. Alle belter har neoprenpolstring som standard og leveres med et monteringssett som passer rammerør 19 mm, 22 mm og 25 mm.



Hoftebelte ett drag med bilspenne.

Art. nr.	Bredde
1525289	40 mm



Hoftebelte to drag med plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525290	40 mm



Hoftebelte 4-punkts, to drag med plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525291	40 mm



Hoftebelte barn 4-punkts, to drag med plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525292	25 mm



Hoftebelte barn, to drag med plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525293	25 mm



Hoftebelte barn, ett drag med 2-lås plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525294	25 mm



Hoftebelte barn 4-punkts, ett drag med 2-lås plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525295	25 mm



Hoftebelte 4-punkts, ett drag med bilspenne.

Art. nr.	Bredde
1525297	40 mm



Hoftebelte to drag bakfra med plastspenne.

Art. nr.	Bredde
1525296	40 mm

**Sikkerhet**

Hoftebeltene skal kun brukes for å gi støtte, ikke som sikring ved transport i kjøretøy. Det skal alltid anvendes et eget bilbelte i henhold til anbefalingene fra rullestolprodusenten.

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2014 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Flo-tech PT hoftebelter - NO - 10/2014