

ISA™ Standard

Aktiv personløfter

På tilbud med NAV



Ny ergonomisk aktivløfter
fra Invacare



Nyutviklet aktivløfter fra Invacare

Invacare **Stand Assist (ISA)** er et nyutviklet produkt i Invacare sin nye løfteserie. ISA er ideell til brukere som har behov for assistanse under en forflytning.

Under utviklingen har vi i Invacare hatt fokus på sikkerhet, komfort og en mer behagelig opplevelse for brukeren.

For omsorgspersoner er brukervennlighet et grunnleggende element, derfor har **ISA** lav vekt, og brukervennlig design. **ISA** kan enkelt demonteres uten verktøy og er enkel å transportere.



NYHET

**SMARTE
FUNKSJONER**

Lengderegulerbar løftebom

- ▶ Løftebommen kan enkelt lengdereguleres for å tilpasse brukerens høyde for å sikre god ergonomi.

Ergonomisk grep

- ▶ Det unike designet er tilpasset håndens naturlige form for et godt og sikkert grep.

Leggstøtte

- ▶ Leggstøtten reguleres enkelt med et grep i opp til seks forskjellige høyder samtidig som vinkelen på leggputen regulerer seg automatisk til brukeren.

Ergonomiske egenskaper

- ▶ **Fotplate:** tre forskjellige høyder tilgjengelig for individuell tilpasning
- ▶ **Kjørebøyle:** ergonomisk utformet med mange grepsmuligheter, for enkel manøvrering.
- ▶ **Kroker til seil:** fleksible og sikre kroker for rask og sikker påføring av seil.
- ▶ **Hjul:** god størrelse på hjul gjør det lett å trille og enkelt å manøvrere.
- ▶ **Avrundede ben:** *ISA Standard* har buede ben for bedre manøvrering rundt stoler og toaletter.



Teknisk data ▼

For mer informasjon om dette produktet, kontakt din lokale Invacare-representant eller se www.invacare.no.




Løftekapasitet ▼



Lengde ▼



Bredde ▼



Innvendig bredde ▼



Innvendig bredde åpen ▼



Svingradius ▼

På anbud med NAV

	ISA ^{STANDARD}	ISA ^{PLUS}	ISA ^{XPLUS}
Løftekapasitet ▼	160 kg	180 kg	200 kg
Lengde ▼	1080 mm	1220 mm	1280 mm
Bredde ▼	635 mm	640 mm	640 mm
Innvendig bredde ▼	495 mm	480 mm	480 mm
Innvendig bredde åpen ▼	960 mm	1020 mm	1020 mm
Svingradius ▼	1260 mm	1400 mm	1430 mm



Produktvekt ▼



Høyde med bom i lav/høy innstilling ▼



Løfteområdet med kort og lang innstilling av løftebom ▼




Bakkeklaring ▼



Høyde på ben ▼



Løftehastighet ▼



Antall løft per lading ▼

På anbud med NAV

	ISA ^{STANDARD}	ISA ^{PLUS}	ISA ^{XPLUS}
Produktvekt ▼	48 kg	49 kg	52 kg
Høyde med bom i lav/høy innstilling ▼	1650 / 1800 mm	1650 / 1800 mm	1650 / 1800 mm
Løfteområdet med kort og lang innstilling av løftebom ▼	505 / 675 mm	505 / 675 mm	505 / 675 mm
Bakkeklaring ▼	35 mm	35 mm	35 mm
Høyde på ben ▼	115 mm	115 mm	115 mm
Løftehastighet ▼	46 mm/s	46 mm/s	46 mm/s
Antall løft per lading ▼	82	82	82



Artikkelnummer ▼

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292483	1672269	Aktivløfter ISA Standard
	1656034	Aktivløfter ISA Plus
	1656221	Aktivløfter ISA XPlus

På anbud med NAV

Seil ▼



◀ Løfteseil aktiv

- Passer for brukere med vekt bærende evne, men som ikke kan reise seg opp eller stå oppreist
- Bruker bør være klar og ha god kropp og hodekontroll
- Godt polstret for ekstra komfort
- Leveres med sklisikker materiale på baksiden



◀ Forflytningsseil aktiv

- Samme egenskaper som løfteseil, men har støtte for ben i tillegg

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292492	60126831	Løfteseil aktiv XS
292491	60123941	Løfteseil aktiv S
292488	60123942	Løfteseil aktiv M
292489	60123943	Løfteseil aktiv L
292490	60123944	Løfteseil aktiv XL

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292484	60123945	Forflytningsseil aktiv S
292485	60123946	Forflytningsseil aktiv M
292486	60123947	Forflytningsseil aktiv L
292487	60123948	Forflytningsseil aktiv XL

Tilbehør ▾



Forlengningsløkke

▲ Forleng løftestroppene for å gi flere posisjonsmuligheter.
Finnes i 20 cm og 30 cm lengde.



Fotplate

▲ Velg mellom høy, medium eller lav fotplate som passer til brukerens høyde (leveres med medium som standard).
Merk: Høy fotplate er beregnet på lave brukere, mens lav fotplate er beregnet på høye brukere.



Leggbånd

▲ Tilgjengelig som tilbehør.
Leggbåndet har god polstring, er vaskbart og enkel å montere.

HMS.nr	Artikkelnummer	Beskrivelse
292494	SP1650440	Fotplate Høy (for lave brukere)
292520	SP1650439	Fotplate Medium (standard)
292495	SP1650441	Fotplate Lav (for høye brukere)
292498	SP1656592	Leggbånd
	60125890	Forlengningsløkke L Polyester
	60127372	Forlengningsløkke S Polyester
	AP1650026	Polstring løftebøyle ISA

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo