

# InvaSoft™ Hybrid

avansert hybrid teknologi



**Hybrid madrass uten pumpe**

Håndterer trykk, friksjon og mikroklima



**Yes, you can.®**

# Revolusjonerende Hybrid madrass uten pumpe

Vår nye InvaSoft™ Hybrid madrass har avanserte funksjoner innenfor hybridteknologi for å bedre håndtere kritiske faktorer knyttet til trykksår.

InvaSoft™ Hybrid bruker en innovativ kombinasjon av materialer og teknologi for å forbedre trykkavlastning, redusere skyvekrefter og friksjon, samt sikre en effektiv håndtering av mikroklima.

Gjennom dedikert forskning og designprogram inkludert et samarbeid med eksperter innen

levedyktighet for vev, er InvaSoft™ Hybrid en enkel og effektiv løsning designet for å møte de mange utfordringer vi møter i forskjellige omsorgsmiljøer.

Uavhengige testresultater bekrefter også at Invasoft er svært effektiv ved å håndtere de viktigste eksterne faktorene ved utvikling av trykksår.



## Trekk




> **Slitesterk medisinsk materiale** med høy luftgjennomtrengelighet.



> **Materiale som er elastisk i flere retninger** reduserer forskyvning og friksjon.




1



## Trykkfordeling

Vår innovative **auto-justeringsteknologi** gir god trykkfordeling i alle posisjoner, uten behovet for en pumpe.

2



## Redusering av skyvekrefter og friksjon

InvaSoft™ Hybrid har **innovative materialer** som reduserer skyv- og friksjonskrefter.

# 5°

- > **Skrånende helseksjon og beskyttende lag** som flytter vekten fra det sårbare hælområdet



- > **Mykt, fleksibelt topplag** gir brukeren maksimal komfort og støtte.



- > **Åtte horisontale luftceller** for individualisert reaktiv trykkfordeling.



- > **Reduksjon av overflødig varme** og fuktighet gjennom spesialutformede utskjæringer.

3



## Mikroklima Regulering


En **banebrytende luftstrøm uten pumpe (N.P.A.T.)**, InvaSoft™ Hybrid gir en kontinuerlig regulering av mikroklima.



> **Eksepsjonell luftsirkulasjon** med et åpent strukturert og støttende nudelmateriale.



> **Profilert skum** for ekstra komfort og trykkfordeling.



### Brukerens komfort



> **Ultramyk og støttende** lag for ekstra komfort og stabilitet.



> **230 kg brukervekt** gir god støtte.

# Brukervennlig Effektiv Vedlikehold

Kostnadseffektiviteten og de kliniske fordelene med hybridmadrasser blir stadig mer anerkjent. Den modulære designen og komponentene til InvaSoft™ Hybrid er alle utskiftbare, noe som maksimerer produktets levetid, reduserer kostnader og minimerer miljøpåvirkningen.



## Brukervennlig

**Enkel å bruke**, ingen komplisert installasjon er nødvendig.

**Enkel å rengjøre**, noe som garanterer en rask rotasjon mellom pasientene.

**Lett å vedlikeholde**, hovedkomponentene kan enkelt byttes ut uten behov for spesialverktøy eller spesialkunnskap



## Effektiv

Effektiv og uavhengig påvist **omfordeling av trykk**.

Effektiv og uavhengig påvist **reduksjon av forskyvning og friksjon**.

Effektiv og uavhengig påvist **mikroklimahåndtering**.



## Vedlikehold

**Ingen forebyggende vedlikehold** nødvendig.

**Ingen elektrisk pumpe** nødvendig og bidrar derfor til et miljøvennlig system med et lavt karbonutslipp.


**Modulær design** betyr at hovedkomponenter kan individuelt erstattes.

Kostnadseffektivitet

Kliniske fordeler

Enkel løsning






## Uavhengige tester

InvaSoft™ Hybrid har gjennomgått streng testing via Berlin Cert, et uavhengig testanlegg med spesifikk erfaring innenfor madrasser. Testene sammenlignet InvaSoft™ Hybrid med tre ledende hybridmadrasser innenfor områdene trykk, friksjon og håndtering av mikroklima.


### Klinisk Excellens

InvaSoft™ Hybrid viste overlegen prestasjon innen temperatur og fuktighetshåndtering - utkonkurrerte alle konkurransedyktige hybridmadrasser.

### TEMPERATUR



### FUKTIGHET



\*Sammenlignende tester med tre ledende hybridmadrasser.


## Tekniske data ▼

For mer informasjon om dette produktet, inkludert bruksanvisningen, besøk vår hjemmeside: [www.invacare.no](http://www.invacare.no)



Bredde ▼

83, 85, 88 cm



Høyde ▼

17 cm



Lengde ▼

200, 210 cm




Vekt ▼

18 kg



Brukervekt ▼

230 kg



Vasketemperatur ▼

95 °C

## Art nr. ▼

<b>1633301</b>	Madras InvaSoft Hybrid	83x200x17
<b>1633302</b>	Madras InvaSoft Hybrid	85x200x17
<b>1633303</b>	Madras InvaSoft Hybrid	88x200x17

Tlf: **22 57 95 00**  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo



Yes, you can.®