

**Küschall®**  
**THE KSL 2.0®**



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Hos Kuschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker det. Kuschall THE KSL 2.0 kan tilpasses dine behov for maksimal prestasjon. Full kraft, full frihet, **Unlimit your world.**

## **THE KSL<sup>®</sup>**

THE KSL 2.0 er definisjonen på eleganse. Banebrytende teknisk innovasjon møter elegant og sømløst design. THE KSL 2.0 fremstilles etter personlige mål og individuell tilpasning til den erfarne brukeren, som vet nøyaktig hva de vil ha. Rullestolen er svært lett og tilbyr gode kjøreegenskaper og eleganse.

## **HYDROFORMING**

Den helsveiset hydroformede rammen gir optimal stivhet som bidrar til en smidig og behagelig kjøreopplevelse. Rullestolen er den ultimate kombinasjonen av teknikk og design. THE KSL 2.0 kan konkurrere med karbonprodukter rent styrke- og vektmessig, og er laget med optimale kjøreegenskaper og et unikt design.

## ERGONOMISK GREP

■ Det hydroformede designet gir økt stivhet i kne området, samt et behagelig og ergonomisk grep som er ideelt for reposisjonering eller som støtte ved forflytninger.

## LETT AKTIV BREMS

■ Den aktive lettvektsbremsen har et minimalistisk og enkelt design. Lav vekt, enkel betjening og presisjon ned til minste detalj.

## KARBONAKSEL

■ Den robuste og lette akselen er laget av karbon for å gi optimale kjøreegenskaper.

## TITAN FOTPLATE

■ THE KSL 2.0 kan velges med en titan fotstøtte for å redusere vekten ytterligere.



# Küschall®

## THE KSL 2.0®

### HELSVEISET RAMME

- Den helsveisete rammen kombinerer estetikk med svært gode kjøreegenskaper. Og med en transportvekt på kun 4.3 kg, gjør KSL 2.0 meget lett.

### CARBOLIFE DRIVRINGER

- CarboLife er drivringer som gir et godt og ergonomisk grep. De innovative drivringene gir deg kontroll og et energibesparende grep samtidig som du stabiliserer håndleddet.

### SVINGHJUL GAFFEL

- Et nytt og rent design med integrert lager som reduserer ansamling av smuss, ideell for enklere vedlikehold.



# EGENSKAPER

## SKREDDER-SYDD

THE KSL® tilpasses etter vinkler og mål slik at stolen passer nøyaktig til brukeren. Stolen lages for å oppnå den letteste og sterkeste konstruksjonen i tidløst og gjennomførte design.



## SUPER LETT

THE KSL 2.0 kan velges med karbonkomponenter. Dette gir ytterligere muligheter for å oppnå en enda lettere stol, i likhet med rullestoler i karbon, men også med optimal styrke og kjøreevne.



## ELEGANT

Vi har optimalisert designet av fotstøtten, et grunnleggende element for optimal sittestilling. Med en flat side mot føttene gir den elegante fotstøtten mer stabilitet og mindre risiko for trykksår.



## HYDRO-FORMING

Hydroforming gjør at det mulig å forme metall til lette og robuste deler. The KSL 2.0 er laget for å få de beste kjøreegenskapene med lett og robust ramme.

# DESIGN


## 1 VELG RAMMEFARGE



Hvit



Anthracite grå



Space svart



Azurblå



Carmine rød

## 2 VELG LOGO DESIGN



## 3 VELG LOGO FARGE



Rød



Svart



Lys grå



Gull



Rød



Blå



Mørk grå



Svart

# TEKNISKE DATA

## SETEBREDDE

340 – 440 mm  
i steg på 20 mm



## SETEDYBDE

385 – 485 mm  
i steg på 25 mm



## LENGDE KNE TIL HÆL

350 – 500 mm  
i steg på 10 mm



## HØYDE RYGG

270 – 420 mm  
i steg på 15 mm



## VINKEL RYGG

74° / 78° / 82° /  
86° / 90°



## SETE HØYDE

Foran: 450 – 530 mm  
Bak: 400 – 480 mm  
i steg på 10 mm



## FRONTRAMME VINKEL

75° / 90°



## TOTAL BREDDE

SB + 170 mm



## TOTAL LENGDE

75°: Ca. 800 mm  
90°: Ca. 730 mm



## BALANSE- PUNKT

5 Positionen



## CAMBER

0° / 3° / 6°



## PRODUKTVEKT

Ca. 6.8 kg



## TRANSPORT- VEKT

4.3 kg



## MAKS BRUKERVEKT

100 kg



Oppgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 400 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjon kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår hjemmeside.

# K

**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

**Kundeservice: 22 57 95 00**  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Pb. 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and THE KSL are trademarks of Invacare International GmbH.  
Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print.  
As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time.  
© July 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. NO