

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

På Kuschall tror vi at alt er mulig når man har evne til å gjennomføre det. Kuschall Champion tilbyr deg en god løsning for å utforske verden.

KÜSCHALL CHAMPION

Kuschall Champion er den **unike** rullestolen som gir deg den samme kjøreopplevelsen som med en fastrammerullestol og alle de praktiske fordelene til en sammenleggbar stol. Det er den ultimate kombinasjonen av moderne design og velprøvde hybridfunksjoner. Alternativet SK (Swiss knife) gjør din Kuschall Champion så **kompakt** til størrelsen på en ryggsekk, noe som gjør den til det perfekte reisefølge for alle dine eventyr.

HYDROFORMING

Styrke, letthet og stivhet. Den hydroformet frontrammen på Kuschall Champion forbedrer dine kjøreegenskaper, øker stivheten og muliggjør lett forflytning med det nye ergonomiske grepet på rammen.

HYDROFORMET FRONT RAMME

- Optimale kjøreegenskaper på grunn av mindre fleksibilitet (økt stivhet) i kne området.

LETT AKTIV BREMS

- Minimalistisk design, presisjon ned til minste detalj.

SUPER KOMPAKT

- SK (Swiss knife) gjør din Küschall Champion så kompakt til størrelsen på en ryggsekk.



Küschall® CHAMPION

CARBOLIFE DRIVRINGER

- De innovative drivringene gir deg kontroll og et energibesparende grep samtidig som du stabiliserer håndleddet.

FOLDEMEKANISME

- Fold rullestolen og ryggen uanstrengt med kun en bevegelse.

UNIK KOMBINASJON SETEJUSTERING

- Med bare en enhet blir det enkelt å trinnløst justere tippepunktet og setehøyden til brukerens behov.

KEEP ON TRACK

- Enkel justering av vinkel på svinghjulene, utmerket for å holde en stødig retning.

SMARTE FUNKSJONER

UNIK

Med den unike foldemekanisme på Champion kan du enkelt tilpasse og justere stolen i henhold til brukerens behov. Det er fri mulighet til å justere balansepunktet i 9 forskjellige seteposisjoner samt trinnløst justering av setehøyde bak.



HYBRID

Foldemekanismen er det som gjør kjøreegenskapene til Champion suverene i forhold til andre sammenleggbare rullestoler. Resultatet er en hybrid rullestol: som er sammenleggbar, men har samme fasthet og stivhet som en fastrammerullestol.

SUPER KOMPAKT

Slå rullestolen enkelt sammen med den unike foldemekanismen, for å transportere eller for eksempel ta med på ferie. Alternativet SK (Swiss Knife) gjør at Champion kan foldes ytterligere og bli enda mindre.



HYDRO-FORMET FRONT-RAMME

Den hydroformede frontrammen har et ergonomisk design som gir deg et grep som gir god støtte og gjør forflytning enklere.

TILPASNINGS- MULIGHETER


1 VELG RAMMEFARGE



Hvit



Anthracite grå



Space svart



Azurblå



Carmine rød

2 VELG LOGO DESIGN



3 VELG LOGOFARGE



svart



rød



Lysegrå



Gull



Rød



Blå



Mørk grå



Svart

TEKNISKE DATA

SETEBREDDE

360 - 480 mm
i trinn på 20mm



SETEDYBDE

340 - 480 mm
i trinn på 20 mm



LENGDE KNE TIL HÆL

320 - 500 mm
trinnløs justering



HØYDE RYGG

300 - 465 mm
økning til 15mm



VINKEL RYGG

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



SETEHØYDE

Foran: 450 - 540 mm
Bak: 390 - 480 mm



FRONTRAMME- VINKEL

75° / 90°
Rett eller innsvingt



TIPPEPUNKT

9 posisjoner



CAMBER

0° / 1° / 3°



TOTAL LENGDE

75° ca. 930mm
90° ca. 830mm



TOTAL BREDDDE

SB + 160 - 240 mm



TOTALT BREDDDE, FOLDET

Ca. 280 - 340 mm



PRODUKTVEKT

Ca. 9.2 kg



TRANSPORT- VEKT

Ca. 6.7 kg



MAKS BRUKERVEKT

120 kg



Alle spesifiserte dimensjoner og vekt er basert på setebredde 400 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjoner kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår nettside.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Kundeservice: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo