

# Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster

For optimal hælavlastning og posisjonering



**Optimal komfort**

100 % trykkavlastning



**Yes, you can.®**

# Maxxcare

**Maxxcare Heel Pro Evolution** hælavlaster gir perfekt komfort og effektiv trykkavlastning i hælområdet for pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår.



For pasienter med allerede utviklede trykksår på hælene kan Maxxcare Heel Pro Evolution være et effektivt supplement i behandlingen. Det unike designet gir 100 % trykkavlastning av hælene, noe som er anbefalt i de Europeiske retningslinjene fra 2019 (EPUAP 2019).

## Reduserer trykk- og skyvekrefter

I klinisk planlegging og praksis er det svært viktig å ha et gjennomgående fokus på å redusere trykk- og skyvekrefter (shear) på pasientens hæler. Den bakre og fremtredende delen av hælen utsettes ofte for høyt trykk, selv ved bruk av trykkavlastende støtte (EPUAP 2019).

## Basert på Vicair-teknologi!

Maxxcare Heel Pro Evolution er utviklet av Vicair, kjent for sine unikt utformede og trykkavlastende SmartCells. Hælavlasteren er laget av et slitesterkt lavfriksjonsmateriale, med et mykere materiale på innsiden for best mulig komfort. Vicair-teknologien kombinert med det unike designet bidrar dermed til optimal trykkfordeling, posisjonering og komfort.






## Perfekt passform og trykkfordeling

Maxxcare Heel Pro Evolution er enkel, praktisk og effektiv å bruke, og kan benyttes både i liggende, sittende og gående posisjon (ved kortere avstander).

- ✓ Kan brukes for å forebygge trykksår for brukere med økt risiko for trykksår på og rundt hæler og ankler.
- ✓ Kan brukes ved behandling av allerede utviklede trykksår.
- ✓ Reduserer smerte ved lang tids sengeleie.
- ✓ Kan bidra til å forhindre droppfot.
- ✓ Vedlikeholdsfritt produkt som kan maskinvaskes på 60 grader.
- ✓ Gir 100 % avlastning av hælen.



> **Maxxcare** er tilgjengelig i tre ulike størrelser for å passe flest mulig brukere. Brukere med vristmål på mer enn 43 cm anbefales bruk av XL. Se illustrasjon over for hvordan dette skal måles.



> **Maxxcare** har to praktiske og justerbare borrelåsbånd for individuell tilpasning og optimal komfort.

> **Maxxcare** kan brukes ved forflytning over kortere avstander, som f. eks. mellom seng og stol. Det sklisikre materialet på undersiden av sålen gjør forflytningen enda tryggere.



## Tekniske data ▼



Vekt ▼

0,1 kg



Rengjøring ▼

60°C



Tørketrommel ▼

Skal ikke brukes i  
tørketrommel



3 størrelser ▼

**Small**  
**Standard**  
**XL**



Garanti ▼

1 år

Art. nr.	Produkt	Størrelser	Materiale
060004	Hælavlaster	S	Luftceller
1578539	Hælavlaster	Standard (M-L)	Luftceller
060003	Hælavlaster	XL	Luftceller

For ytterligere informasjon om produktet, som eksempelvis produktets brukermanual, se vår hjemmeside [www.invacare.no](http://www.invacare.no)



Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østengjøveien 19  
0661 Oslo



Yes, you can.®