

Invacare[®] **Octave**[®]



Setting the standard



Med sikker løftekapasitet (SWL) på 385 kg, og med brukervekt på hele 350 kg, er *Invacare Octave* en topp moderne pleieseng som gjør dagliglivet enklere for brukere med alvorlig overvekt. Fire-delt liggeflate med elektrisk regulering av alle funksjoner er standard, og gir optimal støtte og komfort for brukeren.

Pleieren har ypperlige arbeidsforhold og god tilgang til brukeren ettersom sengens endegavler lett kan fjernes uten bruk av verktøy, samt at den rammeløse konstruksjonen gjør at madrassen ligger ut til sengens ytterkant.

Topp komfort og design

Invacare Octave er designet spesielt med tanke på brukere med alvorlig overvekt, og sengens liggeflate kan forlenges med 100 mm i både fot- og hodeende. Ved hjelp av håndkontrollen og sengens fire motorer, kan brukeren eller pleieren endre posisjonen på rygg-, lår - eller benseksjonene så vel som høyden på sengen, uavhengig av hverandre. Sølvfarget stål og endegavler i bøk kombinert med rammeløs konstruksjon gjør at *Octave* får et stilrent design.

Levering og lagring

For å gjøre transport og levering så enkel som mulig, leveres *Octave* på transportstativ. Demontering og montering av sengen kan ikke bli enklere til tross for sengens størrelse. Transportstativet minimerer lagringsplassen, og gjør at *Octave* er lettere å flytte til forskjellige steder.



Valg og tilbehør



Søsterhjelp

Håndtaket kan justeres i både høyde og dybde.
Art. nr 50.57700.MO



Sengeforlenger

Sengen kan forlenges med 100 mm i både fot- og hodeende.



Støttehåndtak

Gjør det enklere for brukeren å komme inn og ut av sengen.
Art. nr 1446353-0152

Vennligst se tilbehørsbrosjyren til senger for mer tilbehør og artikkelnummer.

Tekniske data

	Bredde	Lengde	Høyde-regulerbar	Liggeflate	Ryggvinkel	Lårvinkel	Benvinkel	Totalvekt	Maks. brukervekt
<i>Invacare Octave</i>	1190 mm	Lengde utvendig: 400 - 800 mm 2210 mm Lengde innvendig: 1720 - 2120 mm 2070 mm Madrass: 1160 x 2000 x 150 mm	Total høyde: 1720 - 2120 mm	810 - 340 - 330 - 520 mm	0 - 57°	0 - 30°	0 - 30°	Stål: 180 kg Tre: 199 kg	SWL 385 kg Maks. brukervekt 350 kg

Artikkelnummer	Octave	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
OCTAVE_A2EB1_M1_1	4-motorer, 4-delt liggeflate	1160x2000	Bøk	Octave med Britt V sidegrind

Rammefarge og treverk

Aluminiumsgrå	Bøk	Samsvarer med IEC 60601-2-52
		NB/ Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO

