



SB 400 - egnet til alle formål

Invacare **SB 400** er en ideell kombinasjon av skandinavisk design og funksjonalitet. **SB 400** har alt: et godt utvalg av funksjoner, mange konfigurasjonsmuligheter som gir individuelle tilpasningsmuligheter, og den er enkel å transportere og oppbevare.



Trusted Solutions, Passionate People





Komfort, design og frihet til å velge

Det moduloppbyggede sengestystemet er synonymt med stil, komfort og gjennomtenkt funksjon.

Pleiesengen er utviklet for å oppfylle alle individuelle krav til komfort. **SB 400** tilbyr ergonomiske fordeler, blant annet ved å kunne tilby ryggenstilbakeføring som minimerer skyv- og friskjonskreftene når ryggen heves.

Enkel i bruk

Sentralbrems og stor løftekapasitet er gunstig for pleiepersonalet som arbeider ved sengen. Stort høydejusteringsintervall gjør forflytninger lettere både for pasient og pleiepersonale. **SB 400** demonteres uten bruk av verktøy.

Produktgenskaper og tilbehør



Økt selvhjelp

Motorisert lårbendel (el på alle funksjoner er standard på firedelt liggeflate) gir pasienten mulighet til å betjene alle sengens funksjoner fra håndbetjeningen.



Individuell tilpasning

Madrasstøtte og liggeflateforlenger (ikke standard) sikrer optimal tilpasning til det aktuelle brukerbehovet.



Transporteres hel

Invacare SB 400 er klar til transport umiddelbart. Man fjerner enkelt tilbehøret, deretter kan liggeflate samt understell plasseres på transportstativet uten demontering.

Vennligst se tilbehørsbrosjyren til senger for mer tilbehør og artikkelnummer.

Tekniske data



SB 400

Indre mål/ytre mål:
900 mm/
1000 mm



Lengde utside: 2200 mm
Lengde innside: 2070 mm
Madras: 2000 mm



Høydeinnstilling: 850 - 240 - 350 - 900 mm
Totalhøyde: 1550-2100 mm



850 - 240 - 350 - 560 mm (firedelt)



Frihøyde under seng: 150 mm



0° - 70°
Ryggvinkel




0 - 25°
Lårvinkel



SWL 180 kg
Maks brukervekt 145 kg

Rammefarge og tresort



Elfenben RAL 1015



Bøk (std.)



Kirsebær

NB/ Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Samsvarer med IEC 60601-2-52

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Artikkelnummer	SB 400 med sentralbrems og sidegrinder	Madrasmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
3000400_32-51-67_4	3 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Bøk	SB 400 med Britt V
3000400_32-51-67_1	3 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x215	Bøk	SB 400 med Line forlengbar
3000400_32-51-67_2	3 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Hvitpigmentert	SB 755 med Britt V
3000400_32-51-67_3	3 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x215	Hvitpigmentert	SB 755 med Line forlengbar

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

SB 400 - NO - 02/2016



Yes, you can.®

