



Når komfort kommer først

SB 755 er det ideelle valg for å kombinere komfort, enkel håndtering og sikkerhet - både til hjemmepleie og til institusjonsbruk.

SB 755 har firedelt liggeflate, og med fire motorer gir dette en seng med mange innstillingsmuligheter. Dette gir gode posisjoneringmuligheter og høy liggekomfort for pasienten. Funksjonene bidrar også til forebygging av trykksår. **SB 755** kan forlenges med 10 cm både i hode- og fotende (tilsammen 20 cm). Alle disse egenskapene gjør **SB 755** til en svært funksjonell seng som sikrer høy komfort både for pasient og pleier.





Høy pasientkomfort er vårt ansvar

SB 755 har flere egenskaper som gir god sitteposisjon og reduserer skyv- og friksjonskrefter under forflytning. Disse inkluderer forbedret tilbakeføring av ryggen, samtidig som den opprettholder lengden for madrassen på liggeflaten, og en bendel som kan senkes under horisontalt.

For å imøtekomme behovene til den enkelte bruker på en ergonomisk riktig måte, har **SB 755** integrert liggeflateforlenger på 10 cm i både hode- og fotenden.

Sikkerhet først

Som alltid hos Invacare er sikkerhet vår høyeste prioritering. Sidegrindene, både i standard og i forlenget versjon, imøtekommer de høye kravene i den nye standarden IEC 60601-2-52, uten at dette påvirker de ergonomiske arbeidsforholdene til pleieren.



Gode løsninger for korrekt håndtering

Stadig strengere hygienekrav i helsesektoren gjør at det mange steder tas i bruk egne vaskemaskiner for å rengjøre hjelpemidlene mest mulig effektivt. Invacare er stolt av å kunne tilby **SB 755 W** som er dokumentert vaskbar i fremtidens vaskemaskiner.

Invacare tilbyr også en delbar modell, **SB 755 TLL**, hvor ingen av delene veier mer enn 25 kg. Sengen har en praktisk transportløsning som gjør at den kan oppbevares og transporteres montert på understellet. **SB 755 TLL** er lite plasskrevende ved lagring.

Flere modeller, egenskaper og valg



Automatisk tilbakeføring av ryggen – forbedret funksjon. Øker komforten når man aktiverer ryggen, og minimerer friksjon.



Inndelingen av liggeflaten er tilpasset kroppens fysiske mål, for økt komfort.



Enkel transport og lagring med Bjørn sengetralle.



SB 755 finnes i også i breddene 105 og 120 cm, tilpasset større brukere. Maksimal brukervekt 200 kg.

Nyhet! Nå kommer alle gavler og grunder også i lys eik (gjelder ikke *Line* sidegrunder).

Tilbehør



Olivia endegavl

Kan brukes sammen med kosmetisk langside og **Scala 2** sidegrind. Leveres i lys eik og bøk.



Victoria endegavl

Avtagbart panel - tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrunder.



Sophie endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrunder.



Emma endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Scala 2** sidegrunder.



Susanne endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrunder.



Anita endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrunder.



Britt V sidegrind

Integrert sidegrind i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Leveres i faste lengder på 200, 210 og 220 cm.



Line/Line teleskopisk sidegrind

Integrert sidegrind i aluminium. Leveres i bøk, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Leveres i lengde 200 cm (**Line**) og 200-220 cm (**Line teleskopisk**).



Scala 2 sidegrunder

Nedfellbare sidegrunder i metall. Leveres i 3 høyder som passer med madrasshøydene 15, 20 og 25 cm.



Langside

Kosmetisk langside i stedet for sidegrind. Leveres i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.



Langside til Olivia

Kan brukes i kombinasjon med **Scala 2** sidegrunder. Leveres i bøk og lys eik.



Liggeflate

Liggeflaten er tilgjengelig med lameller i tre- eller aluminium.



Flere håndkontroller

Invacare **Soft Control** eller standard håndkontroll begge med «grønn knapp» funksjon.



Løftebøyle

Håndtaket kan justeres i høyde og dybde.



Utsvingbart støtte- og vendehandtak















Håndtaket gir god støtte for brukeren ved inn- og utstigning av sengen.



Sentralbrems

Tilgjengelig med hjul diameter på 100 mm, 125 mm og 150 mm. 125 mm er standard.

Tekniske data

							
SB 755	Madrassbredde 850 / 900 mm Utvendig bredde 950 / 1000 mm	Madrasslengde 2000 - 2200 mm Utvendig lengde 2130 - 2330 mm	Liggeflatevand- ring og totalhøyde 350-830 mm / 1560-2020 mm	Mål på liggeflateseksjoner 800 - 260 - 260 - 680 mm	Frihøyde 170 mm med 125 mm hjul	Ryggvinkel 0° - 73°	Lårvinkel 0° - 28°
SB 755 Wide 1050 mm	Madrassbredde 1050 mm Utvendig bredde 1150 mm	Madrasslengde 2000 mm Utvendig lengde 2130 mm	Liggeflatevand- ring og totalhøyde 350-830 mm / 1560-2020 mm	Mål på liggeflateseksjoner 800 - 260 - 260 - 680 mm	Frihøyde 170 mm med 125 mm hjul	Ryggvinkel 0° - 73°	Lårvinkel 0° - 28°
SB 755 Wide 1200 mm	Madrassbredde 1200 mm Utvendig bredde 1300 mm	Madrasslengde 2000 mm Utvendig lengde 2130 mm	Liggeflatevand- ring og totalhøyde 350-830 mm / 1570-2020 mm	Mål på liggeflateseksjoner 800 - 260 - 260 - 680 mm	Frihøyde 170 mm med 125 mm hjul	Ryggvinkel 0° - 73°	Lårvinkel 0° - 28°
							
SB 755	Vinkel under horizontal 0° - 16°	Benvinkel 0° - 18°	Vinkel over/under vannrett 25° / 14°	Maks. brukervekt 200 kg / SWL 235 kg	Produktets tyngste enkeltdel 25 kg (SB 755 TLL)	Dokumentert maskinvaskbar (IPx6w) ¹ (SB755 vaskbar)	Bariatrisk bruk

NB/ Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Tilfredsstiller kravene i
IEC 60601-2-52

1/ Leveres som et alternativ til standardmodellen

Rammefarge og treverk

				
Aluminiumsgrå ramme (RAL 9007)	Bøk (standard)	Lys eik	Hvitpigmentert bøk	Kirsebær

Artikkelnummer	SB 755 med sentralbrems og sidegrinder	Madrassmål cm	Materiale	Produktbeskrivelse
3000755_32035CC1_1	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	85x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_32D33KC6_1	4 motorer, TLL, vaskbar	85x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_42035CC1_2	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_42D33KC6_1	4 motorer, TLL, vaskbar	90x200	Bøk	SB 755 med Britt V
3000755_50035CC2_1	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	105x200	Bøk	SB 755 bred med Britt V
3000755_55035CC2_1	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	120x200	Bøk	SB 755 bred med Britt V
3000755_32035CC1_2	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	85x200	Hvitpigmentert	SB 755 med Britt V
3000755_42035CC1_3	4 motorer, 4-delt liggeflate 125 mm hjul	90x200	Hvitpigmentert	SB 755 med Britt V
3000755_32D35CC1_3	4 motorer, TLL, vaskbar	85x200	Eik	SB 755 med langside til Olivia
3000755_42D35CC1_2	4 motorer, TLL, vaskbar	90x200	Eik	SB 755 med langside til Olivia

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

SB 755 - NO - 02/2016



Tüv-godkjent



Yes, you can.®