


Invacare® | **Seilprogram**



Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet

Invacares nye seilprogram tilbyr et bredt spekter av seil til brukere med forskjellig grad av funksjonsnedsettelse. Seilene er utviklet i samarbeid med terapeuter for optimal passform og støtte for brukeren, samtidig som de er lette for hjelperen å arbeide med. Seilene leveres i tre forskjellige materialer i opp til fem størrelser, og har gode justeringsmuligheter.


INVACARE
Yes, you can.®



Invacare **Løfteseil høy rygg**

Støtter hele kroppen og gir en behagelig, lett tilbakeleent stilling for brukeren. **Invacare Løfteseil høy rygg** anvendes til personer som har nedsatt kontroll over hode og kropp ved forflytning fra gulv til seng og mellom seng til stol. **Løfteseil høy rygg** kan anvendes uten hodestøtte ved å fjerne plaststiverne.


Størrelse	A	B	C	D
XS	1040	740	610	340
S	1080	840	730	380
M	1420	1000	830	400
L	1550	1100	920	510
XL	1680	1150	920	550



Invacare **Løfteseil høy rygg smal**

Støtter hele kroppen og hodet og gir en behagelig, lett tilbakeleent stilling for brukeren. I **Invacare Løfteseil høy rygg smal** har brukeren mulighet for å ha armene utenfor seilet. **Løfteseil høy rygg smal** brukes til personer som har nedsatt kontroll over hode og kropp ved forflytning fra gulv til seng og mellom seng til stol. Modellen er avstivet i ryggen for optimal fordeling av trykket og økt komfort for brukeren. Nå også tilgjengelig i netting og elastisk polyester.

Størrelse	A	B	C	D
S	1380	840	880	340
M	1510	950	930	450
L	1580	1100	970	560
XL	1590	1190	970	630



Invacare **Løfteseil medium rygg**

Støtter hele kroppen opp til skuldrene. Brukeren må selv kunne holde hodet. Seilet blir ofte foretrukket som et allround-seil idet det støtter hele kroppen og dermed gir en god følelse av trykkgghet. Invacare **Løfteseil medium rygg** anvendes til forflytninger i sittende stilling og er lett og enkelt å arbeide med. Modellen er avstivet i ryggen for optimal fordeling av trykket og økt komfort for brukeren.

Størrelse	A	B	C	D
S	1000	920	510	410
M	1090	1050	560	480
L	1180	1090	580	560
XL	1240	1250	585	710




Invacare **Løfteseil lav rygg**

Støtter hoftene og nederste del av ryggen. Seilet krever at brukeren har noe funksjon i kroppen og full kontroll over hodet. Det anvendes til forflytninger i sittende stilling og er lett og enkelt å arbeide med. Modellen er avstivet i ryggen for optimal fordeling av trykket og økt komfort for brukeren.

Størrelse	A	B	C	D
S	850	800	350	410
M	920	940	375	480
L	950	1075	405	575

Invacare Toalettseil lav og høy rygg

Invacare tilbyr to modeller av toalettseil; med eller uten hodestøtte. Begge modeller har et belte for økt støtte rundt overkroppen, og for å sikre brukernes posisjon i seilet. Toalettseil benyttes til personer med lett nedsatt funksjon i kroppen og lett nedsatt funksjon i hoften. Modellen med hodestøtte anvendes til de brukere som utover dette har nedsatt kontroll over hodet. **Invacare Toalettseil lav og høy rygg** er velegnet dersom man ønsker mulighet for av- og påkledning under løftet i forbindelse med toalettbesøk. Anvendes til løft til og fra sittende, og er meget lett og enkelt å bruke.



Størrelse	A	B	C	D
S	870	710	200	430
M	950	800	230	490
L	1020	900	230	600
XL	1100	1080	270	760

Invacare Toalettseil høy rygg





Størrelse	A	B	C	D	E
S	870	710	200	400	430
M	950	800	230	470	490
L	1020	900	230	470	600
XL	1100	1080	270	470	760

Invacare Easy-fit Løfteseil høy rygg

Støtter hele kroppen og hodet, og er således velegnet til brukere med høy grad av funksjonsnedsettelse. Den delte benstøtten er lett å arbeide med og seilet gir brukeren en forholdsvis oppreist posisjon i seilet. **Invacare Easy-fit Løfteseil høy rygg** er også velegnet til brukere med amputasjon. **Easy-fit Løfteseil høy rygg** er enkelt å feste, enten brukeren er sittende eller liggende.



Størrelse	A	B	C	D
XS	1100	710	595	170
S	1130	760	640	180
M	1200	800	675	190
L	1270	860	720	210
XL	1390	940	780	220



Invacare **Komfort, Komfort med toalettåpning og Komfort standard seil**

Denne seilmodellen er tilgjengelig i to modeller; **Komfort** støtter hele kroppen, inkludert hodet. **Komfort standard** støtter kroppen opp til skuldrene. Dette seilet passer brukere med god hodekontroll.

Invacares **Komfort**-sortiment er tilpasset brukere med kronisk smerte. Seilene kan også anvendes til brukere som er amputert over kneet, eller til brukere som av ulike årsaker skal forbli sittende i seilet. **Komfort**-seilene legges på i liggende stilling og anvendes til forflytning i sittende stilling.

Komfortseilet med toalettåpning, **Invacare Komfort med toalettåpning**, anvendes i forbindelse med toalettbesøk.

Invacare **Komfortseil** med og uten toalettåpning

Størrelse	A	B	C	D
XS	1040	970	510	960
S	1150	1050	550	1020
M	1395	1170	610	1160
L	1445	1290	675	1280
XL	1460	1330	745	1470

Invacare **Komfort standard seil**


Størrelse	A	B	C	D
S	960	1050	550	1000
M	1020	1170	610	1050
L	1160	1290	675	1110

Invacare **Amputasjon løfteseil medium rygg**

Denne modellen er spesielt tilpasset brukere med ensidig eller dobbeltsidig amputasjon. Lårstroppene legges under begge ekstremitetene og holdes tett til kroppen ved hjelp av løkkene i skulderhøyde.

Invacare **Amputasjon løfteseil** støtter godt og gir en behagelig og trygg, lett bakoverlent posisjon for brukeren. Seilet er avstivet i hele ryggen for optimal fordeling av trykket og gir dermed økt komfort for brukeren.

Størrelse	A	B	C	D
S	1100	930	490	320
M	1160	970	520	360
L	1360	1230	570	430
XL	1400	1350	570	480




Invacare **Løftevest**

Invacare **Løftevest** løfter rundt overkroppen. Brukeren må være i kontakt med gulvet og ha noe ståfunksjon. **Løftevesten** anvendes sammen med takmontert personløfter til gåtrening for personer med nedsatt gangfunksjon og/eller nedsatt balanse. Vesten er anvendelig ved toalettbesøk og til å minske risikoen for at hjelperen får belastningsskader. Som tilbehør til **Løftevesten** kan man få skrittbånd som gir økt støtte og trygghet for brukeren.


Invacare **Løftevest med skrittbånd**

Størrelse	A	B	C	D
XS	150	750	850	300
S	150	850	850	300
M	180	950	950	350
L	180	1050	950	350
XL	180	1200	950	350

Invacare **Løftevest**




Størrelse	A	B
XS	150	750
S	150	850
M	180	950
L	180	1050
XL	180	1200



Invacare **Løftebånd**

Invacare **Løftebånd** anvendes til personer med lett nedsatt funksjon i kroppen og i hoften. Denne modellen velges ofte til personer som ønsker å være selvhjulpne i løftesituasjonen.


Størrelse	A	B
Kort	930	120
Lang	1120	120



Invacare Løfteseil ståløfter

Invacare **Løfteseil ståløfter** gir sammen med ståløfteren *Invacare Roze* en behagelig og sikker forflytning for brukere som kan bære sin egen vekt, men som ikke kan stå selvstendig. Utover dette bør bukeren ha kropps- og hodekontroll, samt kunne holde fast i løftearmen med hånden. Seilet er godt polstret og har antiskli-materiale i ryggen for å sikre et behagelig løft.

Størrelse	A	B	C
S	260	840	950
M	330	895	1170
L	360	950	1270
XL	360	1020	1810




Invacare Transportseil ståløfter sittende

Invacare **Transportseil ståløfter sittende*** seil anvendes sammen med ståløfteren *Invacare Roze* og gir enkel forflytning fra sittende til sittende eller ved transport fra A til B. Seilet anvendes til brukere som har god kropps- og hodekontroll, samt kan holde fast i løftearmen med hånden.

Størrelse	A	B	C
S	860	840	240
M	1020	895	260
L	1180	950	330
XL	1230	1020	350

* Vennligst se i løfterens kompatibilitetsinstruksjoner.


Tilbehør seil



Fleece-polstring for ekstra komfort.



Skuminnlegg til ben. For **Løfteseil høy rygg, medium rygg** og **smal rygg** i nettingmateriale.



Forlengelsesbånd - gir flere posisjoneringsmuligheter.



Hodestøtte-avstiver - for seil med hodestøtte. **Easy-fit, løfteseil med høy rygg.**

Seilmodell	Materiale			Størrelse				
	Hel polyester	Netting	Elastisk polyester	XS	S	M	L	XL
Løfteseil lav rygg	●				●	●	●	
Løfteseil medium rygg	●	●	●		●	●	●	●
Løfteseil høy rygg	●	●	●	●	●	●	●	●
Løfteseil høy rygg smal	●	●	●		●	●	●	● ¹
Toalettseil	●				●	●	●	●
Toalettseil høy rygg	●				●	●	●	●
Easy-fit seil	●		●	●	●	●	●	●
Amputasjonseil	●				●	●	●	●
Komfortseil		●	●	●	●	●	●	●
Komfort toalettseil	●	●		●	●	●	●	●
Komfort standardseil		●	●		●	●	●	●
Løftevest	●			●	●	●	●	●
Løfteseil ståløfter	●				●	●	●	●
Transportseil ståløfter sittende	●				●	●	●	●

1/ Kun tilgjengelig i hel polyester

Materiale



Hel polyester

Standard materiale som er lett å arbeide med - det glir lett og tørker hurtig etter vask.



Netting*

Anvendes ved bading eller hvis brukeren skal sitte på seilet.




Elastisk polyester*

Lett elastisk og former seg etter kroppen. Er velegnet til brukere med risiko for trykksår.

* Det er viktig å foreta en risikoanalyse for trykksår for pasienter som blir sittende i seilet i lengre perioder.

Veiledning størrelser



200 kg**



95°



Hvert løfteseil bør prøves og tilpasses den enkelte bruker for å sikre optimal komfort og sikkerhet i løftesituasjonen.

** Bortsett fra løfteseil ståløfter, transportseil sittende og løftevest i kombinasjon med skrittbånd, hvor brukervekten er 159 kg.

Invacare® | **Artikkelnummer seilprogram**

Seiltype	
Art.nr	Personløftere
1483776	Løfteseil Universal høy rygg, XS
1483777	Løfteseil Universal høy rygg, S
1483778	Løfteseil Universal høy rygg, M, solid
1483779	Løfteseil Universal høy rygg, L, solid
1485949	Løfteseil Universal høy rygg, XL, solid
1485950	Løfteseil Universal høy rygg, XS, nett
1485951	Løfteseil Universal høy rygg, S, nett
1485952	Løfteseil Universal høy rygg, M, nett
1485953	Løfteseil Universal høy rygg, L, nett
1485954	Løfteseil Universal høy rygg, XL, nett
1485955	Løfteseil Universal høy rygg XS, elastisk
1485956	Løfteseil Universal høy rygg, S, elastisk
1485957	Løfteseil Universal høy rygg, M, elastisk
1485958	Løfteseil Universal høy rygg, L, elastisk
1485959	Løfteseil Universal høy rygg, XL, elastisk
1485960	Løfteseil Universal høy rygg Smal, S
1485961	Løfteseil Universal høy rygg Smal, M
1485962	Løfteseil Universal høy rygg Smal, L
1485963	Løfteseil Universal høy rygg Smal, XL
1517761	Løfteseil Universal høy rygg Smal, S nett
1517762	Løfteseil Universal høy rygg Smal, M nett
1517892	Løfteseil Universal høy rygg Smal, L nett
1517894	Løfteseil Universal høy rygg Smal, S elastisk
1518021	Løfteseil Universal høy rygg Smal, M elastisk
1518022	Løfteseil Universal høy rygg Smal, L elastisk
1485882	Løfteseil Universal medium rygg, S
1485883	Løfteseil Universal medium rygg, M
1485884	Løfteseil Universal medium rygg, L
1485885	Løfteseil Universal medium rygg, XL
1478411	Løfteseil Universal medium rygg, S, nett
1478412	Løfteseil Universal medium rygg, M, nett
1478413	Løfteseil Universal medium rygg, L, nett
1478414	Løfteseil Universal medium rygg, XL, nett
1485363	Løfteseil Universal medium rygg, S, elastisk
1485364	Løfteseil Universal medium rygg, M, elastisk
1485365	Løfteseil Universal medium rygg, L, elastisk
1485366	Løfteseil Universal medium rygg, XL, elastisk
1491893	Løfteseil Universal lav rygg, S,
1491894	Løfteseil Universal lav rygg, M
1451067	Løfteseil Universal lav rygg, L



Yes, you can.®

Art.nr	Personløftere
1451101	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XS
1451102	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg S
1451103	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg M
1451104	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg L
1451105	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XL
1451106	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XS, elastisk
1451107	Løfteseil Easy-fit løftesele høy ryggS , elastisk
1451108	Løfteseil Easy-fit løftesele høy ryggM , elastisk
1451109	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg L, elastisk
1451110	Løfteseil Easy-fit løftesele høy rygg XL, elastisk
1478440	Løfteseil Toalett S
1478441	Løfteseil Toalett M
1478442	Løfteseil Toalett L
1478443	Løfteseil Toalett XL
1478444	Løfteseil Toalett m.hodestøttet S
1478445	Løfteseil Toalett m.hodestøttet M
1478446	Løfteseil Toalett m.hodestøttet L
1484780	Løfteseil Toalett m.hodestøttet XL
1485967	Løfteseil Comfort XS, nett
1485968	Løfteseil Comfort S, nett
1485969	Løfteseil Comfort M, nett
1485970	Løfteseil Comfort L, nett
1485947	Løfteseil Comfort XL, nett
1485948	Løfteseil Comfort XS, elastisk
1485554	Løfteseil Comfort S, elastisk
1485777	Løfteseil Comfort M, elastisk
1485778	Løfteseil Comfort L, elastisk
1451090	Løfteseil Comfort XL, elastisk
1451091	Løfteseil Comfort Toalett XS,
1451092	Løfteseil Comfort Toalett S
1451093	Løfteseil Comfort Toalett M
1451094	Løfteseil Comfort Toalett L
1451095	Løfteseil Comfort Toalett XL
1451096	Løfteseil Comfort Toilet XS, nett
1451097	Løfteseil Comfort toalett S, nett
1451098	Løfteseil Comfort toalett M, nett
1451099	Løfteseil Comfort toalett L, nett
1451100	Løfteseil Comfort toalett XL, nett
1485367	Løfteseil Amputasjon, S
1485368	Løfteseil Amputasjon, M
1485369	Løfteseil Amputasjon, L
1485370	Løfteseil Amputasjon, XL
1485404	Løftevest XS
1485405	Løftevest S
1485406	Løftevest M
1484683	Løftevest L
1484684	Løftevest XL
1488424	Løftebånd langt
1488876	Løftebånd kort
1484685	Løfteseil Ståløfter lite
1484686	Løfteseil Ståløfter midium
1484687	Løfteseil Ståløfter stort
1484688	Løfteseil Ståløfter ekstra stort
1484689	Transportseil ståløft lite
1484690	Transportseil ståløft midium
1484691	Transportseil ståløft stort
1485117	Transportseil ståløft ekstra stort