

# Styxo 2

Toalettløsning med dobbel funksjon



Vår neste generasjon med toalettløsninger

Dobbel funksjon, regulerbar og støttende



Yes, you can.®

# Vi introduserer vår nyeste 2-i-1-toalettstol og Toalettforhøyer

Styxo 2.0 er en enkel og kostnadseffektiv toalettløsning med to funksjoner. Den kan brukes som en toalettstol på soverommet, samt som en støttende toaletttramme rundt toalettet på badetrommet.

Den nye Styxo 2.0 har en forbedret design i friske nye farger og er svært enkel å rengjøre. Den leveres komplett med en toalettbøtte med lokk og sprutskjerm. Ingen tilbehør er nødvendig, som gjør Styxo 2.0 til en ideell og komplett toalettløsning.



## Hovedegenskaper

- > Robust og støttende toalettforhøyer
- > Enkel å justere for optimal setehøyde fra 38 - 53 cm
- > Komplette toalettstol kombinasjon med toalettbøtte med lokk og sprutskjerm
- > Montering uten bruk av verktøy
- > Høyere maksimal brukervekt på opptil 159 kg

### Art nr ▼

### Beskrivelse ▼

SP1648490	Toalettsete med lokk Styxo 2
SP1648491	Sprutskjerm Styxo 2
SP1648492	Bøtte med lokk Styxo 2
SP1648493	Gummiføtter Styxo 2

## Tekniske data

For mer omfattende informasjon om dette produktet, inkludert produktets brukerhåndbok, se ditt lokale Invacare-nettsted

					 Hvit Rammefarge
Setehøyde ▼	Justeringstrinn for setehøyde ▼	Setedybde ▼	Total høyde lukket lokk ▼	Total bredde ▼	
380-530 mm	25.4 mm	380 mm	580 - 730 mm	610 mm	 Grå Farge plastikk
Total dybde ▼	Bredde mellom armlener ▼	Høyde til armlener ▼	Produktvekt ▼	Maks brukervekt ▼	
480 mm	480 mm	200 mm	4.6 kg	159 kg	

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo