

VICAIR®

Vicair® AllRounder O2



NYHET

Puten som kan brukes over alt!



Yes, you can.

Ikke alle aktiviteter er like enkle og praktiske å utføre sittende i en rullestol. For å avhjelpe dette gir **Vicair AllRounder O2** både effektiv trykkavlastning og komfort når du ønsker å være aktiv også utenfor rullestolen.

Vicair AllRounder O2 festes til kroppen og brukes som et avlastende sete på gulvet, på bakken eller ved ulike sportsaktiviteter. **AllRounder O2** kan brukes så vel inne som ute. Når du sitter på gulvet og leker med barna. Når du sykler, seiler eller når det er på tide å luke ugress og stelle i hagen.

AllRounder O2 følger kroppens bevegelser og gir deg frihet til å gjøre det du vil!




Enkelt vedlikehold

Vicair AllRounder er en del av Vicairs serie av trykkavlastende puter, der seteflaten er fylt med luftfylte Smartcells. Etter bruk kan hele puten, inklusive Smartcells, puttes direkte i vaskemaskinen og vaskes på 60 grader. Heng så puten til tork over natten og neste morgen puten klar til å være med deg på nye aktiviteter.

Finne rett størrelse

AllRounder O2 leveres i 3 størrelser. For å finne rett størrelse for deg, så måler avstanden mellom hoftenes ytterpunkter i sittende stilling. Ligger dine mål mellom to størrelser, så velger du den bredeste.

Egenskaper



Komfortabel og trykkavlastende

Setedelen på **AllRounder O2** er fylt med trykkavlastende luftceller, også kalt SmartCells, som gjør puten myk og komfortabel å sitte på.

100 % pustende

Putens konstruksjon, med lukkede celler og mykt overtrekk med en åpen struktur, gjør **Vicair AllRounder O2** leder bort veske, samtidig som luft fritt kan sirkulere i og gjennom puten. Puten er puten ekstremt lett, kun 800 gram, noe som er en stor fordel ved fysiske aktiviteter.

Enkel å montere på

AllRounder O2 er ergonomisk formet, og festes rundt midjen med et polstret belte og rundt lårene med to elastiske benstropper. **AllRounder O2** følger kroppen og gir deg frihet til et aktivt liv.

Tekniske data

For mer informasjon om dette produktet se www.invacare.no. For opplysninger om bruk vær vennlig å se brukermanal som du kan laste ned fra hjemmesiden vår, www.invacare.no.

Hoftebredde	Høyde	Vekt	Maks. brukervekt	Rengjøring av pute inkl. trekk

Vicair AllRounder O2
 Small: < 38 cm
 Medium: 38 - 42,5 cm
 Large: 43 - 48 cm

0,8 kg

100 kg

60°

	Artikkelnummer	HMS nummer
Small	OAL/SMALL	287371
Medium	OAL/MEDIUM	290267
Large	OAL/LARGE	

Farge

Sort

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
 Brynsveien 16
 0661 OSLO



Yes, you can.