

GIR OPTIMAL POSISJONERING OG STØTTE FOR ENHVER MANUELL RULLESTOLBRUKER

PRESSURE INJURY TREATMENT PLAN

Kamre med SmartCells for optimal trykkfordeling og posisjonering



Vertikalt midtsentrert kammer for ekstra avlastning av ryggraden



Kombiner med den justerbare Vicair Strap-ryggen for bedre posisjonering og balanse

- ▲ Optimal posisjonering gjennom kombinasjonen av SmartCells og Strap back
- ▲ Avlaster ryggraden
- ▲ Former og tilpasser seg ryggens konturer

Vicair Anatomic ryggpute er en svært komfortabel og universell ryggstøtte, som muliggjør optimal posisjonering og trykkfordeling av høy kvalitet. Puten tilpasser seg automatisk konturene til brukers ryggen, men kan også justeres ytterligere ved behov. Justeringene kan gjøres mens brukeren fortsatt lener seg mot puten. Den lette puten brukes i kombinasjon med den lettmonterte Vicair Strap-ryggen og kan brukes i rullestoler uten ryggstøtteplate. Puten er svært godt egnet ved (ekstreme) ryggradsdeformiteter. Den anatomiske ryggen følger asymmetriske kroppskonturer og sørger for at brukeren sitter trygt, komfortabelt og stabilt.

TILGJENGELIGE TREKK
Air Exchange Cover.

PRODUKTEGENSKAPER	
Hudbeskyttelse/trykkavlastning	
Trykkfordeling	▲▲▲▲▲
Reduksjon av shear	▲▲▲▲△
Mikroklimahåndtering	▲▲▲△△
Støt- og vibrasjonsdemping	▲▲▲▲▲
Posisjonering	
Sidestabilitet	▲▲▲▲△
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	▲▲▲▲△
Tillater manuell tilpasning	▲▲▲▲▲
Øker sitteutholdenheten	▲▲▲▲▲
Vedlikehold og sikkerhet	
Holdbarhet	▲▲▲▲▲
Pålitelighet	▲▲▲▲▲
Funksjonalitet ved feilbruk	▲▲▲▲△
Enkel å vedlikeholde	▲▲▲▲△
Hygienenivå	▲▲▲△△
Funksjonalitet og bruk	
Komfort	▲▲▲▲▲
Ultralett vekt	▲▲▲▲△
Tillater enkle forflytninger	▲▲▲▲△
Tilgjengelige størrelser	▲▲▲▲▲
Maksimal brukervekt	▲▲▲▲△

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Lengde	32-56 cm
Vekt	900 gram
Maks. brukervekt	150 kg
Tap av setedybde	3 cm

PUTESTØRRELSER
 Standard
 På forespørsel

