

## DEN BESTE RYGGSTØTTEN FOR BRUKERE AV MANUELLE TILT-IN-SPACE-RULLESTOLER OG ELEKTRISKE RULLESTOLER

- ▲ Gir god støtte i forskjellige stillinger
- ▲ Følger ryggradens naturlige krumninger og konturer
- ▲ Gir optimal trykkfordeling

Utmerket trykkfordeling, komfort og støtte gjør denne ryggputen perfekt i en lang rekke situasjoner. Puten kan brukes i flere typer ryggsystemer og i tilt-in-space- stoler med justerbar setedybde. Puten festes enkelt på den solide ryggstøtten ved hjelp av borrelåsstrimler. Med Vicair Back Connector kan den multifunksjonelle O2-ryggen også brukes på strekkjusterbare rygger som Vicair Strap Back. Puten er utviklet for å støtte en oppreist stilling ved å skape ekstra støtte i den lumbale og torakale delen av ryggen. Puten tilpasser seg også automatisk til kroppens konturer. Puten kan justeres for å imøtekomme optimal posisjonering og/eller trykktilpasning, dette mens brukeren fortsatt lener seg mot puten.

### TILGJENGELIGE TREKK

Comfair Cover.

### PRODUKTEGENSKAPER

#### Hudbeskyttelse/trykkavlastning

Trykkfordeling	▲▲▲▲▲
Reduksjon av shear	▲▲▲▲△
Mikroklimahåndtering	▲▲▲▲▲
Støt- og vibrasjonsdemping	▲▲▲▲▲

#### Posisjonering

Sidestabilitet	▲▲▲▲△
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	▲▲▲▲▲
Tillater manuell tilpasning	▲▲▲▲▲
Øker sitteutholdenheten	▲▲▲▲▲

#### Vedlikehold og sikkerhet

Holdbarhet	▲▲▲▲▲
Pålitelighet	▲▲▲▲▲
Funksjonalitet ved feilbruk	▲▲▲▲△
Enkel å vedlikeholde	▲▲▲▲△
Hygienenivå	▲▲▲▲▲

#### Funksjonalitet og bruk

Komfort	▲▲▲▲▲
Ultralett vekt	▲▲▲▲△
Tillater enkle forflytninger	▲▲▲▲△
Tilgjengelige størrelser	▲▲▲▲△
Maksimal brukervekt	▲▲▲▲△

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lengde	36-60 cm
Vekt	975 gram
Maks brukervekt	150 kg
Maskinvask	60°C
Tap av setedybde	3 cm

### PUTESTØRRELSER

- Standard
- På forespørsel

Inch	width											
	14½	14¾	16	16½	17	18	18½	19	20	21½	23	24
CM	36	37	40	41	43	45	46	48	50	54	58	60
14½	36											
15	38											
16	40											
17	43											
18	45											
19	48											
20	50											
20¾	52											
21½	54											
23	58											
24	60											