

Dreietårn 8110

Regulerbart dreietårn



Anvendelse

Brukes til forflytning av personer fra leie til leie.

Produktbeskrivelse

Består av 2 avstivede skiver som dreier friksjonsfritt mot hverandre. Selve dreieskiven er utstyrt med fotbrems. Dreietårnet er høyderegulerbart.

Egenskaper

- Dreier 360 grader
- Antiskli materiale på oversiden og undersiden
- Står støtt på gulvet
- Lav egenvekt
- Leveres med hjul for enkel håndtering

Høyde 104-119 cm

Dreieskive: 41 cm

Knestøtte regulerbar: 34 +/- 5 cm

Max brukervekt: 150 kg

Vekt: 9500 gram