

**matrx**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES

# Mini Almofada e Encosto



A transformar o  
posicionamento das crianças



Yes, you can.®

## Invacare **Matrx® Mini Almofada e Encosto**

O encosto *Invacare **Matrx Mini*** e a almofada **Mini PS** foram desenvolvidos para proporcionar um suporte excepcional com o máximo de liberdade de movimentos. Cada elemento da Série Mini foi cuidadosamente desenhado e construído, mantendo os utilizadores pediátricos na vanguarda em cada etapa do crescimento. As características principais incluem:

- Encosto leve com contorno ergonómico e durabilidade assegurada
- Almofada com contorno de espuma de alta resiliência



### Encosto leve, contorno anatómico e durabilidade assegurada

O encosto *Invacare **Matrx Mini*** proporciona conforto, estabilidade e posicionamento melhorados. O hardware de fixação Mini permite que seja instalado e ajustado em minutos enquanto o mecanismo de extração rápida torna o encosto leve e altamente portátil. O encosto *Invacare **Matrx Mini*** oferece a possibilidade de ajuste para crescimento e os pinos de montagem ajustáveis permitem que seja fixo à cadeira com o mesmo encosto ou com outro 25mm mais largo.



### Almofada com contorno com espuma de alta resiliência

A *Invacare **Matrx Mini PS*** é uma almofada com contorno anatómico e alta qualidade de espuma. A nova almofada confere posicionamento e conforto melhorados, dispendo de uma secção posterior para o alívio de pressão nas zonas críticas. A espuma moldada proporciona uma forma tri-dimensional e oferece estabilidade melhorada e suporte ao utilizador. A espuma moldada é altamente durável, aumentando a longevidade do produto.





### Capa

Encosto - Resistente à água e respirável com desenhos atrativos "Kid\*ab\*ra".

Almofada - Completa com fecho zip, capa interna em Startex e capa externa com estampagem Kid\*ab\*ra. É fácil de remover para permitir modificações/ lavagens.



### Hardware de Fixação ao Encosto

Permite 100mm de ajuste em profundidade para adaptar o crescimento e pode reclinair até 30° e rodar. O hardware está adaptado para tubos de encosto de 19, 22 e 25mm de diâmetro.



### Apoios laterais de tronco rebatíveis Mini

Ajustáveis em altura, largura e profundidade para maior estabilidade e posicionamento.

Almofada: 110mm Largura x 82 mm altura



### Fixação do apoio de cabeça

Os encostos Mini são perfurados para permitir a fixação dos apoios de cabeça



### Apoio de cabeça Mini Elan

O hardware Elan é infinitamente ajustável através de 6 pontos de ajuste. Está disponível uma vasta gama de almofadas de posicionamento Elan - veja a brochura do apoio de cabeça Elan para mais detalhes.



### Kit de Fixação para Colete de Tronco

Permite a fixação de coletes e cintos de tronco aos encostos Mini.

## Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Altura	Largura	Profundidade contorno	Ajuste profundidade	Ajuste ângulo	Peso total produto	Peso max. utilizador
<b>Encosto</b>	180, 260, 310, 360 mm	260, 280, 310, 330, 360 mm	80 mm	100 mm	30° range +/- 15°	400 g and up	68 kg

	Largura	Profundidade	Altura	Peso total produto	Peso max. utilizador
<b>Almofada</b>	260, 280, 310, 330, 360 mm	260, 310, 360, 410 mm	50 mm	150 g and up	68 kg

## Tabela de tamanhos de almofadas disponíveis

Largura (mm) x Profundidade (mm)	Largura (mm) x Profundidade (mm)
260 x 260 mm	330 x 310 mm
260 x 360 mm	330 x 360 mm
	330 x 410 mm
280 x 310 mm	
280 x 360 mm	360 x 310 mm
280 x 410 mm	360 x 360 mm
	360 x 410 mm
310 x 310 mm	
310 x 360 mm	
310 x 410 mm	



## Opções de capa

Kid\*ab\*ra

