



# aquatec®

## Die Pure-Produktreihe

---

Diskret im Hintergrund,  
sicher im Alltag.





# Fügt sich dezent in jedes Badezimmer ein.

Die durchdachte Aquatec **Pure**-Serie unterstützt Ihre Körperpflege auf natürliche, diskrete und zuverlässige Weise. Aquatec Pure ist für den Einsatz zu Hause und in Pflegeeinrichtungen entwickelt – sie unterstützt dabei Unsicherheiten zu überwinden und die Selbstständigkeit im Alltag zu stärken.

---

## aquatec®

Aquatec ist seit Jahrzehnten eine vertrauenswürdige Marke im Bereich Hygieneprodukte. Sicherheit, einfache Handhabung und dauerhafte Qualität machen Aquatec bis heute zum verlässlichen Begleiter im Alltag.



Toiletten-  
nutzung



Duschen



Baden



Sicherheit  
im Bad



# Pure Sol, Bay & Siro Duschhocker

Die Aquatec **Pure**-Duschhocker Sol, Bay und Siro sorgen für einfache Handhabung und ermöglichen mehr Sicherheit und Unabhängigkeit im Alltag.

Die stilvollen und kompakten Hocker integrieren sich nahtlos in Ecken oder kleinen Nischen.



**Pure Sol**  
Runder  
Duschhocker



**Pure Bay**  
Rechteckiger  
Duschhocker

## Wichtige Vorteile

-  **Leicht und tragbar**  
Ermöglicht ein einfaches Anheben und Umstellen.
-  **Einstellbare Sitzhöhe**  
Die individuelle Sitzposition verringert Belastungen auf Rücken, Hüfte und Knien.
-  **Schönes Design**  
Abgerundete Sitzkanten sorgen für Druckentlastung und verbessern das Sitzgefühl.
-  **Beine aus eloxiertem Aluminium**  
Sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
-  **Stabil auf unebenen Oberflächen**  
In der Höhe einstellbare Stuhlbeine\* mit rutschfesten Gummifüßen für eine sichere Nutzung.



**Pure Siro**  
Dreieckiger  
Duschhocker

## Einfache Montage und Reinigung



**Werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung**  
Vereinfacht den Aufbau und die Nutzung



**Bedienungsfreundliche Verriegelung**  
Sichere und schnelle Montage und Demontage.



**Wartungsfrei und leicht zu reinigen**  
Geeignet für den täglichen Gebrauch im häuslichen oder pflegerischen Umfeld.

\*Nur für eine horizontale Sitzposition.



# Pure Isla Duschstühle

Die Aquatec **Pure Isla** Duschstühle stellen eine sichere und würdevolle Lösung für die häusliche Pflege dar.

Ihr Design ist von Balance und Bewegung inspiriert und verbindet ein Gefühl der Ruhe mit Stärke und Stabilität.



**Pure Isla**  
Als Duschhocker



**Pure Isla**  
Mit Armlehnen



**Pure Isla**  
Mit Rückenlehne

## Einfache Montage und Reinigung



**Werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung**  
Vereinfacht den Aufbau und die Nutzung



**Bedienungsfreundliche Verriegelung**  
Sichere und schnelle Montage und Demontage.



**Wartungsfrei und leicht zu reinigen**  
Geeignet für den täglichen Gebrauch im häuslichen oder pflegerischen Umfeld.

## Wichtige Vorteile



**Leicht und tragbar**  
Ermöglicht ein einfaches Anheben und Umstellen.



**Einstellbare Sitzhöhe und negative Sitzposition**  
Die individuelle Sitzposition verringert Belastungen auf Rücken, Hüfte und Knien.



**Schönes Design**  
Abgerundete Sitzkanten sorgen für Druckentlastung und verbessern das Sitzgefühl.



**Sitzplatte mit Hygieneausschnitt**  
Verbessert die Zugänglichkeit im Hygiene-Alltag. Der Ausschnitt kann je nach Nutzerbedürfnissen vorne oder hinten positioniert werden.



**Beine aus eloxiertem Aluminium**  
Sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



**Stabil auf unebenen Oberflächen**  
In der Höhe einstellbare Stuhlbeine mit rutschfesten Gummifüßen für eine sichere Nutzung.

**Pure Isla**  
Mit Armlehnen  
und Rückenlehne



# Pure Azure Dusch- und Toilettenstuhl

Der Aquatec **Pure Azure** Dusch- und Toilettenstuhl mit seinem 3-in-1-Design ist als Duschstuhl, Toilettenstützgestell oder Toilettenstuhl mit Toilettentopf verwendbar.

Er sorgt für ein sicheres Sitzgefühl, wenn sich die Nutzerbedürfnisse im Laufe der Zeit ändern.

Modulares System – drei Aufbauvarianten:



**Pure Azure**  
Als Duschstuhl



**Pure Azure**  
Als Toiletten-  
stützgestell

## Wichtige Vorteile



- 

**Leicht und tragbar**  
Ermöglicht ein einfaches Anheben und Umstellen.
- 

**Einstellbare Sitzhöhe und negative Sitzposition**  
Die individuelle Sitzposition verringert Belastungen auf Rücken, Hüfte und Knien.
- 

**Schönes Design**  
Abgerundete Sitzkanten sorgen für Druckentlastung und verbessern das Sitzgefühl.
- 

**Breiter Hygieneausschnitt**  
Ganz einfach und praktisch nutzbar als Toilettenstuhl – als Alternative zur Toilette.
- 

**Praktische Toilettentopfhalterung**  
Die Entnahme des Toilettentopfes ist nach vorne und hinten möglich.
- 

**Beine aus eloxiertem Aluminium**  
Sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- 

**Stabil auf unebenen Oberflächen**  
In der Höhe einstellbare Stuhlbeine mit rutschfesten Gummifüßen für eine sichere Nutzung.

## Einfache Montage und Reinigung



**Werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung**  
Vereinfacht den Aufbau und die Nutzung



**Bedienungsfreundliche Verriegelung**  
Sichere und schnelle Montage und Demontage.



**Wartungsfrei und leicht zu reinigen**  
Geeignet für den täglichen Gebrauch im häuslichen oder pflegerischen Umfeld.

**Pure Azure**  
Als Toilettenstuhl mit Toilettentopf



# Technische Daten

## Duschhocker Pure Sol, Bay und Siro



Sitzbreite



Sitztiefe



Sitzhöhe

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455 mm (an der breitesten Stelle)	440 mm	420 – 570 mm



Gewicht



Max. Nutzergewicht

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg



Farbe



Nutzungsdauer

Made in Europe

## Duschstühle Pure Isla



Sitzbreite



Sitztiefe



Sitzhöhe



Gesamthöhe

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Rückenhöhe



Rückenbreite



Armlehnenhöhe



Armlehnenbreite

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Gesamtbreite



Gewicht



Max. Nutzergewicht

615 mm	2,8 kg (Isla Duschhocker) 3,5 kg (Isla mit Armlehnen) 3,7 kg (Isla mit Rückenlehne) 4,4 kg (Isla mit Arm- und Rückenlehne)	160 kg
--------	---	--------



Farbe



Nutzungsdauer

Made in Europe



# Technische Daten

## Dusch- und Toilettenstuhl Pure Azure



**Sitzbreite**

500 mm



**Sitztiefe**

420 mm




**Sitzhöhe**

420 – 570 mm



**Gesamthöhe**

780 – 930 mm



**Farbe**



**Nutzungsdauer**

**Made in Europe**



**Rückenhöhe**

360 mm



**Rückenbreite**

435 mm



**Armlehnenhöhe**

210 mm



**Armlehnenbreite**

250 mm



**Gesamtbreite**

615 mm



**Breite des Hygieneausschnitts**

195 mm



**Länge des Hygieneausschnitts**

235 mm



**Gewicht**

5,1 kg (mit Toiletten-  
topf)



**Max. Nutzergewicht**

160 kg



Wir verpflichten uns, umweltbewusstere Verpackungsmaterialien zu verwenden, Kunststoff, wo immer möglich, zu reduzieren und intelligente Verpackungslösungen zu finden.

Invacare AG  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL - Schweiz

Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
[switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)  
[www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)