



AVIVA RX10

P O W E R S E R I E S



Mobile, dans tous les domaines

Fauteuil roulant électrique ultra-compact à traction arrière



| AVIVA RX10

Intuitif, confiance et indépendance au quotidien.

Présentation du fauteuil roulant électrique ultra-compact à traction arrière, AVIVA RX10, pensé pour une conduite facile dans tous les environnements.

Étroit, intuitif et conduite en toute sécurité, il est conçu pour offrir des performances fiables.



| AVIVA RX10

Conception. Technologie. Performance.

Le formidable nouveau membre de la gamme **AVIVA RX**. Le châssis compact du RX10 assure une performance stable et maîtrisée pour une conduite quotidienne en toute confiance et confortable.



Largeur du châssis :
539 mm*



Conception ultra-compacte

Grâce à son empattement le plus court et le plus étroit de la gamme, **AVIVA RX10** se faufile aisément dans les espaces intérieurs. Que ce soit pour les déplacements d'une salle à une autre, contourner des coins ou effectuer des rotations à 360°, sa conception ultra-compacte garantit une mobilité sans effort, même dans les espaces les plus restreints.



Performances de conduite

Des roues motrices de **14 pouces**, des roues avant de **9 pouces** et un module d'alimentation de 75 A garantissent une excellente sensation de conduite, alliant contrôle et précision optimaux. Des surfaces intérieures aux terrains extérieurs, RX10 offre une solution de mobilité excellente et sans restriction.



Design minimaliste

En mettant l'accent sur la simplicité, le design minimaliste d'**AVIVA RX10** a été spécialement développé pour offrir une mobilité discrète et fiable où que vous alliez.



| AVIVA RX10

Configuration facile à l'aide du système *Action*®.

L'AVIVA RX10 a été développé en combinaison avec des composants de la célèbre gamme Action. Il est ainsi possible de procéder rapidement et facilement à des réglages et des ajustements personnalisés afin de garantir un confort optimal.



Inclinaison du siège :

0-20°

Disponible en option en version à réglage électrique

Inclinaison manuelle du dossier :

0-30°

Disponible en option en version à réglage électrique



Largeurs d'assise au choix

430 ou 480 mm de plus. Chaque largeur peut être augmentée de +25 mm de chaque côté des accoudoirs et des repose-jambes.



Dossier à tension réglable

s'adapte à la morphologie individuelle pour un confort et un soutien optimaux.



Coussin d'assise de 60 mm en mousse

pour une position assise stable.



Repose-jambes rabattable à 80° pour faciliter le transfert

Longueur réglable 245 - 370 mm.



Accoudoir réglable en hauteur et en profondeur

Hauteur : 240 - 315 mm, profondeur atteignant les 90 mm.



Profondeur d'assise réglable

410 - 510 mm.



| AVIVA RX10

Contrôle précis grâce au système **LiNX**

Conçu pour une utilisation intuitive et un contrôle précis, **AVIVA RX10** intègre le système LiNX pour faciliter la navigation.



Indicateur de batterie LED

indiquant le niveau de
charge où que vous soyez.



Régulateur de vitesse

pour une commande
indépendante et
personnalisée.



Support pivotant pour console de commande

facilitant le positionnement
et l'accès du joystick sur et
sous les bureaux.

Selon la configuration, les modules LiNX REM060, REM150, REM210
ou REM215 sont intégrés dans le RX10.



AVIVA RX10

Caractéristiques techniques.

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet www.invacare.ch/fr.

Couleur



Noire

804 - 809 mm*

Rayon de braquage
* En dépendant de la configuration de la largeur du siège



Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur de dossier	Hauteur de l'accoudoir	Longueur du repose-pied	Angle d'assise
430 - 480 mm	410 - 510 mm	451 - 471 mm	510 mm	240 - 315 mm	245 - 370 mm	0° - 20° (manuel) 0° - 20° (propulsé)
Réglage de 25 mm de chaque côté des accoudoirs et des repose-jambes.						

Angle du dossier	Hauteur totale	Longueur totale, repose-pieds inclus	Longueur totale, sans repose-pieds	Largeur totale	Poids maximal de l'utilisateur	Capacité de la batterie
90° - 120°	1350 mm	1035 mm	824 mm	539 mm	136 kg	51Ah (Gel)

Hauteur max. de l'obstacle	Pente max. de sécurité	Vitesse	Autonomie	Poids total	Roues motrices	Roues avant
50 mm	6° (10.5%)	6 ou 10 km/h	29.2 km (6 km/h) 25.6 km (10 km/h)	113.6 kg	14"	9"

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

P O W E R S E R I E S

Telefon +41 (0) 61 487 70 80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

© 2026 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications
données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare
se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de
présentations de ce produit. AVIVA RX10 - FR-CH - 06/2026

