

Invacare® **Action^{®4}_{NG} Heavy Duty** CE

IV-Leistungsnr. 20.108.008

Benutzergewicht: **max. 160 kg****Grundpreis: 2.528,00 CHF**


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	CHF
CKG0026	Invacare® Action^{®4}_{NG} Heavy Duty		2.528,00
CKGSPEC	Sonderbau		auf Anfrage
ALBER ZUSATZANTRIEBE			
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CKG0080	Halterung Alber Viamobil 25 (NC: Anti-Kippräder, Ankipphilfe, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflaschen)		648,00
ANTRIEBSVERSION			
CKG0100	Greifreifenantrieb		◆
SITZ			
SITZBREITE			
CKG0170	505 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe		◆
CKG0171	555 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Therapietisch)		○
CKG0172	605 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Sitztiefe 400 mm, Therapietisch)		○
SITZTIEFE			
CKG0180	400 mm Sitztiefe		○
CKG0190	450 mm Sitztiefe		○
CKG0195	500 mm Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		170,00
CKG0200	400 - 450 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		◆
CKG0201	450 - 500 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		
SITZHÖHE			
CKG0210	510 mm Sitzhöhe		○
CKG0220	485 mm Sitzhöhe		○
CKG0230	460 mm Sitzhöhe		○
SITZPOLSTER			
CKG0280	Nylon ohne Klettstreifen		○
CKG0290	Nylon mit Klettstreifen		◆
CKG0295	Nylon gepolstert		○
CKG0297	Mistral 2 Sitzkissen inkl. Nylonsitzgurt		196,00
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK			
CKG0330 +0304	Fester Rücken 7° Lumbaltnick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, feste Schiebegriffe		◆
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)			
CKG0333	Gasdruckfeder; Rückenlänge 390/410/430 inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung (NC: Standard-Rückenpolster)		684,00
RÜCKENPOLSTER			
CKG0360	Standard, fest (Jemima)		◆
CKG0370	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbander, Standard-Überwurf		286,00




BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
Ohne Beinstütze				
CKG0380	Rechts		-29,00	
CKG0430	Links		-29,00	
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband				
CKG0390/0490	Rechts		◆	 0390 / 0440  0490 / 0510
CKG0440/0510	Links		◆	
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband)				
CKG0400/0490	Rechts		297,00	 0400 / 0450  0420 / 0470  0491
CKG0450/0510	Links		297,00	
Amputationsbeinstütze				
CKG0420	Rechts		298,00	
CKG0470	Links		298,00	
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE				
CKG0491	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar		328,00	
ARMLEHNEN				
Armlehnen Nr. 1 „RIO“, abnehmbar, Paar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz				 0520 / 0580
CKG0520/0580	Desk (NC: Therapietisch)		◆	
Armlehnen Nr. 4, abnehmbar, Paar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, in Schwarz				
CKG0533/0593	Desk (NC: Therapietisch)		228,00	 0533 / 0593  0536 / 0596
CKG0536/0596	Lang		228,00	
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)				
CKB0654	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		73,00	 0654
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN				
CKG0701	Sitztiefe 400 mm		○	
CKG0702	Sitztiefe 450 mm		○	
CKG0703	Sitztiefe 500 mm		○	
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CKG0760	Einstellbares Wadenband		○	
CKG0785	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		○	
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.				
RAHMENFARBEN				
CKG0801	Schiefergrau		◆	 0870
CKG0804	Perlweiß		○	
CKG0806	Grün-Metallic		○	
CKG0807	Schwarz-Matt		○	
CKG0811	Rot-Matt		○	
CKG0815	Türkis-Blau		○	
CKD0816	Marineblau		○	
CKD0817	Violett		○	
CKG0820	Schwarz-Metallic		○	
CKG0821	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)		auf Anfrage	
VORDERRÄDER				
CKG0870	8" x 2" pannensicher, Schwarz		◆	
VORDERRADGABELN				
CKG0930	Höhen- und winkelverstellbare Vorderradgabelaufnahme (3 Positionen)		◆	
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CKG0948	24"		◆	 0972
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CKG0962	Verstärkt mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)		◆	


CKG0963	Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm)		○
HINTERRADBEREIFUNG			
CKG0972	I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
CKG0974	I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
CKGI010	Greifreifen Edelstahl		160,00
CKGI020	Greifreifen Aluminium		◆
CKGI030	Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung		107,00
HINTERRADACHSE			
CKGI050	Steckachse		◆
HINTERRADPOSITION			
CKGI060	Standard-Hinterradposition, 2 Positionen (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		◆
CKGI070	Radstandsverlängerung, 2 Positionen		○
RADSTURZ			
CKG01077	Radsturz 0°		◆
LUFTPUMPE			
CKGI090	Luftpumpe mit Halter		21,00
EXTRAS			
CKG1110	Hand- und Speichenschutz (Schwarz)		229,00
BREMSEN			
CKG1120	Druckbremse		◆
CKG1125	Ziehbremse		48,00
CKG1130	Trommelbremse für Begleitperson		394,00
ZUBEHÖR			
CKG1175	Transportbefestigungshaken (NC: Halter für Sauerstoffflasche)		46,00
CKG1190	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		39,00
CKG1189	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		129,00
CKG1192	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		139,00
CKG1193	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		166,00
CKG1194	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		174,00
CKG1195	Anti-Kipprad einfach, rechts montiert (NC: Ankipphilfe rechts)		76,00
CKG1196	Anti-Kippräder einfach, Paar (NC: Ankipphilfe)		160,00
CKG1200	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		206,00
CKG1210	Passive Beleuchtung		◆
CKG1220	Bremshebelverlängerung (Paar)		58,00
CKG1240	Stockhalter		○
CKG1245	Ankipphilfe, rechts		56,00
CKG1246	Ankipphilfe, links		56,00
CKG1252	Halter für Sauerstoff-Flasche (Anti-Kippräder werden empfohlen)		156,00
CKG1270	Therapietisch, aufschiebbar		183,00
	Summe		



0974



1060



1070



1120



1189 / 1192



1193 / 1194



1195



1200



1210



1220



1245 / 1246



1252



1270

BEMERKUNGEN