



Standard

Optionsfeld

Pflicht-Felder:¹

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

BESTELLUNG

ANGEBOT

via GO 1595002 **2.700,00 CHF**
Schiebehilfe V24

Basisausstattung

- Steigfähigkeit max. 16% Steigung (9°), integrierter Lithium-Ionen Akku mit bis zu 16 km Reichweite
- 36 V; 4,5 Ah, auslaufsicher und wartungsfrei
- Ladezeit 0 - 100 % ca 5 Stunden
- IATA-Zertifikat - für Flugtransport geeignet
- Geschwindigkeit stufenlos regulierbar von 1,5 - 5,5 km/h
- Inkl. Antriebseinheit/Akkupack, Ladegerät
- Inkl. Standard Handbedienteil
- Maße (LxBxH) 270 x 170 x 240 mm
- Systemgewicht: 6 kg

max. Personengewicht 150 kg
max. zul. Gesamtgewicht 170 kg



via GO[®]

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Kd.-Nr. _____

Ansprechspartner:in _____

Kommission _____

Versandart Standard 21,50 CHF

Auftragsart

Selbstanbau² (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)

Anbau bei Invacare AG³ DL10031 **380,00 CHF**

Angaben zum Rollstuhl

Rollstuhlhersteller (z.B. Meyra) _____

Modell (z.B. Eurochair, 1.850) _____


Baujahr _____

Variante (z.B. Hemi) _____

Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen) _____ cm



Sitzhöhe hinten (Unterkante Bespannung gemessen) _____ cm



Weitere Angaben zum Rollstuhl

- Trommelbremse vorhanden
- Kippstützen vorhanden
- Kfz-Rückhaltesystem vorhanden
- Radstandsverlängerung vorhanden

Vorhandene Radposition

- 1 = hinten
- 2 = mittig
- 3 = vorne



! Wichtiges Zubehör

Halterung zur Montage am Standard- und Leichtgewichtsrollstuhl mit 25 mm Rohrdurchmesser 1595020 **170,00 CHF**

Halterung zur Montage an Rollstühlen mit anderen Rohrdurchmessern, Pflegestühlen und Sitzschalenuntergestellen 1595019 **170,00 CHF**

Gegenhalter Bediengerätehalterung inkl. Schrauben für Rollstühle ohne Trommelbremsen bzw. mit Schiebebügel 1595080 **30,00 CHF**

Ergonomische Arthritis Bedienhilfe **NEU** 1596027 **125,00 CHF**



Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

Datum _____ / _____ / _____ Unterschrift _____

Stand 01.03.2026. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Invacare AG, allgemeine Änderungen vorbehalten.

1) Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir alle Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
2) Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbaus Schulung) verschickt werden.
3) Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Invacare AG senden.

