

## Rea® Azalea® Assist



Benutzergewicht: max. 135 kg

**Grundpreis: 4.588,00 CHF**



Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis








Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	CHF
BNB0012		Rea® Azalea® Assist	4.588,00
BNB8000		Sonderbau	auf Anfrage
<b>ANTRIEBSVERSION</b>			
BNB0020		16" Transiträder inkl. Trommelbremse	◆
<b>SITZ</b>			
<b>SITZBREITE</b>			
BNB0040		390 mm (- 20 mm als Option)	○
BNB0050		440 mm (- 20 mm als Option)	◆
BNB0060		490 mm (- 20 mm als Option) (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)	○
<b>SITZBREITENVERSTELLUNG</b>			
BNB0065		Sitzbreitenverstellung + 50 mm	○
BNB0075		Sitzbreitenverstellung + 100 mm	◆
BNB0085		ohne Sitzbreitenverstellung	○
<b>SITZTIEFE</b>			
BNB0100		430 - 500 mm	◆
<b>SITZHÖHE</b>			
BNB0120		450 mm	◆
<b>SITZWINKEL</b>			
BNB0127		Negativer Sitzwinkel -1° bis +23° (Std. +1° bis +24°) (NC: elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)	○
<b>SITZTYP</b>			
BNB0130		Tiefenverstellbar	◆
BNB0140		Gleitsitz, manuell in der Tiefe verstellbar, erhöht die Sitzhöhe um ca. 35 mm (als Transferhilfe) (NC: Abduktionskeil)	249,00
<b>SITZKISSEN</b>			
BNB0165		Sitzkissen <b>Flo-Shape</b>	◆
BNB0168		Sitzkissen Invacare Matrix Libra inkl. Standardbezug	692,00
BNB0180		Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)	- 38,00
<b>SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRIX LIBRA SITZKISSEN</b>			
BNB0182		Kurz: 405 mm	○
BNB0183		Lang: 455 mm	○
<b>SITZPOLSTERUNG (nur bei der Wahl von Sitzkissen Flo-Shape)</b>			
BNB0191		Schwarz Velours	○
BNB0201		Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material	◆
BNB0202		Schwarz atmungsaktiv	○
<b>Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>			
<b>RÜCKEN FLEX III</b>			
<b>RÜCKENBREITENERWEITERUNG</b>			
BNB0205		+ 50 mm	○
BNB0206		+ 100 mm (NC: Ergorücken)	○



0140



0165

BNB0207	Ohne Rückenbreitenerweiterung		◆	 0210  0220																												
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>																																
BNB0210	Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze, laterale Positionierungspads)		◆																													
BNB0220	Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze)		289,00																													
<b>INVACARE MATRIX POSITIONIERUNGSRÜCKEN</b>																																
<b>NC für alle Invacare® Matrix Positionierungsrücken:</b> Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile)																																
BNB0221	Invacare® <b>Matrix Elite E2</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		893,00																													
BNB0223	Invacare® <b>Matrix Elite E2 Deep</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		1.094,00																													
BNB0225	Invacare® <b>Matrix PB</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt (NC: Invacare Matrix Rückenhöhe 460 mm)		893,00																													
<b>BEI WAHL EINES Invacare® Matrix -POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:</b>																																
BNB0233	410 mm		○	<table><tr><th>Sitzbreite in mm</th><th>380</th><th>410</th><th>430</th><th>460</th><th>480</th><th>510</th></tr><tr><td>390</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>440</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>490</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>	Sitzbreite in mm	380	410	430	460	480	510	390	✓	✓	✗	✗	✗	✗	440	✗	✓	✓	✓	✗	✗	490	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Sitzbreite in mm	380	410	430		460	480	510																									
390	✓	✓	✗		✗	✗	✗																									
440	✗	✓	✓		✓	✗	✗																									
490	✗	✗	✗	✓	✓	✓																										
BNB0235	460 mm		○																													
BNB0234	510 mm		○																													
<b>BEI WAHL EINES Invacare® Matrix Elite E2 / E2 Deep POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN:</b> (Bitte nebenstehende Tabelle beachten)																																
BNB0241	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○	 0240  0250  0260  0270  0335																												
BNB0242	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○																													
BNB0243	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○																													
BNB0244	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○																													
BNB0245	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○																													
BNB0246	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○																													
BNB0247	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○																													
<b>RÜCKENBEZUG / KISSEN</b>																																
BNB0240	Überzug für Ergorücken		124,00																													
BNB0250	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)		◆																													
BNB0260	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung) (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads, Seitenpelotten Standard)		212,00																													
BNB0270	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterunterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)		255,00																													
BNB0300	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-55,00																													
BNB0305	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)		○																													
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>																																
BNB0311	Schwarz Velours		○																													
BNB0321	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆																													
BNB0322	Schwarz, atmungsaktiv		○																													
<b>SCHIEBEGRIFFE</b>																																
BNB0335	Schiebegriffe mit Bügel		◆																													
BNB0343	Schiebegriffe mit Bügel, inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze		55,00																													
BNB0345	Schiebebügel, winkeleinstellbar (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		256,00																													
<b>SITZEINHEIT</b>																																
<b>SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG</b>																																
BNB0350	Rücken- und Sitzwinkerverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)		◆																													
BNB0360	Elektrische Sitz- und Rückenverstellung (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		1.556,00																													
<b>VERRIEGELUNG</b>																																
BNB1263	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung über Gasdruckfeder		○																													

**BEINSTÜTZE / FUSSPLATTE**
**ZENTRALE BEINSTÜTZE**

BNB0370	Einteilige Beinstütze mit Wadenplatte und Fußplatten (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Schutzbezug für Fußauflagen, Wadenband gepolstert, Bodypoint Ankle Huggers, Abduktionskeil, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)		436,00
---------	---	--	--------




0370

**BEINSTÜTZENAUFNAHME**

BNB0375	Niedrig, Standard		◆
BNB0376	Hoch, für lange Beinlängen		○
BNB0378	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberenteil 80°, Amputationsbeinstütze)		○

**BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS**

BNB0380	Beinstützenoberenteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆
BNB0390	Beinstützenoberenteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, links - Alu 2003		○
BNB0410	Amputationsbeinstütze, links	420,00	
BNB0420	Ohne Beinstütze, links	- 60,00	




0380/0430

0390/0440

**BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS**

BNB0430	Beinstützenoberenteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆
BNB0440	Beinstützenoberenteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, rechts - Alu 2003		○
BNB0460	Amputationsbeinstütze, rechts	420,00	
BNB0470	Ohne Beinstütze, rechts	- 60,00	




0475/0476

0410 / 0460

**EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)**

BNB0475	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr	250,00	
BNB0476	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefeinstellbar, langes Einsteckrohr	250,00	



0477

**FUSSKASTEN, GEPOLSTERT**

BNB0477	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Wadenband gepolstert, Wadenband für einteiliges Fußbrett, Bodypoint Ankle Huggers)	1.109,00	
---------	---	----------	--



Fußplatte fest



Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberenteil

**FUSSPLATTEN LINKS**

BNB0480	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆
BNB0490	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)	100,00	
BNB0510	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 410 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○
BNB0520	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)	100,00	



Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberenteil

**FUSSPLATTEN RECHTS**

BNB0540	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆
BNB0550	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)	100,00	
BNB0570	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○
BNB0580	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)	100,00	

**ARMLEHNEN**
**ARMLEHNEN LINKS**

BNB0600	Höhenverstellbare Armlehne, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○
BNB0605	Höhenverstellbare Armlehne, links, breites Polster (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○
BNB0606	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links,)		◆
BNB0607	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch)	167,00	
BNB0610	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, links (SB - 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	122,00	












0600 / 0630








0605 / 0635



0610 / 0640

BNB0615	Hemi-Armauflage, links (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		334,00	 0606/0636
BNB0620	Ohne Armlehne, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		– 46,00	
ARMLEHNEN RECHTS				
BNB0630	Höhenverstellbare Armlehne, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	
BNB0635	Höhenverstellbare Armlehne, rechts, breites Polster (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	
BNB0636	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch)		◆	
BNB0637	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar; breites Polster, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster; halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch)		167,00	
BNB0640	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (SB – 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster; halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		122,00	
BNB0645	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		334,00	
BNB0650	Ohne Armlehne, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		– 46,00	
ARMLEHNENZUBEHÖR				 0645
BNB0680	Seitenteilbezug		90,00	
BNB0690	Innenkissen für Seitenteilbezug		41,00	
POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
BNB0710	Inkontinenzbezug		90,00	 0720  0730  0770  0750
BNB0720	Abduktionskeil		295,00	
KOPFSTÜTZEN				
BNB0730	Kopfstütze verstellbar; seitlich einstellbar (inkl. Halterung) (NC: Matrix Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		133,00	
BNB0750	Kopfstütze verstellbar; seitlich einstellbar; mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung) (NC: Matrix Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		194,00	
BNB0731	Invacare Matrix Elan Standard-Polster (260 mm)		254,00	
BNB0732	Invacare Matrix Elan Standard-Polster (360 mm)		254,00	
BNB0733	Invacare Matrix Elan Nacken-Polster (230 mm)		267,00	
BNB0734	Invacare Matrix Elan Nacken-Polster (310 mm)		267,00	
BNB0735	Invacare Matrix Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		519,00	
BNB0736	Invacare Matrix Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		519,00	
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRIX KOPFSTÜTZENPOLSTER				
BNB0742	Invacare Matrix Elan Montagematerial		389,00	
BNB0744	Invacare Matrix Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		454,00	
BNB0746	Invacare Matrix Loxx Montagematerial		298,00	
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR				
BNB0740	Hygienebezug für Kopfstütze ohne Kinnunterstützung		46,00	
BNB0770	Nackenstütze einstellbar (NC: Matrix Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		◆	
BNB0790	Klinik-Kit für Kopfstützen		○	
RÜCKENZUBEHÖR				
BNB0800	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>		252,00	 0840  0880  0800
BNB0810	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>		252,00	
BNB0820	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar; nach oben verlängert <sup>1)</sup>		268,00	
BNB0830	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar; nach oben verlängert <sup>1)</sup>		268,00	
BNB0840	Seitenpelotte Standard, links <sup>1)</sup>		133,00	
BNB0850	Seitenpelotte Standard, rechts <sup>1)</sup>		237,00	
BNB0880	Seitenpelotte Version 2025, links, wegschwenkbar; vielfach einstellbar <sup>1)</sup>		241,00	
BNB0890	Seitenpelotte Version 2025, rechts, wegschwenkbar; vielfach einstellbar <sup>1)</sup>		241,00	
BNB0900	Seitenpelottenbefestigung		○	
BNB0905	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		213,00	
BNB0920	Rückeneinlegekeile (Paar)		45,00	

1) NC: Seitenpelottenbefestigung				 0940	
BEINSTÜTZENZUBEHÖR					
BNB0930	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- u. tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		44,00		
BNB0940	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- u. tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		44,00		
BNB0941	Schutzbezug für Fußauflagen		49,00		
BNB0942	Wadenband, gepolstert		38,00		
BNB0945	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○		
BNB0952	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		212,00		
BNB0954	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		212,00		
BNB0956	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		212,00		
RAHMEN					
RAHMENFARBE					
BNB0944	Perlgrau		◆	 0950   1092	
BNB0946	Mitternachtsblau		○		
BNB0947	Sandfarben (Special)		○		
BNB0948	Limetten-Grün (Special)		○		
BNB0949	Rot-Metallic (Special)		○		
RAHMENVERLÄNGERUNG					
BNB0950	Rahmenverlängerung 50 mm		167,00		
VORDERRADBEFESTIGUNG					
BNB0960	Fest		◆		
VORDERRÄDER					
BNB0982	140 x 40 (5,5") mittelhart, Schwarz		○		
BNB0992	150 x 30 (6") mittelhart, Schwarz		○		
BNBI015	200 x 30 (8") pannensicher, Schwarz		○		
BNBI022	200 x 32 (8") Luftbereifung, Schwarz		○		
BNBI025	200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz		◆		
HINTERRADGRÖSSE					
BNBI047	16", mit fester Hinterradachse		◆		
HINTERRADAUSFÜHRUNG					
BNBI076	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		◆		
HINTERRADBEREIFUNG					
BNBI092	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆		
SICHERHEIT					
BREMSEN					
BNBI170	Standardbremse		◆		
ZUBEHÖR					
GURTE					
BNBI200	Haltegurt		110,00	 1200   1230	
BNBI201	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		116,00		
BNBI202	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		125,00		
BNBI203	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		150,00		
BNBI204	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		156,00		
BNBI206	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		217,00		
BNBI207	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		229,00		
WEITERES ZUBEHÖR					
BNBI230	Therapietisch Plexiglas, inkl. Montage-Kit		324,00		
BNA1231	Therapietisch mit Ellenbogenpolster, inkl. Montage-Kit		324,00		
BNBI232	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Auflagekissen für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00		

BNBI233	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Auflagekissen für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusssschrauben)		324,00
BNBI240	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen, gepolstert), (NC: Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusssschrauben)		491,00
BNBI245	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch)		491,00
BNBI235	Auflagekissen für Therapietisch		196,00
BNBI237	Polster für halbseitigen Therapietisch		77,00
BNBI250	Verriegelung für Therapietisch		29,00
BNBI266	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		402,00
NBNI268	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		402,00
BNBI290	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusssschrauben)		77,00
BNBI295	Set mit Schnellverschlusssschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		53,00
BNBI320	Infusionsständer		118,00
	<b>Summe</b>		