

Rea® **Azalea® Base**Benutzergewicht: **max. 135 kg (inkl. individueller Sitzschale)****Grundpreis: 3.135,00 CHF**


Kunden-Nr:

Ansprechpartner:


Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	CHF
BQA0010	Rea® Azalea® Base	3.135,00
BQA8000	Sonderbau	auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION		
BQA0020	16" Transiträder mit fester Achse inkl. Trommelbremse für Begleitperson	446,00
BQA0030	22" / 24" Hinterräder inkl. Standardbremse	◆
BQA0040	22" / 24" mit Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson	401,00
SITZ		
SITZBREITE		
BQA0050	Sehr schmal 340 mm, nur mit 140-150 mm Vorderräder (NC: ST 430-500 mm, zentrale Beinstütze, 90°-Beinstützen, Beinstützenaufnahme hoch, 50 mm Rahmenverlängerung, Einhandbremse, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, Alber Anbauhalterungen, Infusionsständer	300,00
BQA0060	Schmal 390 mm (NC: ST 380-450 mm)	○
BQA0070	Mittel 440 mm (NC: ST 380-450 mm)	◆
BQA0080	Breit 490 mm (NC: ST 380-450 mm)	○
SITZBREITENVERSTELLUNG		
BQA0090	Sitzbreitenverstellung + 50 mm	◆
BQA0100	Sitzbreitenverstellung +100 mm (nur mit 16" Transiträdern), (NC: Einhandbremse)	○
SITZTIEFE		
BQA0110	380 - 450 mm (nur mit Sitzbreite 340 mm)	○
BQA0120	430 - 500 mm	◆
SITZHÖHE		
BQA0130	400 mm, nur mit 140-150 mm Vorderräder (NC: zentrale Beinstütze, Fußplatten mit langem Einsteckrohr, 24" Hinterräder, Alber Anbauhalterungen)	○
BQA0140	450 mm (NC: 22" Hinterräder)	◆
SITZWINKEL		
BQA0145	Optionaler Sitzwinkel +1° bis +25° (Std. -1° bis +23°)	○
SITZADAPTER Sitzrahmen standardmäßig mit Adapterschiene, die eine Montage der marktüblichen Adaptionssysteme erlaubt (z.B. Trapezadapter).		
BQA0150	Sitzplatte 0° (montiert auf Sitzrahmen mit Befestigungsschiene)	○
BQA0155	Sitzplatte mit zusätzlichem Sitzwinkel (± 5°) (montiert auf Sitzrahmen mit Befestigungsschiene)	○
BQA0170	Ohne Sitzplatte, Sitzrahmen mit Befestigungsschiene	-67,00
RÜCKENVERSTELLUNG		
BQA0160	Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder	465,00
BQA0161	Rückenwinkelverstellung mit Stellschraube	◆
VERRIEGELUNG		
BQA0932	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung	○
SCHIEBEGRIFFE		
BQA0174	Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstützen	◆
BQA0176	Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen	50,00



BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN				
EINTEILIGE BEINSTÜTZE				
BQA0180	Zentrale Beinstütze inkl. Wadenpolster und Fußplatte (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Schutzbezug für Fußauflage, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)			436,00
BEINSTÜTZENAUFNAHME				
BQA0185	Niedrig, Standard		◆	
BQA0186	Hoch, für lange Beinlängen		○	
BQA0188	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		○	
BEINSTÜTZENOBERTHEILE LINKS				
BQA0190	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr)			133,00
BQA0200	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, links, Alu 2003 (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○	
BQA0210	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar, links Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr und 140 mm bzw. 150 mm Vorderräder (NC: Schutzbezug für Fußauflage, 50 mm Rahmenverlängerung)			110,00
BQA0220	Amputationsbeinstütze, links			420,00
BQA0230	Ohne Beinstütze, links		◆	
BEINSTÜTZENOBERTHEILE RECHTS				
BQA0240	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr)			133,00
BQA0250	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, rechts, Alu 2003 (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○	
BQA0260	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar, rechts Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr und 140 mm bzw. 150 mm Vorderräder (NC: Schutzbezug für Fußauflage, 50 mm Rahmenverlängerung)			110,00
BQA0270	Amputationsbeinstütze, rechts			420,00
BQA0280	Ohne Beinstütze, rechts		◆	
EINTEILIGE FUSSPLATTE				
BQA0290	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, inkl. Wadenband (NC: Schutzbezug für Fußauflage)			212,00
FUSSKASTEN, GEPOLSTERT				
BQA0295	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Schutzbezug für Fußauflage)			1.109,00
FUSSPLATTEN LINKS				
BQA0300	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○	
BQA0310	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)			100,00
BQA0330	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○	
BQA0340	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)			100,00
FUSSPLATTEN RECHTS				
BQA0360	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○	
BQA0370	Fußplatte fest, tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)			100,00
BQA0390	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○	
BQA0400	Fußplatte fest, tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)			100,00
ARMLEHNEN / SEITENTEILE				
ARMLEHNEN LINKS				
BQA0420	Höhenverstellbare Armlehne, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○	
BQA0425	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)			90,00
BQA0430	Höhenverstellbare Armlehne, breit, gepolstert, links (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch links)			90,00
BQA0435	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links)			167,00




0180



0190/0240




0200/0250



0220/0270



0290



0295



Fußplatte fest




Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil








Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberteil




0420




0430

BQA0440	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster; halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		122,00	 0425 / 0475	
BQA0450	Hemi-Armauflage, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster; halbseitiger Therapietisch links, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		222,00		
BQA0460	Ohne Armlehne, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		◆		
ARMLEHNEN RECHTS					
BQA0470	Höhenverstellbare Armlehne, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○		
BQA0475	Armlehne mit Positionierungsuflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		44,00		
BQA0480	Höhenverstellbare Armlehne, breit, gepolstert, rechts (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		90,00		
BQA0485	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts)		167,00		
BQA0490	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster; halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		122,00		
BQA0500	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster; halbseitiger Therapietisch rechts, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		334,00		
BQA0510	Ohne Armlehne, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		◆		
SITZUBEHÖR					
ARMLEHNENZUBEHÖR					
BQA0520	Seitenteilbezug		90,00	 0540  0550  0560	
BQA0530	Innenkissen für Seitenteilbezug		41,00		
RÜCKENZUBEHÖR					
BQA0540	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar				
BQA0550	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar; inkl. Kinnunterstützung		222,00		
BQA0545	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)		46,00		
BQA0560	Nackenstütze einstellbar		○		
BQA0570	Klinik-Kit für Kopf-/Nackenstütze		○		
BEINSSTÜTZENZUBEHÖR					
BQA0572	Schutzbezug für Fußauflage (NC: Fußplattenverlängerungen)		55,00		
BQA0580	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte)		44,00		
BQA0590	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte)		44,00		
BQA0595	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○		
RAHMEN					
RAHMENFARBE					
BQA0591	Perlgrau		◆	 0600	
BQA0592	Mitternachtsblau		○		
BQA0593	Sandfarben (Special)		○		
BQA0594	Limetten-Grün (Special)		○		
BQA0596	Rot-Metallic (Special)		○		
RAHMENVERLÄNGERUNG					
BQA0600	Rahmenverlängerung 50 mm		167,00		
VORDERRADBEFESTIGUNG					
BQA0610	Fest		◆		
VORDERRÄDER					
BQA0638	140 x 40 (5,5") mittelhart, Schwarz		○		
BQA0645	150 x 30 (6") mittelhart, Schwarz		○		


BQA0665	200 x 30 (8'') pannensicher, Schwarz		○
BQA0672	200 x 32 (8'') Luftbereifung, Schwarz		○
BQA0675	200 x 45 (8'') pannensicher, Schwarz		◆
HINTERRADGRÖSSE			
BQA0702	16'', mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterradausführung für Trommelbremse und 1 3/8'' pannensicherer Bereifung), (NC: Einhandbremsen)		○
BQA0705	22'', mit Steckachse		○
BQA0715	24'', mit Steckachse		◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
BQA0722	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: Greifreifen kunststoffbezogen)		◆
BQA0724	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		167,00
BQA0726	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1'' Luftbereifung Leichtlauf)		○
HINTERRADBEREIFUNG			
BQA0745	1 3/8'' Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
BQA0775	1 3/8'' pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
BQA0785	1'' Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
BQA0790	Aluminium		◆
BQA0810	Kunststoffbezogen		200,00
RADZUBEHÖR			
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ			
BQA0850	Hand- und Speichenschutz, gefrostet		233,00
SICHERHEIT			
BREMSENTYP			
BQA0860	Standardbremse		◆
BQA0863	Einhandbremse links		460,00
BQA0867	Einhandbremse rechts		460,00
ZUBEHÖR			
BQA0870	Haltegurt		110,00
BQA0900	Therapietisch Plexiglas inkl. Montage-Kit		324,00
BQA0902	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit		324,00
BQA0903	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00
BQA0904	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00
BQA0910	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen, gepolstert), (NC: Verriegelung für Therapietisch)		491,00
BQA0915	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch)		491,00
BQA0905	Auflagekissen für Therapietisch		196,00
BQA0907	Polster für halbseitigen Therapietisch		77,00
BQA0920	Verriegelung für Therapietisch		39,00
BQA0936	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		402,00
BQA0938	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		402,00
BQA0960	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		77,00
BQA0965	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		53,00
BQA0970	Befestigung für H-Halgurt		64,00
BQA0980	Infusionsständer		118,00
	Summe		



077507450785



0870



0900