

Rea® Azalea® Major



IV-Leistungsnr. 50.108.011

Benutzergewicht: **max. 135 kg****Grundpreis: 4.837,00 CHF**


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:




Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	CHF
BNH0019	Rea® Azalea® Major		4.837,00
BNH8000	Sonderbau		auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION			
BNH0020	16" inkl. Transiträder mit fester Achse inkl. Trommelbremse		446,00
BNH0025	24" mit Standard-Radnabe		◆
BNH0030	24" mit Trommelbremse, Bedienung durch Begleitperson		401,00
RAHMEN			
BNH0036	Major (+50 mm Sitzhöhe und Rahmenlänge), (NC: Anbauhalterung für Viamobil Plus)		◆
SITZ			
SITZBREITE			
BNH0040	390 mm (-20 mm als Option)		○
BNH0050	440 mm (-20 mm als Option)		◆
BNH0060	490 mm (-20 mm als Option), (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○
SITZBREITENVERSTELLUNG			
BNH0065	Sitzbreitenverstellung + 50 mm		◆
BNH0075	Sitzbreitenverstellung + 100 mm (nur mit 16" Transiträdern), (NC: Einhandbremse)		○
BNH0085	ohne Sitzbreitenverstellung (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		○
SITZTIEFE			
BNH0105	480 - 550 mm inkl. Rahmenverlängerung		◆
SITZHÖHE			
BNH0125	500 mm (NC: Anbauhalterung für Viamobil Plus)		◆
SITZWINKEL			
BNH0127	Negativer Sitzwinkel -1° bis +23° (Std. +1° bis +24°) (NC: elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)		○
SITZTYP			
BNH0130	Tiefenverstellbar		◆
SITZKISSEN			
BNH0165	Sitzkissen Flo-Shape		◆
BNH0168	Sitzkissen Invacare Matrx Libra inkl. Standardbezug		692,00
BNH0180	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)		-38,00
SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRX LIBRA SITZKISSEN			
BNH0182	Kurz: 405 mm		○
BNH0183	Lang: 455 mm		○
SITZPOLSTERUNG			
BNH0191	Schwarz Velours		○
BNH0201	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BNH0202	Schwarz atmungsaktiv		○
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			



0165

RÜCKEN FLEX III																																							
RÜCKENBREITENERWEITERUNG																																							
BNH0205	+ 50 mm (NC: <i>Invacare® Matrx</i> Positionierungsrücken)			<input type="radio"/>																																			
BNH0206	+ 100 mm (NC: Ergorücken, <i>Invacare® Matrx</i> Positionierungsrücken)			<input type="radio"/>																																			
BNH0207	Ohne Rückenbreitenerweiterung			<input checked="" type="radio"/>																																			
RÜCKENAUSFÜHRUNG																																							
BNH0210	Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: laterale Positionierungspads, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen)			<input checked="" type="radio"/>																																			
BNH0220	Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen)		392,00																																				
																																							
INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN																																							
NC für alle <i>Invacare® Matrx</i> Positionierungsrücken: Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile)																																							
BNH0221	<i>Invacare® Matrx Elite E2</i> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		893,00																																				
BNH0223	<i>Invacare® Matrx Elite E2 Deep</i> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		1.094,00																																				
BNH0225	<i>Invacare® Matrx PB</i> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt (NC: <i>Invacare Matrx</i> Rückenhöhe 460 mm, Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstützen)		893,00																																				
BEI WAHL EINES <i>Invacare® Matrx</i>-POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:																																							
BNH0233	410 mm			<input type="radio"/>																																			
BNH0235	460 mm			<input type="radio"/>																																			
BNH0234	510 mm			<input type="radio"/>																																			
BEI WAHL EINES <i>Invacare® Matrx Elite E2 / E2 Deep</i> POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN:																																							
BNH0241	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)			<input type="radio"/>																																			
BNH0242	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)			<input type="radio"/>																																			
BNH0243	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)			<input type="radio"/>																																			
BNH0244	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)			<input type="radio"/>																																			
BNH0245	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)			<input type="radio"/>																																			
BNH0246	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)			<input type="radio"/>																																			
BNH0247	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)			<input type="radio"/>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sitzbreite in mm</th> <th colspan="6">Rückenbreite <i>Invacare Matrx</i> Rücken</th> </tr> <tr> <th></th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>x</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>490</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Sitzbreite in mm	Rückenbreite <i>Invacare Matrx</i> Rücken							380	410	430	460	480	510	390	✓	✓	x	x	x	x	440	x	✓	✓	✓	x	x	490	x	x	x	✓	✓	✓
Sitzbreite in mm	Rückenbreite <i>Invacare Matrx</i> Rücken																																						
	380	410	430	460	480	510																																	
390	✓	✓	x	x	x	x																																	
440	x	✓	✓	✓	x	x																																	
490	x	x	x	✓	✓	✓																																	
RÜCKENBEZUG / KISSEN																																							
BNH0240	Überzug für Ergorücken			<input type="radio"/>																																			
BNH0250	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: laterale Positionierungspads)			<input checked="" type="radio"/>																																			
BNH0260	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung) (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, Seitenpelotten Standard, laterale Positionierungspads)		223,00																																				
BNH0270	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterstützen), (NC: laterale Positionierungspads)		255,00																																				
BNH0300	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-55,00																																				
BNH0305	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)			<input type="radio"/>																																			
																																							
RÜCKENPOLSTERUNG																																							
BNH0311	Schwarz Velours			<input type="radio"/>																																			
BNH0321	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material			<input checked="" type="radio"/>																																			
BNH0322	Schwarz, atmungsaktiv			<input type="radio"/>																																			
SCHIEBEGRIFFE																																							
BNH0335	Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstützen			<input checked="" type="radio"/>																																			
BNH0343	Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen		256,00																																				
BNH0345	Schiebebügel, winkeleinstellbar (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		256,00																																				
																																							
SITZEINHEIT																																							
SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG																																							
BNH0350	Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)			<input checked="" type="radio"/>																																			
BNH0360	Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung (NC: Anbauhalterung Viamobil und Viamobil Plus)		1.556,00																																				

VERRIEGELUNG				
BNH1263	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung über Gasdruckfeder		○	
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
ZENTRALE BEINSTÜTZE				
BNH0370	Einteilige Beinstütze mit Wadenplatte und Fußplatten (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Schutzbezug für Fußauflagen, Bodypoint Ankle Huggers, Abduktionskeil, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)		436,00	
BEINSTÜTZENAUFNAHME				
BNH0375	Niedrig, Standard		◆	
BNH0376	Hoch, für lange Beinlängen		○	
BNH0378	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		○	
BEINSTÜTZENOBERTHEILE LINKS				
BNH0380	Beinstützenoberteil hochschwenkbar inkl. Waden- und Kniepolster; links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆	
BNH0390	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar; links - Alu 2003 (NC: 50 mm Rahmenverlängerung)		○	
BNH0400	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar; links - Alu 2003 nur mit tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte links mit kurzem Einsteckrohr (NC: Rahmenverlängerung 50 mm, Vorderräder 200 mm Durchmesser)		○	
BNH0410	Amputationsbeinstütze, links		420,00	
BNH0420	Ohne Beinstütze, links		– 60,00	
BEINSTÜTZENOBERTHEILE RECHTS				
BNH0430	Beinstützenoberteil hochschwenkbar inkl. Waden- und Kniepolster; rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆	
BNH0440	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar; rechts - Alu 2003 (NC: 50 mm Rahmenverlängerung)		○	
BNH0450	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar; rechts - Alu 2003 (NC: feste Fußplatten rechts, Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar rechts mit langem Einsteckrohr; Rahmenverlängerung 50 mm, Vorderräder 200 mm Durchmesser)		○	
BNH0460	Amputationsbeinstütze rechts		420,00	
BNH0470	Ohne Beinstütze, rechts		– 60,00	
EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)				
BNH0475	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr		250,00	
BNH0476	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, langes Einsteckrohr		250,00	
FUSSKASTEN, GEPOLSTERT				
BNH0477	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Wadenbänder, Bodypoint Ankle Huggers)		1.109,00	
FUSSPLATTEN LINKS				
BNH0480	Fußplatte fest mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆	
BNH0490	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)		100,00	
BNH0510	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BNH0520	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)		100,00	
FUSSPLATTEN RECHTS				
BNH0540	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆	
BNH0550	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)		100,00	
BNH0570	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm) (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BNH0580	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)		100,00	
ARMLEHNEN / SEITENTEILE				
ARMLEHNEN LINKS				
BNH0600	Höhenverstellbare Armlehne links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○	




0370



0380/0430




0390/0440



0410 / 0460



0475/0476



0477



Fußplatte fest




Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil




Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberteil

BNH0605	Armlehne höhenstellbar, breites Polster links (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○	 0600 / 0630  0605 / 0635
BNH0606	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		◆	
BNH0607	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm), höhenverstellbar, breites Polster links (nur mit 16" Hinterrädern) (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch, links, Verriegelung für Therapietisch)	167,00		
BNH0610	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert links (SB-20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch, links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	167,00		
BNH0615	Hemi-Armauflage links (NC: Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	334,00		
BNH0620	Ohne Armauflage, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	-60,00		
ARMLEHNEN RECHTS				
BNH0630	Höhenverstellbare Armlehne rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	 0610 / 0640  0606/0636
BNH0635	Höhenverstellbare Armlehne, breites Polster rechts (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	
BNH0636	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		◆	
BNH0637	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm), höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch)	167,00		
BNH0640	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (SB-20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	167,00		
BNH0645	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	334,00		
BNH0650	Ohne Armauflage, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)	-60,00		
ARMLEHNENZUBEHÖR				
BNH0680	Seitenteilbezug		90,00	
BNH0690	Innenkissen für Seitenteilbezug		41,00	
SITZUBEHÖR				
BNH0710	Inkontinenzbezug		90,00	 0720
BNH0720	Abduktionskeil		295,00	
KOPFSTÜTZEN				
BNH0730	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung) (NC: Matrx Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		133,00	 0730  0750
BNH0750	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung) (NC: Matrx Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		194,00	
BNH0731	Invacare Matrx Elan Standard-Polster (260 mm)		254,00	
BNH0732	Invacare Matrx Elan Standard-Polster (360 mm)		254,00	
BNH0733	Invacare Matrx Elan Nacken-Polster (230 mm)		267,00	
BNH0734	Invacare Matrx Elan Nacken-Polster (310 mm)		267,00	
BNH0735	Invacare Matrx Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		519,00	
BNH0736	Invacare Matrx Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		519,00	
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER				
BNH0742	Invacare Matrx Elan Montagematerial		389,00	 0770
BNH0744	Invacare Matrx Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		454,00	
BNH0746	Invacare Matrx Loxx Montagematerial		298,00	
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR				
BNH0740	Hygienebezug für Kopfstütze ohne Kinnunterstützung		46,00	 0800  0850  0880
BNH0770	Nackenstütze einstellbar (NC: Matrx Elite E2 / E2 Deep in Verbindung mit Schiebegriffe mit Bügel)		◆	
BNH0790	Klinik-Kit für Kopfstützen		28,00	
RÜCKENZUBEHÖR				
BNH0800	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar ¹⁾		252,00	
BNH0810	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar ¹⁾		252,00	
BNH0820	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar, nach oben verlängert ¹⁾		268,00	

BNH0830	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar, nach oben verlängert ¹⁾		268,00
BNH0840	Seitenpelotte Standard, links ¹⁾		133,00
BNH0850	Seitenpelotte Standard, rechts ¹⁾		133,00
BNH0880	Seitenpelotte Version 2025, links, wegschwenkbar, vielfach einstellbar ¹⁾		241,00
BNH0890	Seitenpelotte Version 2025, rechts, wegschwenkbar, vielfach einstellbar ¹⁾		241,00
BNH0900	Seitenpelottenbefestigung		○
BNH0905	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		213,00
BNH0920	Rückeneinlegekeile (Paar)		45,00
1) Seitenpelottenbefestigung			
BEINSTÜTZENZUBEHÖR			
BNH0930	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- und tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		44,00
BNH0940	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- und tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug Fußauflagen)		44,00
BNH0941	Schutzbezug für Fußauflagen		64,00
BNH0942	Wadenband, gepolstert		38,00
BNH0945	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○
BNH0952	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		212,00
BNH0954	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		212,00
BNH0956	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		212,00
RAHMEN			
RAHMENFARBE			
BNH0944	Perlgrau		◆
BNH0946	Mitternachtsblau		○
BNH0947	Sandfarben (Special)		○
BNH0948	Limetten-Grün (Special)		○
BNH0949	Rot-Metallic (Special)		○
RAHMENVERLÄNGERUNG			
BNH0950	Rahmenverlängerung 50 mm		167,00
VORDERRADBEFESTIGUNG			
BNH0960	Fest		◆
VORDERRÄDER			
BNHI015	200 x 30 (8") pannensicher, Schwarz		○
BNHI022	200 x 32 (8") Luftbereifung, Schwarz		○
BNHI025	200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz		◆
HINTERRADGRÖSSE			
BNHI047	16", mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterradausführung für Trommelbremse und 1 3/8" pannensicherer Bereifung), (NC: Einhandbremsen)		○
BNHI062	24", mit Steckachse		◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
BNHI072	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: Greifreifen kunststoffbezogen)		◆
BNHI074	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		218,00
BNHI076	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)		○
HINTERRADBEBEIFUNG			
BNHI082	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
BNHI086	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○
BNHI092	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
GREIFREIFEN			
BNHI100	Aluminium		◆
BNHI120	Kunststoffbezogen		200,00
RADZUBEHÖR			
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ			
BNHI160	Hand- und Speichenschutz, gefrostet		233,00



0950



1092 1082 1086

SICHERHEIT			
BREMSEN			
BNHI170	Standardbremse		◆
BNHI180	Einhandbremse, links		460,00
BNHI185	Einhandbremse, rechts		46,00
GURTE			
BNHI200	Haltegurt		110,00
BNHI201	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		116,30
BNHI202	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		125,00
BNHI203	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		150,00
BNHI204	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		156,00
BNHI206	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		217,00
BNHI207	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		229,00
ZUBEHÖR			
BNHI230	Therapietisch Plexiglas, inkl. Montage-Kit		324,00
BNHI231	Therapietisch mit Ellenbogenpolster, inkl. Montage-Kit		324,00
BNHI232	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00
BNHI233	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00
BNHI240	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen gepolstert), (NC: Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		368,00
BNHI245	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch)		491,00
BNHI235	Auflagekissen für Therapietisch		196,00
BNHI237	Polster für halbseitigen Therapietisch		77,00
BNHI250	Verriegelung für Therapietisch		39,00
BNHI266	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		402,00
BNHI268	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)		402,00
BNHI290	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		77,00
BNHI295	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		53,00
BNHI320	Infusionsständer		118,00
	Summe		
BEMERKUNGEN			



1200