

Rea® Clematis® Pro
 Konfigurierbare Variante


Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: 4.308,00 CHF


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	CHF
SNB0001	Rea Clematis Pro Basisausstattung: 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, Feststellbremse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmuttbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenissen mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material Schwarz, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster, Fußplatten tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar, Kippschutz, Transportbefestigungsskit	4.308,00
	Bitte beachten Sie, dass die Armlehne die Hinterräder beeinträchtigen kann, wenn der Sitz vollständig geneigt wird. - Bei einer Sitzhöhe von 400 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 330 mm (ab Sitzplatte) - Bei einer Sitzhöhe von 450 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 280 mm (ab Sitzplatte)	
SITZBREITE		
SNB0300	390 mm	○
SNB0310	440 mm	○
SNB0320	490 mm	○
SITZHÖHE		
SNB0380	400 mm	○
SNB0390	450 mm	◆
SITZKISSEN		
SNB0400	Invacare Matrix Libra Sitzkissen	746,00
SNB0420	Mistral2 Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material	◆
SNB0430	Flo-Shape Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material	○
Sitzkissentiefe Invacare Matrix Libra		
SNB0450	405 mm	○
SNB0455	455 mm	○
RÜCKENAUSFÜHRUNG		
SNB0500	Feste Rückenplatte	253,00
SNB0510	Standard-Rückenbespannung	◆
SCHIEBEGRIFFE		
SNB0570	Schiebebügel, winkeleinstellbar	263,00
ARMLEHNE LINKS		
SNB0810	Armlehne mit Positionierungsauflage links	◆
SNB0820	Hemi-Armauflage links (NC:Therapietisch)	289,00
ARMLEHNE RECHTS		
SNB0860	Armlehne mit Positionierungsauflage rechts	◆
SNB0870	Hemi-Armauflage rechts (NC:Therapietisch)	289,00
SITZZUBEHÖR		
SNB0910	Abduktionskeil	219,00



0420

0430



0570



0810/0860



0820/0870



0910

SNB1100	Kopfstütze anpassbar		◆
SNB1110	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		132,00
SNB1120	Nackenstütze		○
SNB1130	Hygienebezug für Kopfstütze		47,00
SNB1200	Seitenpelotte Standard, links		137,00
SNB1210	Seitenpelotte abschwenkbar, links		247,00
SNB1220	Seitenpelotte Standard, rechts		137,00
SNB1230	Seitenpelotte abschwenkbar, rechts		247,00
VORDERRÄDER			
SNB1420	150 x 30 mm (6") pannensicher; Schwarz		○
SNB1440	200 x 45 mm (8") pannensicher; Schwarz		◆
HINTERRÄDER			
SNB1520	24" Standard-Hinterräder mit Steckachse		◆
SNB1525	24" Hinterräder mit Trommelbremse und Steckachse		241,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
SNB1650	Haltegurt		113,00
ZUBEHÖR			
SNB1700	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit		332,00
SNB1710	Therapietisch inkl. Montage-Kit		332,00
SNB1770	Anbauhalterung Alber Viamobil V25		679,00
SNB1780	Infusionsständer		159,00
SNB1790	Verriegelung für Therapietisch		40,00
SNB1800	Montage-Kit für Therapietisch		40,00

