

## Bestellung



## Bestellformular 2026

## Angebot

**Yes, you can.®**

Tel. 061 487 70 80 / [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

### Rea® Clematis® Pro Lagervariante



Benutzergewicht: max. 135 kg

**Grundpreis: 4.308,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten =	kg		
Art.-Nr.	Beschreibung			CHF
	Rea Clematis Pro Lagervariante			
	<b>Grundausstattung:</b> 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, pannen-sicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannen-sicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmuttbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Sitzhöhe 450 mm, Sitzkissen Mistral 2 Dartex Schwarz, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenissen Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schie-begriffe höhenverstellbar, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfe-der inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster, Fußplatten tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar, Kippschutz, Transport-befestigungskit			ab 4.308,00



Sitzbreite	Bremse	ohne Zube-hör	Preis in CHF	mit Therapie-tisch	Preis in CHF	mit Seiten-pelotten	Preis in CHF	mit Thera-pietisch und Seitenpelot-ten	Preis in CHF
SB 390 mm	ohne Trommelbremse	DVI661458	4.308,00	DVI661655	4.658,00	DVI661652	4.596,00	DVI661649	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661455	4.562,00	DVI661646	4.911,00	DVI661603	4.849,00	DVI661600	5.199,00
SB 440 mm	ohne Trommelbremse	DVI661459	4.308,00	DVI661656	4.658,00	DVI661653	4.596,00	DVI661650	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661456	4.562,00	DVI661647	4.911,00	DVI661644	4.849,00	DVI661601	5.199,00
SB 490 mm	ohne Trommelbremse	DVI661460	4.308,00	DVI661657	4.658,00	DVI661654	4.596,00	DVI661651	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661457	4.562,00	DVI661648	4.911,00	DVI661645	4.849,00	DVI661602	5.199,00