



Invacare® **Comet® Pro**
Invacare® **Comet® ULTRA** **Lagervariante** **CE**

Benutzergewicht: **max. 160 kg (Comet® Pro), max. 220 kg (Comet® Ultra)**

Grundpreis: ab 6.553,00 CHF

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ☒ Standard-Option ☐ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Comet® PRO	Comet® ULTRA	Preis CHF
I676212	Invacare® Comet PRO , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Silber, bis 160 kg			6.553,00
I676210	Invacare® Comet PRO , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Himmelsblau, bis 160 kg			6.553,00
I676211	Invacare® Comet PRO , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Ahornrot, bis 160 kg			6.553,00
I676217	Invacare® Comet ULTRA , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 220 kg			8.163,00
	Drosselung Invacare® Comet PRO auf 10 km/h gewünscht*			0,-
LIEFERUMFANG				
	Komfort-Sitz Comet PRO , drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 510 mm	◆		
	Ultra-Sitz für Comet ULTRA , drehbar, mit Kopfstütze, aufblasbarer Lordosenstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 660mm		◆	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆		
	HD-Armlehnen, verstärkt, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar		◆	
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆	◆	
	Verstärkte Sitzaufnahme		◆	
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆	◆	
	Ergonomischer Lenkgriff	◆	◆	
	LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	◆	◆	
	Premium-Rückspiegel links	◆	◆	
	Premium-Rückspiegel rechts	◆	◆	
	Bremshebel	◆	◆	
	Leistungsstarker Antrieb (1600W) mit 2-stufiger Entkupplung	◆		
	Leistungsstarker Antrieb (1800W) mit 2-stufiger Entkupplung		◆	
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment		◆	
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆	◆	
WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE				
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆	◆	
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆	◆	
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆	◆	
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	◆	
	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 - erforderlich	◆	◆	
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	◆	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	◆	
	Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆		
	Fahrwerk mit 4 HD-Federelementen, für hohen Fahrkomfort		◆	
	Korb, vorn, abnehmbar	◆	◆	

*Bei Verwendung mit 15 km/h ist ein Kontrollschild vorgeschrieben. Auf Wunsch durch Invacare Aesch auf 10 km/h zu drosseln.
Hier verlängert sich die Lieferzeit um ca. + 5 Werkzeuge

SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)				
SITZOPTIONEN				
API518274	Haltegurt mit Schnappverschluss			68,07
API640428	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			111,76
API640429	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			111,76
API640430	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			111,76
API640447	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			111,76
API640448	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			111,76
API640449	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			111,76
ZUBEHÖR (beigelegt)				
MOBILTELEFON				
API637912	Halterung für Mobiltelefon			52,94
HALTER				
API528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (wird eine Heckmarkierungstafel angebracht, ist die Montage des Stockhalters ausschließlich rechts möglich)			90,76
API553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter			206,72
SPI580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○	○	
API521594	Getränkehalter			67,23
RAMMSCHUTZ				
API528298	Rammschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			77,31
API638967	Rammschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			77,31
PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL				
API543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln			47,90
BEHÄLTER UND KÖRBE				
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)			68,07
WIND- UND WETTERSCHUTZ				
API543160	Windschild			96,64
API677531	Faltgarage wasserabweisend, mit Befestigungsriemen (schützt den geparkten Scooter vor Schmutz)			90,76
API521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Schmutz (nicht für Comet®ULTRA)			59,66
SONSTIGES				
SPI541502	Verlängerungsstange (erforderlich für Zubehör bei Comet®ULTRA)		◆	