

Rea® **Dahlia® 45°**

IV-Leistungsnr. 50.108.010

Benutzergewicht: **max. 135 kg****Grundpreis: 5.606,00 CHF**

Kunden-Nr.:



Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = Beschreibung	kg	CHF																																																																																																
BXA0015	Rea® <b>Dahlia® 45°</b>		5.606,00																																																																																																
BXA8000	Sonderbau		auf Anfrage																																																																																																
<b>ANTRIEBSVERSION</b>																																																																																																			
BXA0020	16" Transiträder für Trommelbremse (nur mit pannensicherer Bereifung), (NC: SH 400-450 mm, Einhandbremsen)		111,00																																																																																																
BXA0035	20", 22", 24" mit Standard-Radnabe (NC: + 100 mm Sitz- und Rückenbreitenverstellung, SH 500 mm)		◆																																																																																																
BXA0042	Doppelgreifreifen rechts (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (NC: SH 350 - 430 und 500 mm, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung, 16" oder 20" Hinterräder; Anbauhalterung Viamobil)		1.063,00																																																																																																
BXA0044	Doppelgreifreifen links (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (NC: SH 350 - 430 und 500 mm, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung, 16" oder 20" Hinterräder; Anbauhalterung Viamobil)		1.063,00																																																																																																
<b>SITZ</b>																																																																																																			
<b>SITZBREITE</b>																																																																																																			
BXA0050	390 mm (NC: Anbauhalterung Viamobil)		○																																																																																																
BXA0060	440 mm		◆																																																																																																
BXA0070	490 mm		○																																																																																																
<b>SITZBREITENVERSTELLUNG</b>																																																																																																			
BXA0080	+ 50 mm		◆																																																																																																
BXA0090	+ 100 mm (NC: Einhandbremse)		○																																																																																																
BXA0100	Ohne Sitzbreitenverstellung (NC: Rückenbreitenerweiterungen)		○																																																																																																
<b>SITZTIEFE</b>																																																																																																			
BXA0110	430 - 500 mm		◆																																																																																																
<b>SITZHÖHE (bitte die nachfolgende Tabelle beachten für die Wahl der passenden Radausführungen)</b>																																																																																																			
BXA0120	350 mm (NC: zentrale Beinstütze)		○																																																																																																
BXA0130	380 mm (NC: zentrale Beinstütze)		○																																																																																																
BXA0140	400 mm (NC: zentrale Beinstütze)		○																																																																																																
BXA0150	430 mm (NC: zentrale Beinstütze)		○																																																																																																
BXA0160	450 mm		○																																																																																																
BXA0170	480 mm		○																																																																																																
BXA0180	500 mm (NC: Einhandbremsen, Beinstützenoberteile 90° abschwenkbar)		○																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="7">Sitzhöhe in mm</th> </tr> <tr> <th>Hinterräder</th> <th>350</th> <th>380</th> <th>400</th> <th>430</th> <th>450</th> <th>480</th> <th>500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>20"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>22"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>Vorderräder</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4"</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5,5"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>8"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Sitzhöhe in mm							Hinterräder	350	380	400	430	450	480	500	16"	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	20"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	22"	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	24"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	Vorderräder								4"	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	5"	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	5,5"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	6"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	8"	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	Sitzhöhe in mm																																																																																																		
Hinterräder	350	380	400	430	450	480	500																																																																																												
16"	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓																																																																																												
20"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗																																																																																												
22"	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗																																																																																												
24"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗																																																																																												
Vorderräder																																																																																																			
4"	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗																																																																																												
5"	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																																																												
5,5"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																																																												
6"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																																																												
8"	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓																																																																																												


<b>BESCHRÄNKUNG DES SITZWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)</b>			
BXA0190	Reduzierter Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 30°		○
BXA0200	Voller Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 45°		◆
<b>BESCHRÄNKUNG DES RÜCKENWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)</b>			
BXA0203	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 10°		○
BXA0205	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 20°		○
BXA0207	Voller Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 30°		◆
<b>SITZTYP</b>			
BXA0210	Tiefenverstellbar 430-500 mm		◆
<b>SITZKISSEN</b>			
BXA0230	Sitzkissen <b>Flo-shape</b>		◆
BXA0243	Sitzkissen Invacare Matrx Libra inkl. Standardbezug		692,00
BXA0280	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)		-38,00
<b>SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRX LIBRA SITZKISSEN</b>			
BXA0324	Kurz: 405 mm		○
BXA0325	Lang: 455 mm		○
<b>SITZPOLSTERUNG</b>			
BXA0290	Schwarz Velours		○
BXA0300	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BXA0305	Schwarz atmungsaktiv		○
<b>Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>			
<b>RÜCKEN</b>			
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>			
<b>RÜCKENROHRE</b>			
BXA0320	Gerade (für Flex3 und Invacare® <b>Matrx®</b> -Rücken)		◆
<b>Gelenk für Rückenbreitenerweiterung</b>			
BXA0330	+ 50 mm (NC: Invacare® <b>Matrx® Elite E2/E2 Deep</b> Rücken, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)		50,00
BXA0340	Ohne Gelenk für Rückenbreitenerweiterung		◆
<b>INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN</b>			
<b>NC für alle Invacare® Matrx® Positionierungsrücken:</b> Rückenbreitenerweiterungen, Schiebegriffe mit Bügel ohne Kopfstützenaufnahme, Halterungen für Kopf- und Nackenstütze, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile			
BXA0350	Invacare® <b>Matrx® Elite E2</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		1.118,00
BXA0360	Invacare® <b>Matrx® Elite E2 Deep</b> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		1.308,00
<b>RÜCKEN FLEX 3</b>			
BXA0390	Flex3 Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Überzüge für Ergorücken, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Rea-Aufnahme, laterale Positionierungspads)		◆
BXA0400	Flex 3 Ergorücken, anpassbar und umdrehbar; Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Rea-Aufnahme)		289,00
BXA0410	Rückenrohre ohne Rückenpolster, nur mit Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstütze (NC: Rückenbreitenerweiterungen, Überzüge für Ergorücken, Rückenkissen, Rückenpolsterungen, Kopfstützen, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Lordosekissen, Rückeneinlegekeile)		○
<b>BEI WAHL EINES Invacare® Matrx®-POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:</b>			
BXA0413	410 mm		○
BXA0415	460 mm		○
BXA0417	510 mm		○
<b>BEI WAHL EINES INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN: (Bitte nebenstehende Tabelle beachten)</b>			
BXA0421	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○
BXA0422	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○
BXA0423	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○
BXA0424	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○
BXA0425	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○


0390      0400

Sitzbreite in mm	380	410	430	460	480	510
390	✓	✓	x	x	x	x
440	x	✓	✓	✓	x	x
490	x	x	x	✓	✓	✓


BXA0426	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○
<b>RÜCKENBREITENERWEITERUNG FLEX 3</b>			
BXA0420	+ 50 mm		○
BXA0430	+ 100 mm (NC: Einhandbremse)		○
BXA0440	Ohne Rückenbreitenerweiterung		◆
<b>RÜCKENBEZUG / -KISSEN</b>			
BXA0450	Überzug für Ergorücken		124,00
BXA0460	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: laterale Positionierungspads)		◆
BXA0470	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung), (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads)		212,00
BXA0480	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterstütze) , (NC: laterale Positionierungspads)		255,00
BXA0510	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-55,00
BXA0515	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)		○
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>			
BXA0520	Schwarz Velours		○
BXA0530	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BXA0535	Schwarz atmungsaktiv		○
<b>SCHIEBEGRIFFE</b>			
BXA0540	Schiebebügel, winkeleinstellbar		256,00
BXA0550	Schiebegriffe		○
BXA0560	Schiebegriffe mit Bügel, ohne Aufnahme für Kopfstütze		◆
BXA0570	Schiebegriffe mit Bügel, inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze		64,00
<b>SITZEINHEIT</b>			
<b>SITZWINKELVERSTELLUNG</b>			
BXA0580	Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson per Hand)		◆
BXA0595	Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung (NC: zentrale Beinstütze, Anbauhalterung für Viamobil, Multifunktionsplattform)		1.109,00
<b>RÜCKENWINKELVERSTELLUNG</b>			
BXA0600	Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)		◆
BXA0620	Rückenwinkelverstellung über Feststellschraube		○
<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>			
<b>EINTEILIGE BEINSTÜTZE</b>			
BXA0630	Zentrale Beinstütze inkl. Wadenpolster und Fußplatte (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, einteiliges Fußbrett, Fußplatten, Abduktionskeil, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband, Bodypoint Ankle Huggers, Klinik-Kit)		436,00
<b>BEINSTÜTZENAUFNAHME</b>			
BXA0640	Niedrig, Standard		◆
BXA0650	Hoch, für lange Beinlängen (+50 mm)		○
BXA0655	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		○
<b>BEINSTÜTZENOBerteile LINKS</b>			
BXA0660	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenband für einteiliges Fußbrett)		◆
BXA0670	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar; links, Alu 2003		○
BXA0680	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar; links, Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr, links (NC: 8" Vorderräder)		○
BXA0690	Amputationsbeinstütze, links, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		420,00
BXA0700	Ohne Beinstütze, links (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		-60,00
<b>BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS</b>			
BXA0710	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenband für einteiliges Fußbrett)		◆
BXA0720	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar;rechts, Alu 2003		○
BXA0730	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar; rechts, Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem insteckrohr, rechts (NC: 8" Vorderräder)		○




0450




0460




0470




0480




0630










0660/0710








0670/0720





0690/0740

BXA0740	Amputationsbeinstütze, rechts, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		420,00	 0760/0770		
BXA0750	Ohne Beinstütze, rechts (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		-60,00			
<b>EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)</b>						
BXA0760	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, kurzes Einsteckrohr		239,00			
BXA0770	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, langes Einsteckrohr		239,00			
<b>FUSSPLATTEN LINKS</b>						
BXA0780	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links; hoch-/wegklappbar (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	◆				
BXA0790	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links		40,00			
BXA0800	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	○				
BXA0810	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links		40,00			
<b>FUSSPLATTEN RECHTS</b>						
BXA0820	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts; hoch-/wegklappbar (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	◆		 Fußplatte fest		
BXA0830	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts		40,00		 Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil	
BXA0840	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)	○				
BXA0850	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts		40,00			 Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberteil
<b>ARMLEHNEN</b>						
<b>ARMLEHNEN LINKS</b>				 0870/0930		
BXA0860	Armlehne gerade, schmales Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		122,00			
BXA0870	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)	◆				
BXA0875	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		167,00			
BXA0880	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		167,00			
BXA0885	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)	◆				
BXA0890	Hemi-Armauflage, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		334,00			
BXA0910	Ohne Armlehne, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		-60,00			
<b>ARMLEHNEN RECHTS</b>						
BXA0920	Armlehne gerade, schmales Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		122,00		 0880/0940	
BXA0930	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	◆				
BXA0935	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		167,00			
BXA0940	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		167,00			
BXA0945	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	◆				
BXA0950	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		334,00			
BXA0970	Ohne Armlehne, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		-60,00			
<b>ARMLEHNENZUBEHÖR</b>				 0885/0945		
BXA0975	Seitenteil verstärkt		73,00			
BXA0980	Polsterung für Seitenteil		50,00			
<b>SITZZUBEHÖR</b>						
BXA0990	Inkontinenzbezug		90,00			

BXA1000	Abduktionskeil (NC: 20 mm Sitzplattenerhöhung)		295,00
BXA1010	Sitzplattenverlängerung für Breite, vorne, hinten oder asymmetrisch (Kit beinhaltet zwei Platten)		105,00
BXA1020	Sitzplatte um 20 mm erhöht		122,00
<b>KOPFSTÜTZEN</b>			
BXA1040	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung)		133,00
BXA1060	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung)		194,00
BXA1041	Invacare MatrX Elan Standard-Polster (260 mm)		254,00
BXA1042	Invacare MatrX Elan Standard-Polster (360 mm)		254,00
BXA1043	Invacare MatrX Elan Nacken-Polster (230 mm)		267,00
BXA1044	Invacare MatrX Elan Nacken-Polster (310 mm)		267,00
BXA1045	Invacare MatrX Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		519,00
BXA1046	Invacare MatrX Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		519,00
<b>HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER</b>			
BXA1047	Invacare MatrX Elan Montagematerial		389,00
BXA1048	Invacare MatrX Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		454,00
BXA1049	Invacare MatrX Loxx Montagematerial		298,00
<b>KOPFSTÜTZENZUBEHÖR</b>			
BXA1050	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)		50,00
BXA1070	Nackenstütze höhen- und tiefenverstellbar		◆
BXA1090	Klinik-Kit für Kopf- / Nackenstütze		○
<b>RÜCKENZUBEHÖR</b>			
BXA1100	Seitenpelotte vielfach einstellbar, links <sup>1)</sup>		252,00
BXA1110	Seitenpelotte vielfach einstellbar, rechts <sup>1)</sup>		252,00
BXA1120	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, links <sup>1)</sup>		168,00
BXA1130	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, rechts <sup>1)</sup>		268,00
BXA1140	Seitenpelotte Standard, links <sup>1)</sup>		133,00
BXA1150	Seitenpelotte Standard, rechts <sup>1)</sup>		133,00
BXA1180	Seitenpelotte Version 2025, links, wegschwenkbar, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>		241,00
BXA1190	Seitenpelotte Version 2025, rechts, wegschwenkbar, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>		241,00
BXA1220	Seitenpelottenbefestigung		○
BXA1225	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		213,00
BXA1240	Rückeneinlegekeile (Paar)		45,00
1) Seitenpelottenbefestigung			
<b>BEINSTÜTZENZUBEHÖR</b>			
BXA1270	Fußplattenverlängerung, links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützen-oberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)		44,00
BXA1280	Fußplattenverlängerung, rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützen-oberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)		44,00
BXA1290	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○
BXA1300	Schutzbezug für Fußauflagen		75,00
BXA1310	Wadenband, gepolstert		44,00
BXA1311	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		212,00
BXA1312	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		212,00
BXA1313	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		212,00
<b>RAHMEN</b>			
<b>FARBSTREIFEN RAHMEN</b>			
BXA1320	Blau		○
BXA1330	Silber		◆
BXA1340	Rot		○
BXA1350	Champagner		○
BXA1360	Petroleum-Grün		○
BXA1365	Ohne Farbstreifen		○
<b>VORDERRADBEFESTIGUNG</b>			
BXA1370	Fest		◆



VORDERRÄDER				
BXA1395	100x30 (4'') weich, Schwarz		○	
BXA1400	125x27 (5'') mittelhart, Schwarz		○	
BXA1415	140x40 (5,5'') weich, Schwarz		○	
BXA1435	150x30 (6'') mittelhart, Schwarz		○	
BXA1455	200x30 (8'') pannensicher, Schwarz		○	
BXA1465	200x32 (8'') Luftbereifung, Schwarz		○	
BXA1475	200x45 (8'') pannensicher, Schwarz		◆	
HINTERRADGRÖSSE				
BXA1505	20'', mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt), (NC: 1 3/8'' pannensichere Bereifung, Greifreifen Edelstahl)		○	
BXA1515	20'', mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt (NC: 1 3/8'' pannensichere Bereifung, Greifreifen Edelstahl)		○	
BXA1525	22'', mit Steckachse (NC: Greifreifen Edelstahl)		○	
BXA1535	24'', mit Steckachse		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
BXA1542	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (nur mit Greifreifen Aluminium)		◆	
BXA1544	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		218,00	
BXA1546	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1'' Luftbereifung Leichtlauf)		401,00	
BXA1548	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8'' Luftbereifung mit Profil, Hand- und Speichenschutz)		○	
HINTERRADBEREIFUNG				
BXA1565	1 3/8'' Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
BXA1585	1 3/8'' pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
BXA1595	1'' Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
GREIFREIFEN				
BXA1610	Aluminium		◆	
BXA1620	Kunststoffbezogen		200,00	
BXA1630	Edelstahl (nur mit 24'' Hinterrad)		167,00	
RADZUBEHÖR				
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ				
BXA1670	Hand- und Speichenschutz, gefrostet			233,00
SICHERHEIT				
BREMSEN				
BXA1680	Standardbremse			◆
BXA1685	Einhandbremse links			460,00
BXA1687	Einhandbremse rechts			460,00
SICHERHEITZUBEHÖR				
BXA1690	Haltegurt		110,00	 1690
BXA1691	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		116,00	
BXA1692	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		125,00	
BXA1693	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		150,00	
BXA1694	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		156,00	
BXA1696	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		217,00	
BXA1697	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		229,00	
ZUBEHÖR				
BXA1710	Therapietisch inkl. Montagekit		324,00	
BXA1715	Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Montagekit für Therapietisch)		324,00	
BXA1716	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)		324,00	
BXA1717	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)		324,00	
BXA1730	Wegschwenkbarer Therapietisch (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		491,00	
BXA1735	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		491,00	



BXA1720	Auflagekissen für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)	167,00
BXA1725	Polster für halbseitigen Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)	66,00
BXA1740	Verriegelung für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)	39,00
BXA1750	Montagekit für Therapietisch	32,00
BXA1770	Anbauhalterung Viamobil (NC: Stockhalter, Ankipphilfe, Multifunktionsplattform)	402,00
BXA1800	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben)	77,00
BXA1810	Aufnahme für Haltegurt, Paar (befestigt am Sitz vorne)	62,00
BXA1820	Aufnahme für Haltegurt (befestigt am Rücken, oben)	62,00
BXA1830	Ankipphilfe (NC: Multifunktionsplattform)	◆
BXA1850	Transportbefestigungs-Kit zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß DIN ISO 7176-19	44,00
BXA1860	Multifunktionsplattform	368,00
BXA1880	Infusionsständer	77,00
BXA1890	Kit zur Reduzierung von Sitz- und Rückenwinkel	77,00
<b>Summe</b>		

Sitzhöhe	Hinterrad- größen	Mögliche Vorderräder	Std. Sitzwinkel- verstellung bis:	Std. Rückenwinkel- verstellung bis	max. erzielbare Sitzwinkel- verstellung*	Max. erzielbare Rücken- winkelverstellung**
350mm	16"	4"	45	30	45	30
	20"	4"	30	30	30	30
380mm	16"	5"	45	30	45	30
	20"	5"	45	10	45	30
	22"	5"	30	30	30	30
400mm	20"	5.5", 6"	45	30	45	30
430mm	20"	5.5", 6"	45	30	45	30
	22"	5.5", 6"	45	30	45	30
450mm	22"	5.5", 6"	45	30	45	30
	24"	5.5", 6"	45	30	45	30
480mm	16"	5.5", 6", 8"	45	30	45	30
	24"	5.5", 6", 8"	45	30	45	30
500mm	16"	8"	45	30	45	30

\*Die maximal erzielbare Sitzwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Rückenwinkels

\*\*Die maximal erzielbare Rückenwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Sitzwinkels